

Hüftprotektor-Systeme

der Schutz vor Sturzverletzungen

suprima



Compliance-Studie

Sehr hohe Patientenakzeptanz
und Therapietreue.

Einfach mehr Lebensqualität.

Sicherheit im Alltagsleben


Schutz vor Sturzverletzungen

Das Risiko, sich bei einem Sturz eine Oberschenkelhalsfraktur zuzuziehen, wächst mit fortgeschrittenem Alter überproportional.

Nicht zuletzt deshalb, weil der Knochenabbau (Osteoporose) eine Krankheit ist, von der überwiegend ältere Menschen betroffen sind.

Weitere Indikationen für ein gesteigertes Sturzrisiko sind z. B. zunehmender Schwindel und Sehschwäche.

Sturzgefährdeten Personen wird daher dringend empfohlen, zur Verminderung von Sturzverletzungen einen Slip mit Hüftprotektoren zu tragen.



Es besteht keine Garantie, dass der Gebrauch von Slips mit Hüftprotektoren Verletzungen in jedem Fall verhindert!



Compliance-Studie

Sehr hohe Patientenakzeptanz
und Therapietreue.

suprima Protektoren

Informationen

Seite 4

PHYSIOprotect Hüftschutzgürtel

für Reha, Mobilisierung und aktive Patienten

Seite 5

suprima Protektor - Slip

ohne Wäscheschutz

Seite 6-8

Osteopanty by suprima

der modische Hüftschutz

Seite 9

suprima Protektor - Slip

mit Wäscheschutz

Seite 10-11

suprima Protektor - Slip

mit integrierten Protektoren

Seite 12

silverline Protektor - Slip

mit Silber

Seite 13

suprima Herren - Slip

mit Eingriff

Seite 14

Anti - Rutsch - Socken

zur Sturzprophylaxe

Seite 15

suprima Protektoren



Artikelnr. 2007 (1 Paar)
mit haushaltsüblichem Waschmittel bei maximal 40°C per Hand zu waschen

Artikelnr. 2008 (1 Paar)
in Folie eingeschweißt, abwaschbar oder bei 60°C in der Maschine waschbar

Protektoren aus viscoelastischem Weich-Schaum

- durch viscoelastischen Weich-Schaum wirkungsvoller Schutz für den Oberschenkelhals bei Stürzen
- Tragekomfort und Körperschutzfunktion durch ergonomische Formgebung vereint
- dank hoher Bewegungsfreiheit ohne Druck- und Scheuerstellen sowie geringem Gewicht sind die Protektoren 24 Stunden zu tragen
- intelligentes Dämpfungssystem reagiert auf diverse Belastungen
- Wiederverwendbarkeit nach Stürzen: Protektor kehrt nach Aufhebung der Belastung in seinen Ausgangszustand zurück

Größen für Damen und Herren

					S		M	
suprima - Größe*	28	30	32	34	36	38	40	42
Wäschegröße (Herren)					4		5	
Hüftumfang (cm)	bis 77	78-81	82-85	86-89	90-92	93-96	97-100	101-104

	L		XL		XXL		XXXL		
suprima - Größe*	44	46	48	50	52	54	56	58	60
Wäschegröße (Herren)	6		7		8		9		10
Hüftumfang (cm)	105-108	109-112	113-116	117-121	122-126	127-132	133-138	139-144	145-150


Warnhinweis:

Hüftprotektoren können nicht in jedem Fall Sturzverletzungen verhindern. Jegliche Haftung ist deshalb ausgeschlossen.






PHYSIOprotect Hüftschutzhüftel

für Reha, Mobilisierung und aktive Patienten

- durch Zwei-Laschen-Verschluss-System leicht anzulegen
- optimale Positionierung durch Mittenmarkierung
- integrierte Protektoren, waschbar
- bequem über der Kleidung zu tragen



PHYSIOprotect Hüftschutzhüftel mit integrierten Protektoren

Pflege	     kein Weichspüler
Material	81% Polyester, 19% Elasthan
Größe	unisex: S - XXL (Info Seite 4)
Farbe	anthrazit
Artikelnr.	1491 012

suprema Protektor - Slip

Protektoren herausnehmbar

- schützt den Oberschenkelhals
- vermeidet Sturzverletzungen
- hoher Tragekomfort
- flache Protektoren tragen nicht auf
- bequem im Liegen



- **breiter Komfortbund**
- **nahtlos rundgestrickt**
- **gleichmäßige Kompression**
- **Protektorentaschen**
exakte Positionierung der Protektoren

Hüftprotektor - Slip ohne Protektoren

Pflege	
Material	58% Baumwolle, 36% Polyamid, 6% Elasthan
Größe	unisex: S - XXL* (Info Seite 4)
Farbe	weiß
Artikelnr.	1490 001

*Aufgrund der Elastizität des Materials ist die Hose XXL bis XXXL einsetzbar.

passende
Protektoren:

Infos Seite 4



Art. 2007



Art. 2008

maschinen-
waschbar

Protector - Slip Starter-Sets

Protectoren herausnehmbar

Größen: S – XXL



waschbar

Anzahl Hüftprotector-Slips Art. 1490	Anzahl Paar Protectoren Art. 2007	Anzahl Paar Protectoren Art. 2008	Set-Artikelnr.
1	1		1492 001
1		1	1493 001
2	1		1494 001
2		1	1495 001
3	1		1496 001
3		1	1497 001
4	1		1498 001
4		1	1499 001
Anzahl Hüftprotector-Slips Art. 1490	Anzahl Paar Protectoren Art. 2007	Anzahl Paar Protectoren Art. 2008	Set-Artikelnr.

suprema Protektor - Slip

knöpfbar, mit Aussparung im Schritt

- geeignet für Patienten mit oder ohne Inkontinenz
- leichtes Anlegen durch Druckknöpfe
- mehr Sicherheit beim Gang zur Toilette
- geringes Wäscheaufkommen

So leicht anzulegen
wie ein Gürtel!



suprema Protektor - Slip, knöpfbar mit Aussparung (ohne Protektoren)

Pflege	
Material	90% Baumwolle, 10% Elasthan
Größe	unisex: S - XXL (Info Seite 4)
Artikelnr.	1414 000 (nur in weiß)

So leicht anzulegen
wie ein Gürtel!



suprema Protektor - Slip, knöpfbar mit Aussparung (mit integrierten Protektoren)

Pflege	kein Weichspüler
Material	90% Baumwolle, 10% Elasthan
Größe	unisex: S - XXL (Info Seite 4)
Artikelnr.	1424 000 (nur in weiß)

Osteopanty

by suprema

modischer Schutz vor
Oberschenkelhalsbrüchen

- hochwertiges Material
- moderne Optik
- optimaler Schutz



weiß -001

schwarz -009

beere -060

kiwi -063

Osteopanty Sets und Einzelhosen

Pflege			von links waschen
Material	48% Baumwolle, 47% Modal, 5% Elastan		
Größe	Damen: S - XL (Info Seite 4)		
Farben	weiß, schwarz, beere, kiwi		
Ausführung	inkl. Protpektoren (Art. 2007)	ohne Protpektoren	
Artikelnr.	1400 + Farbnr.	1401 + Farbnr.	

bodyguard Protector - Slip

für Sie,
mit Wäscheschutz bei Inkontinenz

- gute Passform durch Elasthan-Anteil
- undurchlässiger, atmungsaktiver Wäscheschutz aus PU



bodyguard Protector - Slip für Sie, mit Wäscheschutz bei Inkontinenz (ohne Protektoren)



Pflege	
Material	94% Baumwolle, 6% Elasthan Wäscheschutz: 100% Polyurethan
Größe	S - XXL (Info Seite 4)
Farbe	weiß
Artikelnr.	1411 000

passende
Protektoren:

Infos Seite 4



Art. 2007



Art. 2008

maschinen-
waschbar

bodyguard Protector - Slip






für Ihn,
mit Wäscheschutz bei Inkontinenz

- gute Passform durch Elasthan-Anteil
- undurchlässiger, atmungsaktiver Wäscheschutz aus PU



bodyguard Protector - Slip für Ihn, mit Wäscheschutz bei Inkontinenz(ohne Protectors)



Pflege	    
Material	94% Baumwolle, 6% Elasthan Wäscheschutz: 100% Polyurethan
Größe	S - XXL (Info Seite 4)
Farbe	weiß
Artikelnr.	1412 000

passende
Protectors:

Infos Seite 4



Art. 2007



Art. 2008

**maschinen-
waschbar**

suprema Protektor - Slip

mit integrierten Protektoren


- besonders geeignet für demente Patienten
- Protektoren können vom Patienten nicht entnommen werden:
 - hoher Tragekomfort
 - bequem im Liegen



- breiter Komfortbund
- nahtlos rundgestrickt
- gleichmäßige Kompression
- **eingenähte Protektoren**

vom Patienten nicht zu entnehmen

Hüftprotektor - Slip mit integrierten Protektoren

Pflege	 kein Weichspüler
Material	58% Baumwolle, 36% Polyamid, 6% Elasthan
Größe	unisex: S - XXL* (Info Seite 4)
Farbe	weiß
Artikelnr.	1481 001

*Aufgrund der Elastizität des Materials ist die Hose XXL bis XXXL einsetzbar.

integrierte Protektoren:

- aus viscoelastischem Material
- in Folie eingeschweißt (wasserdicht)



maschinenwaschbar


Art. 2008

silverline Protektor - Slip

Komfort und Heilkraft durch Silber

- Silber blockiert die Zellteilung von Bakterien
- verhindert unangenehme Geruchsbildung
- schützt vor Infektionen
- hilft beim Abheilen von Entzündungen im Intimbereich

im Schritt eingearbeiteter
x-static Silberfaden



silverline Protektor - Slip Komfort und Heilkraft durch Silber (ohne Protektoren)

Pflege	
Material	90% Baumwolle, 10% Elasthan im Schritt: 95% Baumwolle, 5% Silber
Größe	unisex: S - XXL (Info Seite 4)
Farbe	weiß
Artikelnr.	1409 000

passende
Protektoren:

Infos Seite 4



Art. 2007



Art. 2008

maschinen-
waschbar

suprima Protektor - Slip

für Ihn, mit Eingriff

- schützt den Oberschenkelhals
- vermeidet Sturzverletzungen
- hoher Tragekomfort



suprima Protektor - Slip für Herren, mit Eingriff (ohne Protektoren)

Pflege	
Material	90% Baumwolle, 10% Elasthan
Größe	S - XL (Info Seite 4)
Farbe	weiß
Artikelnr.	1413 000

passende
Protektoren:

Infos Seite 4



Art. 2007



Art. 2008

maschinen-
waschbar


Anti - Rutsch - Socke

für rutschsicheres Gehen
auf glatten Böden

- rutsch- und standfest auf allen glatten Böden wie Parkett, Holz- / Steinböden, Fliesen oder Linoleum
- Vorbeugung vor schmerzhaften Stürzen mit Folgen für die Beweglichkeit
- effektiver Schutz vor Verletzungen der Fußsohle



Anti - Rutsch - Socke

Pflege	 von links waschen	
Material	80% Baumwolle, 15% Polyamid, 5% Elasthan	
Größe	35/38, 39/42	39/42, 43/45
Farbe	bordeaux	schwarz
Artikelnr.	4820 023	4820 009

Hinweis für Kontraindikationen:

Nur bedingt geeignet bei: Parkinson, Schlaganfall,
Peronäus-Lähmungen

Warnhinweis:

Nasse oder feuchte Fliesen und Böden stellen trotz der Sohle immer eine Rutschgefahr dar. Nicht geeignet bei schlurfendem Gang oder Einschränkung des Bewegungsapparates.

Weitere Produkte von suprima

Hüftprotektor-Systeme
Osteopanty
Inkontinenz-Slips
Inkontinenz-Badebekleidung
Bettschutz
Sitzauflagen
Pflegeoveralls und -body's
Schlafsack
Patienten-Schutzhandschuhe
Pflegehemden
Ess-Schürzen
Fersenschuhe
KIDS - Artikel für Kinder

suprima GmbH
Kulmbacher Straße 31 - 35
95460 Bad Berneck
Telefon 09273 9204 0
Telefax 09273 9204 55
info@suprima-gmbh.de

www.suprima-gmbh.de