

Alèse de lit lavable

Polyester



- Alèse
- Imperméable et respirant
- Absorbant
- Matériau adapté aux personnes allergiques
- Résistant aux acariens
- Résistant aux virus
- Résistant au sang et à l'urine
- Peut être désinfecté à l'aide d'un spray
- Pratiquement aucun glissement, grâce à envers brossé
- Ne se froisse pratiquement pas
- Volume d'absorption : 2 674 ml/m²

taille (cm)	80 x 90
Article N°	3111 004 087

sans rabats latéraux

Alèse de lit lavable

Coton



- Alèse
- Imperméable et respirant
- Absorbant
- Matériau adapté aux personnes allergiques
- Résistant aux acariens
- Anti-allergique
- Résistant aux virus
- Résistant au sang et à l'urine
- Peut être désinfecté à l'aide d'un spray
- Lavable jusqu'à 300 fois
- Volume d'absorption : 3 449 ml/m².

taille (cm)	85 x 90
Article N°	3103 001 085

verso antidérapant

avec rabats latéraux



- Alèse
- Imperméable et respirant
- Absorbant
- Matériau adapté aux personnes allergiques
- Résistant aux acariens
- Résistant aux virus
- Résistant au sang et à l'urine
- Peut être désinfecté à l'aide d'un spray
- Pratiquement aucun glissement, grâce à envers brossé
- Ne se froisse pratiquement pas
- Volume d'absorption : 2 674 ml/m²

taille (cm)	80 x 180 (80 x 90)
Article N°	3112 004 084

suprima GmbH
Kulmbacher Str. 31-35
95460 Bad Berneck


suprima
www.suprima-gmbh.de

téléphone 09273 9204 0
fax 09273 9204 55
info@suprima-gmbh.de

Protection de literie

vous pouvez compter sur

suprima



Une meilleure qualité de vie, tout simplement.

Pour une bonne nuit de sommeil

Protection et confort

Les alèses et les draps-housses sont utilisés pour protéger le matelas de l'humidité. Pour un usage temporaire ou des soins de courte durée, de simples protections en PVC peuvent être utilisées.

Les alèses enduites (éponge ou molleton) ont également une fonction absorbante et augmentent le confort de couchage. elles sont placées au-dessus des draps, de sorte qu'en cas de miction (mouillage), seul l'alèse doit être lavée.

Pour les soins lourds, de longue durée et/ou intensifs, les alèses et draps-housses en PU (polyuréthane) sont préférables. Ils sont plus durables et respirants. Les protections en PU réduisent le risque d'escarres grâce à leur élasticité. Les alèses multi couches sont très absorbantes et préviennent également les escarres.

Si le patient est agité sur le plan moteur, l'utilisation de draps-housses est fortement recommandée.

Drap-housse

PU



- Matériau adapté aux personnes souffrant d'allergies
- Anti-allergique
- Imperméable à l'eau
- Résistant aux acariens
- Résistant aux virus
- Résistant au sang et à l'urine
- Respirant
- Peut être désinfecté à l'aide d'un spray

taille (cm)	100x200 x20	140 x 200 x 20
Article N°	3527 001 202	3527 001 201

Drap-housse

PVC



- Matériau adapté aux les personnes souffrant d'allergies
- Anti-allergique
- Imperméable à l'eau
- Coins scellés à chaud avec du caoutchouc
- Résistant aux acariens
- Résistant aux virus
- Résistant au sang et à l'urine
- Peut être désinfecté à l'aide d'un spray

taille (cm)	100 x 200 x 20		
Article N°	3066 001 202		

Alèse

Tissu éponge



STANDARD 100



- Matériau adapté aux personnes souffrant d'allergies
- Anti-allergique
- Imperméable à l'eau
- Revêtement PU
- Résistant aux acariens
- Imperméable aux germes
- Respirant
- Élastique
- Absorbant
- Fixation sûre à l'aide d'éléments latéraux

taille (cm)	90 x 150
Article N°	3051 001 090

Tissu éponge / revêtement PU



STANDARD 100



- Matériau adapté aux les personnes souffrant d'allergies
- Anti-allergique
- Imperméable à l'eau
- Revêtement PU
- Résistant aux acariens
- Imperméable aux germes
- Absorbant
- Respirant
- Lavable au moins 100 fois

tailles (cm)	100x200 x24	90 x 200 x 12
Article N°	3071 001 104	3071 001 103



STANDARD 100



Tissu éponge / revêtement PVC



- Matériau adapté aux les personnes souffrant d'allergies
- Anti-allergique
- Imperméable à l'eau
- Enduit de PVC
- Absorbant
- Résistant au sang et à l'urine
- Convient pour les lits d'enfant

tailles (cm)	100x200x20	140x200x20	70x140x15
Article N°	3067 001 202	3067 001 201	3067 001 072