

Hüftprotector-Systeme

Sicherheit - Tag für Tag

suprima

SAFEHIP[®]
THE HIP PROTECTOR



Einfach mehr Lebensqualität.



Im Alltag lauern für Senioren viele Gefahren. Falsches Schuhwerk, glatte Böden, Teppichfalten oder der Einfluss von Medikamenten können unter anderem Ursachen für schwere Stürze sein. Viele dieser Stürze ereignen sich nachts. Unsere Hüftschutzhosen sind so konzipiert, dass sie rund um die Uhr getragen werden können.

Hüftprotektoren können bei einem Sturz einen Oberschenkelhalsbruch verhindern.

Beugen Sie vor

- Hüftprotektoren verringern das Risiko von Oberschenkelhalsfrakturen. Dem Patienten bleiben ein beschwerlicher Krankheitsverlauf und eventuelle Immobilität erspart.
- Sturzangst kann vermindert, Lebensqualität erhalten werden.
- Leicht in der Handhabung und sofortiger Nutzen.

Die Protekoren

SAFEHIP® AirX™ - Protektor

- Protektoren aus 100%-textilem AirX™ Material passen sich dem Körper perfekt an, tragen kaum auf und sind kaum spürbar.
- Durch die Atmungsaktivität des Protektors werden das Risiko auf Rötungen und Juckreiz minimiert. Der Patient hat jeder Zeit ein trockenes und komfortables Gefühl.
- Protektoren bei 95°C waschbar und trocknergeeignet.



SAFEHIP® Classic - Protektor

- Protektoren aus weichem, elastischen PE-Softschaum passen sich dem Körper perfekt an.
- Minimiert Hautrötungen und Juckreiz.
- Protektoren waschbar bis 60°C.





AirX™ - Unisex mit integrierten Protektoren

- keine störenden Nähte
- extrem atmungsaktiv durch AirX-Textilprotektoren
- flache Konstruktion, trägt nicht auf
- Fixierhose für Inkontinenz-Material

Material	55% Baumwolle, 45% Polyamid, 6% Elasthan
Größe	für Damen und Herren: S-XXL
Farbe	weiß
Pflege	
Artikelnr.	1370 001



AirX™ - Open mit integrierten Protektoren

- keine störenden Nähte
- extrem atmungsaktiv durch AirX-Textilprotektoren
- flache Konstruktion, trägt nicht auf
- auch als Inkontinenzhose geeignet
- Wechsel des Inkontinenzmaterials ohne Ausziehen des Slips möglich

Material	55% Baumwolle, 45% Polyamid, 6% Elasthan
Größe	für Damen und Herren: S-XXL
Farbe	weiß
Pflege	
Artikelnr.	1377 001

Classic - Unisex
mit integrierten Protektoren

- Protektoren aus PE-Softschaum
- keine störenden Nähte
- Fixierhose für Inkontinenz-Material



Material	71% Baumwolle, 25% Polyester, 4% Elasthan
Größe	für Damen und Herren: S-XXL
Farbe	weiß
Pflege	
Artikelnr.	1380 001

Classic - Open
mit integrierten Protektoren

- Protektoren aus PE-Softschaum
- keine störenden Nähte
- Wechsel des Inkontinenzmaterials ohne Ausziehen des Slips möglich



Material	71% Baumwolle, 25% Polyester, 4% Elasthan
Größe	für Damen und Herren: S-XXL
Farbe	weiß
Pflege	
Artikelnr.	1387 001



Active - Gürtel mit integrierten Protektoren

- bequem über und unter der Kleidung zu tragen
- einfaches An- und Ablegen für den Benutzer
- mit Klettverschluss zu schließen
- atmungsaktives Gewebe
- mit Classic-Protektoren

Material	85% Polyester, 15% Elasthan
Größe	für Damen und Herren: S-XXL
Farbe	schwarz
Pflege	
Artikelnr.	1389 009

Größenübersicht



AirX und Classic

	S	M	L	XL	XXL
cm	75-95	90-110	100-120	120-140	120-140



Active Gürtel

	S	M	L	XL	XXL
cm	85-95	95-105	105-115	115-125	125-140

Hüftumfang immer an der breitesten Stelle messen.

SAFEHIP® im Set

2 x



SAFEHIP® AirX - Unisex mit integrierten Protektoren

Pack 2x Classic Unisex (Artnr. 1370 001)

Artikelnr. **1371 001**

2 x



+



1 x

SAFEHIP® Classic - Unisex

Set 2x Classic Unisex + 1 Paar Classic-Protektoren

Artikelnr. **1384 001**

3 x



+



1 x

SAFEHIP® Classic - Unisex

Set 3x Classic Unisex + 1 Paar Classic-Protektoren

Artikelnr. **1385 001**

Produkte von suprima

Hüftprotektor-Systeme
Osteopanty
Inkontinenz-Slips
Inkontinenz-Badebekleidung
Bettschutz
Sitzauflagen
Pflegeoveralls und -body's
Schlafsack
Patienten-Schutzhandschuhe
Pflegehemden
Ess-Schürzen
Fersenschuhe
KIDS - Artikel für Kinder

suprima GmbH
Kulmbacher Straße 31 - 35
95460 Bad Berneck
Telefon 09273 9204 0
Telefax 09273 9204 55
info@suprima-gmbh.de

www.suprima-gmbh.de