

Das müssen Sie wissen zum Thema

Sitzauflagen



ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ FÜR ALLE SITZGELEGENHEITEN

Ob auf Sofa oder Sessel, im Auto, in der Pflegeeinrichtung oder im Reha-Bereich: Mit Sitzauflagen können inkontinente Menschen überall Platz nehmen, ohne Angst vor unerwünschten Feuchtigkeitsflecken und Verschmutzung ihrer Sitzgelegenheit zu haben.

Vorteile von Sitzauflagen


- sofort einsatzbereit und flexibel verwendbar
- können überall mit hingenommen werden
- feuchtigkeitsundurchlässig und saugfähig
- hygienisch zu reinigen bei 95°C und trocknergeeignet
- unauffällige Designs

Die hohe Saugfähigkeit gewährleistet ein trockenes Sitzgefühl, die feuchtigkeitsundurchlässige Schicht schützt auch schwer zu reinigende Sitzgelegenheiten zuverlässig.

MÖGLICHE EINSATZGEBIETE

- schwer zu reinigende Polstermöbel
- Auto
- öffentliche Verkehrsmittel
- Patiententransfer
- Wartezimmer in Arzt- oder Physiotherapiepraxen
- Busreisen
- Pflege-/Altenheime
- Reha-Einrichtungen

Wir empfehlen Sitzauflagen überall dort bereitzuhalten, wo sich inkontinente Menschen aufhalten (könnten). Dies kann insbesondere in Pflege-/Alten-/Rehaeinrichtungen viel Reinigungsaufwand und somit auch wertvolle Zeit ersparen.



Oberseite:
aus Polyester

Zwischenlage:
Saugschicht aus Polyestervlies oder feuchtigkeitsundurchlässiger PU-Schicht

Unterseite:
textil, je nach Zwischenschicht enthält sie eine Nässesperre; teils mit Anti-Rutsch-Beschichtung oder Noppen

NEUHEIT

Sitzauflage



saugfähig
Saugvolumen
2.200 ml/m²



ohne Anti-Rutsch-Funktion

Material

Oberseite: 100% Polyester
PU-Nässesperrschicht

Pflege



Farbe

088 grün-Struktur, 089 blau-Struktur

Größe

45x45 cm

Art.-Nr.

3709 + Farbnummer + 045



- antibakteriell
- verhindert Geruchsbildung
- kein Nässestau
- feuchtigkeitsundurchlässig
- saugfähig und atmungsaktiv



Sitzauflage „to go“,
zum Aufrollen



saugfähig
Saugvolumen
2.500 ml/m²



mit Schlaufe

Material

Oberseite: 100% Polyester
Zwischenlage: 100% PU
Unterseite: 100% Polyester
Schlaufe: 80% Polyamid, 20% Elasthan

Pflege



Größe

40x50 cm

Farbe

009 schwarz

Art.-Nr.

3708 009 041

- dank der Schlaufe mit nur wenigen Handgriffen klein und praktisch für den Transport zusammengerollt
- weich gepolstert
- sehr saugfähig
- sterilisierbar
- wasserundurchlässig

Anti-Rutsch-Noppen



AUFROLLEN IN NUR 3 SCHRITTEN

Schritt 1: linke und rechte Seite zu je 1/3 nach Innen schlagen. **Achtung:** Schlaufe nach Außen!



Schritt 2: In Richtung der Schlaufe zusammenrollen.



Schritt 3: Gummischlaufe um die Rolle wickeln. Fertig!



Sitzauflagen

Polyester

Sitzauflage, Karo blau-grün



saugfähig
Saugvolumen
2.000 ml/m²



ohne Anti-Rutsch-Funktion

Material

Oberseite: 100% Polyester
Zwischenlage: Polyestervlies
Unterseite: mit PU beschichteter Velours

Pflege



Farbe

066 Karo blau-grün

Größe

45x45 cm

Art.-Nr.

3700 066 045



- wasserundurchlässig
- saugfähig
- atmungsaktiv



Sitzauflage, terrakotta



saugfähig
Saugvolumen
2.000 ml/m²



ohne Anti-Rutsch-Funktion

Material

Oberseite: 100% Polyester
Zwischenlage: Polyestervlies
Unterseite: mit PU beschichteter Velours

Pflege



Farbe

055 terrakotta

Größe


45x45 cm

Art.-Nr.

3702 055 045



- atmungsaktiv
- wasserundurchlässig
- saugfähig



Sitzauflage, Karo grau Anti-Rutsch



saugfähig
Saugvolumen
2.300 ml/m²



mit Anti-Rutsch-Funktion

Material

Oberseite: 100% Polyester
Zwischenlage: Polyestervlies
Unterseite: mit PU beschichteter Velours

Pflege



Farbe

074 Karo grau

Größe

40x50 cm

Art.-Nr.

3706 074 041



- wasserundurchlässig
- saugfähig
- atmungsaktiv

Anti-Rutsch beschichtete Unterseite



Sitzauflage, mokka



saugfähig
Saugvolumen
2.500 ml/m²



ohne Anti-Rutsch-Funktion

Material
Oberseite: 100% Polyester
Zwischenlage: 100% PU
Unterseite: 100% Polyester

Pflege

Farbe
056 mokka

Größe
45x45 cm

Art.-Nr.
3703 056 045



- sehr saugfähig
- atmungsaktiv
- sterilisierbar
- wasserundurchlässig



Sitzauflage mit Anti-Rutsch-Noppen



saugfähig
Saugvolumen
2.500 ml/m²



mit Anti-Rutsch-Funktion

Material
Oberseite: 100% Polyester
Zwischenlage: 100% PU
Unterseite: 100% Polyester

Pflege

Größe
40x50 cm


Farbe
003 rot, 005 blau, 009 schwarz

Art.-Nr.
3704 + Farbnummer + 041



- weich gepolstert
- sehr saugfähig
- sterilisierbar
- wasserundurchlässig

Anti-Rutsch-Noppen



Sitzauflage XL mit Noppen



saugfähig
Saugvolumen
2.500 ml/m²



extra große Saugfläche

Material
Oberseite: 100% Polyester
Zwischenlage: 100% PU
Unterseite: 80% Baumwolle, 20% Polyester

Pflege

Farbe
009 schwarz

Größe
40x80 cm

Art.-Nr.
3705 009 040



Die Sitzauflage ist wasserundurchlässig, sehr saugfähig, weich gepolstert und sterilisierbar. Durch die Noppen auf der Unterseite wird ein Verrutschen verhindert. Besonders für Sessel und Sofas geeignet.

Anti-Rutsch-Noppen

