

suprima
Sitzauflagen

schützen jeden Sitz

- feuchtigkeitsundurchlässig
- saugfähig
- Schutz bei Inkontinenz
- Schutz vor anderen Verschmutzungen
- waschbar
- optimal beim Patiententransfer



zuhause



im Rehabereich



in der Pflegeeinrichtung



auf Treppenliften



im Taxi



im Auto

Beratung und Verkauf bei Ihrem Fachhändler

suprima

Weitere Produkte
von suprima

Bettschutz
für jede Anforderung



Ess-Schürzen
mit verschiedenen
Verschlüssen



suprima GmbH
Kulmbacher Straße 31 - 35
95460 Bad Berneck
Telefon 09273 9204 0
Telefax 09273 9204 55
info@suprima-gmbh.de


www.suprima-gmbh.de

9927 02/2017

Sitzauflagen

schützen jeden Sitz

suprima



Wir behalten uns eventuelle Änderungen des Sortiments vor. Vorbehaltlich eventueller Druckfehler und drucktechnisch bedingter Farbabweichungen.

Einfach mehr Lebensqualität.



Sitzauflage mit Noppen

Oberseite: 100% Polyester			
Zwischenlage: 100% Polyurethan			
Unterseite: 80% Baumwolle, 20% Polyester			
Saugvolumen	2.500 ml/m ²		
Größe (cm)	40 x 50		
Farben	rot	blau	schwarz
Artikelnr.	3704 003	3704 005	3704 009



Sitzauflage mit Anti-Rutsch Beschichtung

Oberseite: 100% Polyester	
Zwischenlage: Polyestervlies	
Unterseite: mit PU beschichteter Velours	
Saugvolumen	2.000 ml/m ²
Größe (cm)	40 x 50
Farbe	karo grau
Artikelnr.	3706 074



Sitzauflage karo blau-grün

Oberseite: 100% Polyester	
Zwischenlage: Polyestervlies	
Unterseite: mit PU beschichteter Velours	
Saugvolumen	2.000 ml/m ²
Größe (cm)	45 x 45
Artikelnr.	3700 000



Sitzauflage XL mit Noppen

- zum Abdecken von Sofas und Sesseln
- für die Rücksitzbank im Auto
- für stark übergewichtige Patienten

95°C kochfest
trocknergeeignet

Oberseite: 100% Polyester	
Zwischenlage: 100% Polyurethan	
Unterseite: 80% Baumwolle, 20% Polyester	
Saugvolumen	2.500 ml/m ²
Größe (cm)	40 x 80
Farbe	schwarz
Artikelnr.	3705 009



Sitzauflage mokka

100% Polyester, innenliegende Sperrschicht aus 100% Polyurethan	
Saugvolumen	2.500 ml/m ²
Größe (cm)	45 x 45
Artikelnr.	3703 056



Sitzauflage terrakotta

Oberseite: 100% Polyester	
Zwischenlage: Polyestervlies	
Unterseite: mit PU beschichteter Velours	
Saugvolumen	2.000 ml/m ²
Größe (cm)	45 x 45
Artikelnr.	3702 000