

# Neopren-Therapiebekleidung: Maßanfertigung



Name des Patienten \_\_\_\_\_

Alter \_\_\_\_\_ Geschlecht \_\_\_\_\_

gemessen von Hr./Fr. \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_

Kundennr. \_\_\_\_\_

Firmenadresse \_\_\_\_\_

Telefonnr. \_\_\_\_\_

Beanstandungen der Passform (Maßanfertigungen) müssen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung geltend gemacht werden. Spätere Reklamationen der Passform können nicht anerkannt werden. Für falsche Maße und Farbangaben oder doppelte Aufträge (Fax-Übertragung) wird nicht haftet.

Es ist möglich, dass Wasser in die Badebekleidung eindringt und es zu einem geringen Wasseraustausch kommt. Dies ist anatomisch bedingt, absolut normal und beeinträchtigt die Hygiene in der Regel nicht.

Farbe: \_\_\_\_\_

## Maße für Neopren-Hosen (1-11)

1. Windeln  ja  nein
2. gemessen mit Windeln  ja  nein
3. Taillenumfang in Nabelhöhe \_\_\_\_\_ cm
4. Gesäßumfang \_\_\_\_\_ cm
5. von Taille vorn bis Taille hinten \_\_\_\_\_ cm
6. Beinlänge der Hose (7-15 cm) \_\_\_\_\_ cm
7. Oberschenkelumfang rechts \_\_\_\_\_ cm
8. Beinabschlussumfang rechts \_\_\_\_\_ cm
9. Oberschenkelumfang links \_\_\_\_\_ cm
10. Beinabschlussumfang links \_\_\_\_\_ cm
11. Patient hat starkes Hohlkreuz  ja  nein  
(Bei starkem Hohlkreuz ist ein Gürtel mit Keil erforderlich)

**Maßanfertigungen**  
nur über den niedergelassenen  
Sanitätsfachhandel erhältlich

## Maße zusätzlich für Neopren-Anzüge (12-17)

12. Körper rund-um-messen\* \_\_\_\_\_ cm
13. Achselmaß rund-um-messen \_\_\_\_\_ cm
14. Brustumfang \_\_\_\_\_ cm
15. Halsumfang \_\_\_\_\_ cm
16. Vorderlänge von Oberkante Brustbein bis zum Schritt (gerade messen) \_\_\_\_\_ cm
17. Körpergröße \_\_\_\_\_ cm Farbe \_\_\_\_\_



## Position Reißverschlüsse (zwingend) Gürtel ja nein

18. ein Reißverschluss vorne  rechts  links
19. ein Reißverschluss hinten  rechts  links
20. ein Reißverschluss Seite  rechts  links
21. ein Reißverschluss vorne  Mitte
22. ein Reißverschluss hinten  Mitte
23. durchgehender Reißverschluss  Seite rechts  Seite links



**Maße in cm angeben!**  
Messen Sie am entspannten Körper direkt auf der Haut (T-Shirt und Slip stören nicht).  
Bei Windelträgern unbedingt mit Windeln messen.

- Bestellung**
- Kostenvoranschlag**



**Bitte beachten:**  
die Lieferzeit beträgt voraussichtlich 3 Wochen

\* Mit dem Meter-Bandmaß, von der Brust durch den Schritt, hinten hoch, über die Schulter, zurück zum Anfang