

protecteur de hanche en suprima 1481 - avec protecteurs intégrés



lavable
en machine

protecteur de hanche en suprima 1481
avec protecteurs intégrés

Matière	58% coton, 36% polyamide, 6% élasthanne
tailles	unisexe (femme et homme) : S-XXL
entretien	60°C, no iron, no bleach, no dry clean, no tumble dry pas d'assouplissant
couleur	blanc
Numéro d'article	1481 001

Ceinture de protection des hanches PHYSIOprotect 1491



protecteur de hanche en suprima 1491 012
avec protecteurs intégrés

Matière	81% polyester, 19% élasthanne
tailles	unisexe (femme et homme) : S-XXL
entretien	60°C, no iron, no bleach, no dry clean, no tumble dry
couleur	anthracite
Numéro d'article	1491 012




tableau des tailles

	femme et homme				S		M	
	28	30	32	34	36	38	40	42
taille suprima*	28	30	32	34	36	38	40	42
taille homme					4		5	
circonférence des hanches (cm)	bis 77	78-81	82-85	86-89	90-92	93-96	97-100	101-104

	L		XL		XXL		XXXL		
	44	46	48	50	52	54	56	58	60
taille suprima*	44	46	48	50	52	54	56	58	60
taille homme	6		7		8		9		10
circonférence des hanches (cm)	105-108	109-112	113-116	117-121	122-126	127-132	133-138	139-144	145-150

* suprima - la taille est conforme à la taille de la femme en prêt-à-porter.

Systèmes de protection des hanches

la protection contre les chutes

suprima



Étude de conformité
Très bonne acceptation et adhésion des patients.

suprima GmbH
Kulmbacher Str. 31-35
95460 Bad Berneck

suprima
www.suprima-gmbh.de

téléphone 09273 9204 0
fax 09273 9204 55
info@suprima-gmbh.de

Une meilleure qualité de vie, tout simplement.

La chute et ses conséquences

Dans la vie de tous les jours, de nombreux dangers se cachent partout. Des chaussures inadaptées, un sol lisse, un tapis ou l'influence de médicaments peuvent être à l'origine de lourdes chutes. Les protecteurs de hanche suprima sont conçus pour être portés de jour comme de nuit et peuvent prévenir une fracture du col du fémur en cas de chute.

Une chute ou même la peur de tomber peuvent affecter de manière significative la qualité de vie :

- Restriction de l'activité physique et perte musculaire: perte de mobilité et diminution dans la coordination des mouvements.
- Isolement social: les contacts ne peuvent plus être maintenus.
- Incertitude affectant l'appareil locomoteur: Augmentation du risque de chute.
- Risque de perte d'autonomie.


Qui devrait porter des protecteurs de hanche ?

- Les personnes âgées à domicile ou dans des établissements de soins.
- Les personnes présentant un risque accru de chute.
- Les patients atteints d'ostéoporose.

Les protecteurs de hanches en suprima

Le protecteur de hanches suprima offre une protection efficace contre les fractures de la hanche et les blessures en cas de chute. Le sous-vêtement est doté de poches de protection de chaque côté qui sont exactement positionnées pour accueillir les protecteurs: Les protecteurs s'insèrent parfaitement dans le sous-vêtement sans être encombrants. Tricoté sans couture et avec une large ceinture, le sous-vêtement offre un grand confort d'utilisation et a une longue durée de vie. Grâce à sa légère compression, il offre un ajustement et une sécurité parfaite. Fonctionnel et confortable, le protège-hanche offre à l'utilisateur le plus haut niveau de protection, qu'il soit actif ou allongé.

Les faits en un coup d'œil



Le protecteur de hanche absorbe les forces lors de la chute.

- ✓ La force d'impact est ralentie et affaiblie. Grâce au protecteur, la hanche est protégée, et l'énergie de l'impact est répartie sur les tissus mous environnants.
- ✓ Le matériau viscoélastique revient à son état initial immédiatement après une chute et joue de nouveau son rôle protecteur.
- ✓ Les protecteurs sont légers, discrets et confortables à porter. L'acceptation par le patient est très élevée (démonstrée par une étude de cas).

ATTENTION!

Les protecteurs de hanche ne peuvent pas dans tous les cas prévenir les blessures.

Set n°1492 - avec protecteurs amovibles



Poches pour un positionnement exact du protecteur

Les protections doivent être enlevées avant le lavage



SET DE DEMARRAGE

1 sous-vêtement de protection des hanches + 1 paire de protecteurs

matière	58% coton, 36% polyamide, 6% élasthanne
tailles	unisexe (femme et homme) : S-XXL
entretien	pas d'assouplissant
couleur	blanc
Numéro d'article	1492 001