

# Inkontinenz- Badebekleidung

Schutz und Hygiene im Schwimmbad

suprima



Einfach mehr Lebensqualität.

# Entspannt im Wasser

für Freiheit und Lebensqualität

**Hinweis:**  
Anatomisch bedingt können geringe Wassermengen  
in die Badebekleidung eindringen.  
Dies beeinträchtigt die Hygiene nicht.

Von Inkontinenz oder Stoma betroffene Menschen fühlen sich oftmals in ihrer Freizeitgestaltung beeinträchtigt. Aus Scham werden Schwimmbadbesuche vermieden, obwohl sie das körperliche und seelische Wohlbefinden steigern könnten.

Die speziell entwickelte Inkontinenz-Badebekleidung ermöglicht harn- und stuhlinkontinenten Menschen den Besuch von Schwimmbädern und wassertherapeutischen Einrichtungen.

Optisch unterscheiden sich Badeanzug und Schwimmshorts nicht von typischer Bademode. Schutz bietet ein unsichtbar eingearbeiteter Sicherheitsslip, der in Material und Verarbeitung so konzipiert ist, dass weder Urin noch Stuhl ins Wasser gelangen können. Die Hygienevorschriften sind somit erfüllt.


Der Betroffene fühlt sich wohl, und kann Schwimmbadbesuche nun unbesorgt genießen.

Die Inkontinenz-Badebekleidung wurde in Zusammenarbeit mit dem Selbsthilfeverband Inkontinenz e.V. Augsburg getestet.






# Modischer Badeanzug

mit eingearbeiteten Korbchen

- Rockteil kaschiert Sicherheitsslip (siehe Seite 8)
- Innenslip mit Tasche für Schlüssel
- praktischer Verschluss am Rückenteil



## modischer Badeanzug

Pflege	     kein Weichspüler	
Material	80% Polyamid, 20% Elasthan Sicherheitsslip: 100% Polyester, Polyurethan beschichtet	
Größe	36 - 52 Sonderanfertigung für Stoma - Patientinnen möglich	
Farbe	schwarz	bordeaux
Artikelnr.	1519 009	1519 023

# Sportlicher Badeanzug

- Rockteil kaschiert Sicherheitsslip (siehe Seite 8)
- Innenslip mit Tasche für Schlüssel




## sportlicher Badeanzug


Pflege	kein Weichspüler		
Material	80% Polyamid, 20% Elasthan Sicherheitsslip: 100% Polyester, Polyurethan beschichtet		
Größe	36 - 48 Sonderanfertigung für Stoma-Patientinnen möglich		
Farbe	schwarz	bordeaux	hellblau
Artikelnr.	1520 009	1520 023	1520 039

# Schwimmshorts

- eingearbeiteter Sicherheitslip (siehe Seite 8)
- Innenslip mit Tasche für Schlüssel



## Schwimmshorts

Pflege	 kein Weichspüler
Material	80% Polyamid, 20% Elasthan Sicherheitslip: 100% Polyester, Polyurethan beschichtet
Größe	5 - 10 Sonderanfertigung für Stoma-Patienten möglich
Farbe	schwarz
Artikelnr.	1521 009


# Schwimmshorts

für Kinder

- eingearbeiteter Sicherheitsslip (siehe Seite 8)
- Innenslip mit Tasche für Schlüssel



## Schwimmshorts für Kinder

Pflege	 kein Weichspüler
Material	80% Polyamid, 20% Elasthan Sicherheitsslip: 100% Polyester, Polyurethan beschichtet
Größe	116, 128, 140, 152, 164 Sonderanfertigung für Stoma-Patienten möglich
Farbe	blau
Artikelnr.	1522 005

# Badeanzug

für Mädchen

- eingearbeiteter Sicherheitslip (siehe Seite 8)
- Rockteil kaschiert Innenslip
- Innenslip mit Tasche für Schlüssel



## Badeanzug für Mädchen

Pflege	kein Weichspüler
Material	80% Polyamid, 20% Elasthan Sicherheitslip: 100% Polyester, Polyurethan beschichtet
Größen	116, 128, 140, 152 Sonderanfertigung für Stoma-Patienten möglich
Farbe	hellblau
Artikelnr.	1523 039

# Der Sicherheitsslip

**Hinweis:**  
Anatomisch bedingt können geringe Wassermengen  
in die Badebekleidung eindringen.  
Dies beeinträchtigt die Hygiene nicht.



- ① verstellbarer Bund
- ② Silikongummi
- ③ verstellbares Bein mit Kordelstopper



## Bund- und Beingummi

- individuell verstellbar
- mit Kordelstopper fixierbar



## Silikongummi


- haftet sicher an der Haut
- verhindert das Austreten von Stuhl und Harn

## Bademoden – Sicherheitsslip

Pflege	kein Weichspüler		
Material	100% Polyester, PU-beschichtet		
Farbe	schwarz		
<b>Artikel</b>	<b>für Damen</b>	<b>für Herren</b>	<b>für Kinder</b>
Größe	36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52	5, 6, 7, 8, 9, 10	116, 128, 140, 152, 164
<b>Artikelnr.</b>	<b>1526 009</b>	<b>1524 009</b>	<b>1525 009</b>



# Größen & Maße



Oberschenkel

Taille



## Größen für Sie

Konfektionsgröße	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Taillenumfang (cm)	67-88	70-92	74-97	78-102	82-107	86-112	90-117	94-122	98-127
Oberschenkel (cm)	45-54	48-57	51-61	54-64	57-67	61-71	65-75	69-79	78-83



## Größen für Ihn

Konfektionsgröße	5	6	7	8	9	10
Taillenumfang (cm)	62-88	66-93	70-98	74-104	78-110	84-115
Oberschenkel (cm)	47-57	51-61	55-65	59-69	63-73	67-77



## Größen für Kinder

Konfektionsgröße	116	128	140	152	164
Taillenumfang (cm)	46-58	49-61	53-65	57-70	62-76
Oberschenkel (cm)	30-35	34-39	38-43	42-48	46-53

**Hinweis:** Sonderanfertigungen bei einem Oberschenkelumfang unter 30 cm nicht möglich

- Maßangaben als Orientierungshilfe für individuelle Größenzuordnung
- Sonderanfertigungen mit veränderten Bein- und Taillenumfängen möglich
- Auf Wunsch: Einarbeitung von Taschen in den Innenslip für Stoma-Patienten
- optimaler Schutz nur bei richtiger Auswahl der Größe und entsprechender Einstellung des Anpressdrucks an Bund- und Beinabschlüssen möglich (ohne Garantie des Herstellers)

**Nur über den Fachhandel**

# Maßangefertigte Bekleidung aus Neopren



für Therapien im Wasser  
für Damen, Herren und Kinder



## Therapiebadhose mit Reißverschluss

Material	100 % Neopren
Größe	Maßanfertigung
Farbe	verschiedene Farben
<b>Artikelnr.</b>	<b>1500 + Farbnr.</b>




## Therapiebadhose mit durchgehendem Reißverschluss

Material	100 % Neopren
Größe	Maßanfertigung
Farbe	verschiedene Farben
<b>Artikelnr.</b>	<b>1501 + Farbnr.</b>

## Rezeptleistung

Fragen Sie Ihre Krankenkasse nach einer anteiligen Kostenübernahme!

Durch die Maßanfertigung sind mehrere Varianten für die Reißverschlüsse der Hose möglich. Fordern Sie dazu unseren Spezialflyer zum Thema Inkontinenz - Therapie - Badekleidung an.



### Therapiebadeanzug mit Reißverschluss

Material	100 % Neopren
Größe	Maßanfertigung
Farbe	verschiedene Farben
<b>Artikelnr.</b>	<b>1502 + Farbnr.</b>

Farbe	gelb	rot	grün
Farbnr.	-002	-003	-004
Farbe	blau	schwarz	marine
Farbnr.	-005	-009	-020

**Pflegehinweis:**  
Handwäsche oder Maschinenwäsche bei 30° C. Nicht schleudern. Nicht auf der Heizung oder in der Sonne trocknen!

Passgenauigkeit ist von größter Wichtigkeit. Genaue Vermessung im Fachgeschäft ist notwendig, um die optimale Passform zu gewährleisten.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Er berät Sie gerne und nimmt präzise Maß.

**Nur über den Fachhandel**

## Produkte von suprima

Hüftprotektor - Systeme  
Osteopanty  
Inkontinenz - Slips  
Stomagürtel  
Inkontinenz - Badebekleidung  
Bettschutz  
Sitzauflagen  
Pflegeoveralls und -bodys  
Schlafsack  
Patienten - Schutzhandschuhe  
Pflegehemden  
Ess-Schürzen  
Fersenschuhe  
KIDS - Artikel für Kinder

### **suprima GmbH**

Kulmbacher Straße 31 - 35  
95460 Bad Berneck  
Telefon 09273 9204 0  
Telefax 09273 9204 55  
info@suprima-gmbh.de

[www.suprima-gmbh.de](http://www.suprima-gmbh.de)