

## Lonkkasuojahousut aukolla 1414



Konepestävät

### Lonkkasuojahousut aukolla 1414

Valmistusmateriaali 90% puuvilla, 10 elastaani

Koot sekä miehille että naisilla: S-XXL

Hoito

Väri valkoinen

Tuotenumero 1414 001

## PHYSIOprotect lonkkasuojavyö 1491



### PHYSIOprotect 1491 Lonkkasuojahousut aukolla

Valmistusmateriaali 81% polyesteri, 19% elastaani

Koot sekä miehille että naisilla: S-XXL

Hoito

Väri antrasiitti


Tuotenumero 1491 012



# Lonkkasuojavaihtoehdot

Tehokasta suojaa kaatumisvammoja vastaan

suprima



**Käyttäjätutkimus**  
Erittäin korkea käyttäytyvyys.

suprima GmbH  
Kulmbacher Str. 31-35  
95460 Bad Berneck

suprima  
www.suprima-gmbh.de

Telefon 09273 9204 0  
Telefax 09273 9204 55  
info@suprima-gmbh.de

Parempaa elämänlaatua helposti!

## Kaatumistapaturmien seuraukset

Arkipäivän elämässä on monia riskitekijöitä kaatumistapaturmille. Väärät kenkävalinnat, liukas lattia ja lääkkeiden sivuvaikutukset voivat lisätä kaatumisriskiä. Usein kaatuminen tapahtuu yöllä tai illalla. Suprima lonkkahousut on suunniteltu pidettäväksi sekä yöllä, että päivällä. Suojakilvet estävät tehokkaasti lonkkamurtumia kaatumistapauksissa.

Kaatuminen tai jo pelko kaatumisesta voi vähentää liikkumista ja huonontaa elämän laatua:

- Fyysisen aktiivisuuden väheneminen ja lihasten heikkeneminen sekä koordinaation huononeminen
- Sosiaalinen eristäytyminen
- Motoristen taitojen heikkeneminen
- Omatoimisuuden väheneminen

## Kenen tulisi käyttää lonkkahousuja?

- Ikäihmisten kotona ja hoivakodeissa.
- Normaalista suuremman kaatumisriskin ihmiset.
- Osteoporoosia sairastavat.

## suprima lonkkasuojahousut

suprima-lonkkahousut tarjoavat tehokkaan suojan lonkan murtumia ja vammoja vastaan kaatumistapauksissa. Niitä voidaan käyttää sekä liikkuessakin että makuuasennossa. Suojakilvet on sijoitettu taskuun lonkkanivelen kohdalle ja ne eivät tunnu liian paksuilta. Kaikki lonkkahousut ovat pitkäikäisiä, mukavia käyttää ja neulottu saumattomasti. Housut ovat erittäin joustavat ja niissä on paksu vyötärönauha.

## Materiaalit ja Tuoteominaisuudet



Suojakilpi vähentää iskuvoiman murto-osaan kaaduttaessa.

- ✓ Suojaimet on sertifioitu eurooppalaisen CE EN 1621-2-standardin mukaisesti.
- ✓ Suojakilpien ansiosta iskuenergiaa reiden kaulaosaan vähennetään ja jaetaan se ympäröivään pehmytkudokseen.
- ✓ Viskoelastinen materiaali palaa alkuperäiseen muotoonsa mahdollisen iskun jälkeen välittömästi.
- ✓ Suojukset ovat kevyitä ja mukavia käyttää.

### HUOMIO!

Lonkkasuojahousut eivät voi estää kaikkia kaatumisesta johtuvia vammoja!

## Lonkkasuojahousut 1492 - Irrotettavilla suojakilvillä



**Kilpitaskut**  
Oikea suojakilpien sijainti

Suojakilvet tulee poistaa taskuista ennen pesua. Saatavana myös umpinaiseksi neulotuilla taskuilla ja konepesun kestäväillä kilvillä!



### Lonkkasuojahousuasetti

Suosituin valinta kahdet housut ja yhdet suojakilvet

Valmistusmateriaali	58% puuvilla, 36% polyamidi, 6% elastaani
Koot	sekä miehille että naisilla: S-XXL
Hoito	Älä käytä huuhteluaineita
Väri	valkoinen
Tuotenumero	1492 001