

Bettschutz

Bett-SET

Kniekissen

suprima



Einfach mehr Lebensqualität.

Für eine ungestörte Nachtruhe

Schutz und Liegekomfort

Bettschutzauflagen und **Spannbetttücher** dienen dem Schutz der Matratze vor Durchnässen.

Bei zeitlich begrenzter Nutzung oder in der Kurzzeitpflege können einfache Auflagen aus PVC verwendet werden.

Beschichtete Betauflagen (Frottee oder Molton) haben zusätzlich eine saugende Funktion und erhöhen den Liegekomfort. Sie werden über das Bettlaken gelegt, sodass bei einer Miktion (Einnässen) nur die Betauflage gewaschen werden muss.

In der Schwerst-, Langzeit- und Intensivpflege werden **Auflagen aus PU** (Polyurethan) eingesetzt. Sie sind nicht nur strapazierfähig, sondern auch atmungsaktiv und verringern durch ihre Elastizität das Risiko des Wundliegens.

Mehrfach-Betauflagen sind außerdem stark saugfähig und beugen ebenfalls dem Wundliegen vor.

Bei motorischer Unruhe des Patienten sollte man die Fixierung der Unterlagen durch Seitenteile, Eckgummis oder Umspannung berücksichtigen.

Speziell für Pflegebetten bietet suprema passende Spannbetttücher und Matratzenhüllen an:

Artikelnr. 3071 001 103 (nähere Informationen siehe S. 13)

Artikelnr. 3529 001 103 (nähere Informationen siehe S. 15)

Artikelnr. 3629 001 103 (nähere Informationen siehe S. 15)

Bettauflagen

Seite 4-7

Stecklaken

Seite 8-9

Spannbetttücher

Seite 10-13

Matratzenhüllen

Seite 14-15

Mehrfach-Bettauflagen

Seite 16-21

Bettwäsche und Bett-SET

Seite 22-26

Kniekissen

Seite 27

Bettauflagen

Unsere waschbaren Betauflagen stellen in der Pflege von Inkontinenzpatienten eine praktische Ergänzung zu Einlagen und Inko-Slips dar.

Unsere Auflagen sind flüssigkeitsundurchlässig und haben oft eine leicht saugende Oberfläche. Sie schützen das Bett vor Nässe und Verschmutzung. Mehrmaliges Überziehen des Bettes bleibt somit erspart.

Flach auf der Matratze auflegen im besonders gefährdeten Bereich der Körpermitte, Faltenbildung vermeiden.



Die Eigenschaften von Betauflagen

- Material Allergiker geeignet
- antiallergen
- wasserundurchlässig
- blut- und urinbeständig



**gesäumte oder
geschnittene Kanten**

Bettauflage-PVC



- sehr strapazierfähig
- hausstaubmilbendicht
- virendicht
- preiswert

Größe (cm)	50 x 70	70 x 100	90 x 140	100 x 140
Artikelnr.	3014 001 050	3014 001 071	3014 001 096	3014 001 106

Bettauflage - Frottee



- PVC beschichtet
- saugfähig
- sprühdesinfizierbar

Größe (cm)	75 x 100	90 x 150	100 x 150
gesäumt Artnr.	3031 001 075	3031 001 091	3031 001 101
geschnitten Artnr.	3032 001 075	3032 001 091	3032 001 101

Bettauflage-Molton



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
1512053 Hohenstein

- PVC beschichtet
- hausstaubmilbendicht
- virendicht
- saugfähig
- sprühdesinfizierbar
- ca. 100 x waschbar

Größe (cm)	75 x 100	90 x 150	100 x 150
gesäumt Artnr.	3058 001 075	3058 001 091	3058 001 101
geschnitten Artnr.	3958 001 075	3958 001 091	3958 001 101

Bettauflage- Molton PREMIUM




- hochwertiger Molton
- PU beschichtet
- hausstaubmilbendicht
- antiallergen
- virendicht
- atmungsaktiv
- saugfähig
- sprühdesinfizierbar

Größe (cm)	75 x 100	90 x 150	100 x 150
Artnr.	3059 001 075	3059 001 091	3059 001 101

geschnitten

Bettauflage-Molton



- PU beschichtet
- hausstaubmilbendicht
- virendicht
- atmungsaktiv
- rutschfest
- geeignet für unruhige Patienten
- 4 Eckgummis zum Fixieren
- mind. 100 x waschbar

Größe (cm)	100x200
Artnr.	3531 001 105

gesäumt

Stecklaken

Stecklaken bieten einen optimalen Schutz der Liegefläche. Sie sind atmungsaktiv, wasserundurchlässig und beständig gegen Urin und Blut. Durch die einklappbaren Seitenteile wird ein Verrutschen auch bei unruhigen Patienten verhindert.

Flach auf die Matratze auflegen im besonders gefährdeten Bereich der Körpermitte. Das Stecklaken wird zur Fixierung seitlich unter die Matratze geschlagen.

Die Eigenschaften von Stecklaken

- Material Allergiker geeignet
- hausstaubmilbendicht
- antiallergen
- keimdicht
- wasserundurchlässig
- saugfähig
- atmungsaktiv
- geeignet für unruhige Patienten



Stecklaken-Frottee



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
03.T.3129 Hohenstein

- PU beschichtet
- elastisch
- gute Fixierung durch Seitenteile
- hoher Liegekomfort
- mind. 100 x waschbar

Größe (cm)	90 x 150
Artnr.	3051 001 091

Stecklaken-Jersey



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
03.T.3129 Hohenstein

- PU beschichtet
- elastisch
- gute Fixierung durch Seitenteile
- hoher Liegekomfort
- mind. 100 x waschbar

Größe (cm)	90 x 170 (beschichtete Fläche: 90 x 90)
Artnr.	3052 001 090

Stecklaken-Molton



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
03.T.3129 Hohenstein

- PU beschichtet
- objektgeeignet
- mind. 100 x waschbar

Größe (cm)	90 x 170 (beschichtete Fläche: 90 x 90)
Artnr.	3053 001 090

Kanten gesäumt

Spannbetttücher

Unsere Spannbetttücher bieten einen optimalen Schutz der gesamten Liegefläche. Ein fester Sitz ist durch das eingenähte Gummiband garantiert. Geeignet bei unruhigen Patienten.

Wird zum Schutz mit einem Gummi über die Matratze gespannt.

Die Eigenschaften von Spannbetttüchern

- Material Allergiker geeignet
- antiallergen
- wasserundurchlässig





Spannbettuch-PVC



- Ecken mit Gummi geschweißt
- hausstaubmilbendicht
- virendicht
- blut- und urinbeständig
- **kostengünstig**

Größe (cm)	100 x 200 x 20
Artnr.	3066 001 202



Spannbettuch-PVC



- Ecken verschweißt
- Rundumgummi angenäht
- hausstaubmilbendicht
- virendicht
- blut- und urinbeständig
- Sondergrößen auf Anfrage
- auch farbig erhältlich
- **auch für Kinderbetten**

Größe (cm)	100x200 x20	140x200 x20	70x140 x15
Artnr.	3063 001 202	3063 001 201	3062 001 140



Spannbettuch-Frottee



- PVC beschichtet
- saugfähig
- blut- und urinbeständig
- **auch für Kinderbetten**

Größe (cm)	100x200x20	140x200x20	70x140x15
Artnr.	3067 001 202	3067 001 201	3067 001 072

PROFI-PFLEGE



Spannbettuch-Frottee



- PU beschichtet
- hausstaubmilbendicht
- keimdicht
- saugfähig
- atmungsaktiv
- mind. 100 x waschbar



Größe (cm)	100 x 200 x 20
Artnr.	3065 001 202

PROFI-PFLEGE



Spannbettuch-Frottee



- PU beschichtet
- hausstaubmilbendicht
- keimdicht
- saugfähig
- atmungsaktiv
- mind. 100 x waschbar
- Artnr. 3071 103 für Pflegebetten geeignet



Größe (cm)	100x200 x24	90 x 200 x 12
Artnr.	3071 001 104	3071 001 103

Spannbettuch-Jersey



- PU beschichtet
- hausstaubmilbendicht
- keimdicht
- saugfähig
- atmungsaktiv
- mind. 100 x waschbar

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
03.T.3129 Hohenstein



Größe (cm)	100 x 200 x 24
Artnr.	3070 001 104

Spannbettuch-PU



- hausstaubmilbendicht
- virendicht
- blut- und urinbeständig
- atmungsaktiv
- sprühdesinfizierbar

Größe (cm)	100 x 200 x 20
Artnr.	3527 001 202

Spannbettuch-PU



- hausstaubmilbendicht
- virendicht
- blut- und urinbeständig
- atmungsaktiv
- sprühdesinfizierbar

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
03.T.3129 Hohenstein

Größe (cm)	100 x 200 x 20
Artnr.	3528 001 202

Matratzenhüllen

Der Rundumschutz für Matratzen. Sicherer Halt durch einen eingearbeiteten Seitenreißverschluss.

Wasserundurchlässig, urin- und blutbeständig bietet die Hülle einen perfekten Schutz. Auch bei Pflegebetten, die vom Kostenträger zur Verfügung gestellt werden, empfehlen wir zum Schutz der Matratze eine Matratzenhülle.

Wird über die komplette Matratze gezogen und mit Reißverschluss geschlossen. Zusätzlich handelsübliches Bettlaken/ Spannbettuch darüber ziehen.

Die Eigenschaften von Matratzenhüllen

- für Allergiker geeignet
- hausstaubmilbendicht
- antiallergen
- wasserundurchlässig
- atmungsaktiv





Matratzenhülle-PU



- blut- und urinbeständig
- sprühdesinfizierbar
- Artikel 3529 103 für Pflegebetten geeignet
- virendicht
- **verdeckter Reißverschluss**

Größe (cm)	100 x 200 x 20	90 x 200 x 12
Artnr.	3529 001 202	3529 001 103



Matratzenhülle-Frottee



- PU beschichtet
- saugfähig
- kostengünstig
- Artikel 3629 103 für Pflegebetten geeignet
- mind. 100 x waschbar
- **verdeckter Reißverschluss**

Größe (cm)	100 x 200 x 20	90 x 200 x 12
Artnr.	3629 001 202	3629 001 103

Mehrfach- Betauflagen

Die saugfähige Mehrfach-Bettauflage bleibt dank ihrer rutschhemmenden Unterseite sicher auf der Matratze liegen. Das mehrschichtige System bietet ein hohes Saugvolumen, lässt sich waschen und kann einfach und schnell gewechselt werden.

Flach auf die Matratze auflegen im besonders gefährdeten Bereich der Körpermitte. Die Seitenteile (wenn vorhanden) zur Fixierung seitlich unter die Matratze klemmen. Mehrfachbettauflagen ohne Seitenteile können auch zur Patientenumlagerung verwendet werden.



Die Eigenschaften von Mehrfach-Bettauflagen

- Teilabdeckung der Matratze
- mit Seitenteilen geeignet bei unruhigen Patienten
- wasserundurchlässig
- saugfähig



Mehrfach-Bettauflage



- Baumwolle
- für Allergiker geeignet
- hausstaubmilbendicht
- antiallergen
- virendicht
- blut- und urinbeständig
- atmungsaktiv
- sprühdesinfizierbar
- bis zu 300 x waschbar
- **kostenerstattungsfähig**



	ohne Seitenteile	mit Seitenteilen
Größe (cm)	85 x 90	85 x 180 (85 x 90)
Artnr.	3101 001 085	3102 001 086
Hilfsmittelnr.	19.40.05.2065	19.40.05.2068
Pflegehilfsm.	51.40.01.4113	51.40.01.4116

Mehrfach-Bettauflage



- Baumwolle
- für Allergiker geeignet
- hausstaubmilbendicht
- antiallergen
- virendicht
- blut- und urinbeständig
- atmungsaktiv
- sprühdesinfizierbar
- 300 x waschbar
- **rutschhemmend**
- **kostenerstattungsfähig**



Größe (cm)	85 x 90
Artnr.	3103 001 085
Hilfsmittelnr.	19.40.05.2078
Pflegehilfsm.	51.40.01.4122

Mehrfach-Bettauflage



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 
11.0.93109 Hohenstein

- Baumwolle
- für Allergiker geeignet
- hausstaubmilbendicht
- virendicht
- blut- und urinbeständig
- atmungsaktiv
- geringe Faltenbildung durch enge Wellensteppung
- mind. 100 x waschbar
- hoher Liegekomfort

	ohne Seitenteile	mit Seitenteilen
Größe (cm)	75 x 90	75 x 170 (75 x 90)
Artnr.	3525 001 078	3526 001 073

Mehrfach-Bettauflage



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 
11.0.93109 Hohenstein

- Baumwolle
- für Allergiker geeignet
- hausstaubmilbendicht
- virendicht
- blut- und urinbeständig
- mind. 100 x waschbar
- mit Seitenteilen

Größe (cm)	75 x 160 (75 x 85)
Artnr.	3100 001 073

Mehrfach-Bettauflage



- Polyester
- für Allergiker geeignet
- hausstaubmilbendicht
- virendicht
- blut- und urinbeständig
- atmungsaktiv
- sprühdesinfizierbar
- kaum Verrutschen durch angeraute Rückseite
- geringe Faltenbildung durch enge Wellensteppung
- **kostengünstig**



	ohne Seitenteile	mit Seitenteilen
Größe (cm)	80 x 90	80 x 180 (80 x 90)
Artnr.	3111 004 087	3112 004 084

Mehrfach-Bettauflage



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 
11.0.93109 Hohenstein

- Polyester
- für Allergiker geeignet
- hausstaubmilbendicht
- virendicht
- blut- und urinbeständig
- gute Fixierung durch Seitenteile
- mind. 100x waschbar



Größe (cm)	75 x 160 (75 x 85)
Artnr.	3106 005 073

Mehrfach-Bettauflage



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 
11.0.93109 Hohenstein

- Polyester
- für Allergiker geeignet
- hausstaubmilbendicht
- virendicht
- blut- und urinbeständig
- atmungsaktiv
- kein Nässestau
- mind. 100x waschbar
- **kostenerstattungsfähig**

	ohne Seitenteile	mit Seitenteilen
Größe (cm)	75 x 85	75 x 160 (75 x 85)
Artnr.	3109 001 088	3110 001 079
Hilfsmittelnr.	19.40.05.2050	
Pflegehilfsm.	51.40.01.4085	

Mehrfach-Bettauflage



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 
03.T.3129 Hohenstein

- Polyester
- atmungsaktiv
- objektgeeignet
- mind. 150x waschbar
- **geringes Volumen spart Platz in der Waschmaschine**

	ohne Seitenteile	mit Seitenteilen
Größe (cm)	75 x 90	75 x 160 (75 x 90)
Artnr.	3107 004 078	3108 004 079

Bettwäsche und Bett-SET

Unsere mit wasserundurchlässigen Materialien beschichtete Bettwäsche bietet die perfekte Ergänzung in der Pflege. Bettdecke und Kopfkissen werden vor Verunreinigungen geschützt, und eine komplette Reinigung des Bettmaterials ist nicht notwendig. Hier ist eine Sprühdesinfektion möglich.

Einfach zu überziehen, und mit einem Reißverschluss sowohl am Kopfkissen als auch an der Bettdecke verschließbar.

Das Bett-SET, bestehend aus Kissen und Einziehdecke, bietet durch beste Wascheigenschaften und Trocknereignung die optimale Hygiene in der Pflege.



Die Eigenschaften von Bettwäsche:

- für Allergiker geeignet
- wasserundurchlässig
- blut- und urinbeständig





Bettwäsche-PVC



- geeignet für schwerste Inkontinenz
- auch farbig erhältlich
- abwaschbar
- mit Hotelverschluss

	Bettgarnitur	Kissenbezug	Deckenbezug
Größe (cm)	80x80/135x200	80x80	135x200
Artnr.	3620 001 135	3621 001 080	3622 001 135

PROFI-PFLEGE



Bettwäsche-PU




- virendicht
- hausstaubmilbendicht
- antiallergen
- atmungsaktiv
- sprühdesinfizierbar
- mit Reißverschluss

	Kissenbezug	Deckenbezug
Größe (cm)	80x80	135x200
Artnr.	3530 001 080	3532 001 135

Bett-SET

Kissen und Steppdecke

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 
70102 OeTI



- kochfest bei 95°C
- Trockner geeignet bei 60°C
- Autoklav geeignet bis 105°C
- langlebig und strapazierfähig
- objektgeeignet

	Bett-SET
Größe (cm)	80x80/135x200
Artnr.	3810 001 081

PROFI-PFLEGE



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 
70102 OeTI

Kissen



- kochfest bei 95°C
- Trockner geeignet bei 60°C
- Autoklav geeignet bis 105°C
- langlebig und strapazierfähig
- objektgeeignet

Größe (cm)	Kissen 80 x 80	Kissen 40 x 80
Artnr.	3811 001 080	3813 001 040

PROFI-PFLEGE



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100 
70102 OeTI

Steppdecke



- kochfest bei 95°C
- Trockner geeignet bei 60°C
- Autoklav geeignet bis 105°C
- langlebig und strapazierfähig
- objektgeeignet

Größe (cm)	200 x 135
Artnr.	3812 001 135



Kniekissen



Flexibel positionierbar an
Ober- und Unterschenkel

- mit Klettverschluss
- polstert den Kniekontakt bei Seitenlage
- weich und flexibel
- atmungsaktiv
- voll waschbar

⚠ WARNHINWEIS
Das Klettband darf nicht zu straff fixiert werden.



Größe (cm)	40 x 40
Artnr.	3815 001 042

Produkte von suprima

Hüftprotektor-Systeme
Stomagürtel
Osteopanty
Inkontinenz-Slips
Inkontinenz-Badebekleidung
Bettschutz
Sitzauflagen
Pflegeoveralls und -bodys
Schlafsack
Patienten-Schutzhandschuhe
Pflegehemden
Ess-Schürzen
Fersenschuhe
KIDS - Artikel für Kinder
Demenz-Spielzeug

suprima GmbH

Kulmbacher Straße 31 - 35

95460 Bad Berneck

Telefon 09273 9204 0

Telefax 09273 9204 55

info@suprima-gmbh.de

www.suprima-gmbh.de



www.facebook.com/suprimagmbh