

Hüftprotektor - Systeme

der Schutz vor Sturzverletzungen

SAFEHIP®

suprima



2.1

Einfach mehr Lebensqualität.

Hüftprotektor-Slips

Information

Im Alltag lauern für Senioren viele Gefahren. Falsches Schuhwerk, glatter Boden, Teppichfalten oder der Einfluss von Medikamenten können unter anderem Ursachen für schwere Stürze sein. Viele dieser Stürze ereignen sich nachts. Daher sind unsere Hüftschutzhosen so konzipiert, dass sie rund um die Uhr getragen werden können.

Hüftprotektoren können bei einem Sturz einen Oberschenkelhalsbruch verhindern.

Beugen Sie vor

- Hüftprotektoren verringern das Risiko von Oberschenkelhalsfrakturen. Dem Patienten bleiben ein beschwerlicher Krankheitsverlauf und eventuelle Immobilität erspart.
- Sturzangst kann vermindert, Lebensqualität erhalten werden.
- Leicht in der Handhabung und sofortiger Nutzen.

Für wen sind Hüftschutzhosen geeignet?

- Ältere Menschen zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen
- Menschen mit erhöhtem Sturzrisiko aufgrund schwacher Muskulatur, Schwindel oder Gleichgewichtsstörungen
- Menschen mit Sturzangst aufgrund bereits erlebter Ereignisse wie z.B. Oberschenkelhalsbruch
- Osteoporose-Patienten
- Patienten die diverse Medikamente einnehmen wie z.B. Schlaftabletten
- Menschen mit vermindertem Seh- und Hörvermögen

der hohe Elasthananteil
gibt einen sicheren Sitz

empfindlicher
Bereich wird
ausgespart

Die hufeisenförmigen Protpektoren umgeben den empfindlichen oder vorgeschädigten Bereich ohne Druck auf Knochen oder das Narbengewebe auszuüben. Im Fall eines Sturzes wird die Energie vollständig im Bereich des Protpektors aufgenommen.



SAFEHIP® AirX™ - Protpektor

- Protpektoren aus 100%-textilem AirX™ Material passen sich dem Körper perfekt an, tragen nicht auf und sind kaum spürbar.
- Durch die Atmungsaktivität des Protpektors wird das Risiko auf Rötungen und Juckreiz minimiert. Der Patient hat jeder Zeit ein trockenes und komfortables Tragegefühl.
- Protpektoren bei 95°C waschbar und trocknergeeignet.



AirX - Protpektor

SAFEHIP® Classic - Protpektor

- Durch seine Form passt sich der Protpektor optimal an den Körper an.
- Protpektoren waschbar bis 60°C



Classic - Protpektor

SAFEHIP® AirX™



SAFEHIP® AirX™ - Unisex mit integrierten Protektoren

Material 58% Baumwolle, 36% Polyamid, 6% Elasthan

Größe für Damen und Herren: S-XXL

Farbe weiß

Pflege     

Artikelnr. **1370 001**

- extrem atmungsaktiv durch AirX-Textilprotektoren
- hoher Tragekomfort da keine störenden Nähte
- flache Konstruktion, trägt nicht auf
- auch zum Fixieren von Einwegmaterial geeignet



SAFEHIP® AirX™ - Open mit integrierten Protektoren

Material 58% Baumwolle, 36% Polyamid, 6% Elasthan

Größe für Damen und Herren: S-XXL

Farbe weiß

Pflege     

Artikelnr. **1377 001**

- extrem atmungsaktiv durch AirX-Textilprotektoren
- hoher Tragekomfort da keine störenden Nähte
- flache Konstruktion, trägt nicht auf
- Wechsel des Einwegmaterials ohne Ausziehen des Slips möglich

SAFEHIP® Classic

- Protektoren aus PE-Softschaum
- optimale Reduktion der Sturzenergie
- hoher Tragekomfort da keine störenden Nähte
- auch zum Fixieren von Einwegmaterial geeignet

SAFEHIP® Classic - Unisex mit integrierten Protektoren

Material 71% Baumwolle, 25% Polyester, 4% Elasthan

Größe für Damen und Herren: S-XXL

Farbe weiß

Pflege     

Artikelnr. **1380 001**



- Protektoren aus PE-Softschaum
- optimale Reduktion der Sturzenergie
- hoher Tragekomfort da keine störenden Nähte
- Wechsel des Einwegmaterials ohne Ausziehen des Slips möglich

SAFEHIP® Classic - Open mit integrierten Protektoren

Material 71% Baumwolle, 25% Polyester, 4% Elasthan

Größe für Damen und Herren: S-XXL

Farbe weiß

Pflege     

Artikelnr. **1387 001**



- bequem über und unter der Kleidung zu tragen
- einfaches An- und Ablegen für den Benutzer
- mit Klettverschluss zu schließen
- atmungsaktives Gewebe
- mit Classic-Protektoren

SAFEHIP® Active - Gürtel mit integrierten Protektoren

Material 85% Polyester, 15% Elasthan

Größe für Damen und Herren: S-XXL

Farbe schwarz

Pflege     

Artikelnr. **1389 009**



Hüftschutz-Sets


für Damen & Herren



SAFEHIP® AirX - 2er Pack mit integrierten Protektoren

Pack 2x SAFEHIP AirX Unisex (Artnr. 1370 001)

Artikelnr. **1371 001**



SAFEHIP® Classic - Wechselhose

Set 1x SAFEHIP Classic Unisex
Wechselhose für Classic-Sets

Artikelnr. **1383 001**



SAFEHIP® Classic - 2er Set Wechselsystem

Set 2x SAFEHIP Classic Unisex +
1 Paar Classic-Protektoren

Artikelnr. **1384 001**




SAFEHIP® Classic - 3er Set Wechselsystem

Set 3x SAFEHIP Classic Unisex +
1 Paar Classic-Protektoren

Artikelnr. **1385 001**

Einlegen der Protektoren - so einfach wie schnell



Slip vor dem Einlegen der Protektoren auf links drehen.

Größenübersicht

Die passende Größe erhält man, indem man den Hüftumfang an der breitesten Stelle misst. Liegt der Umfang zwischen zwei Größen, so wählt man die kleinere Größe, wenn der Anwender schlanke Oberschenkel hat. Bei stärkeren Oberschenkeln ist die größere Größe zu wählen.



AirX und Classic	S	M	L	XL	XXL
cm	75-95	90-110	100-120	110-140	120-150



Active Gürtel	S	M	L	XL	XXL
cm	85-95	95-105	105-115	115-125	125-140

Innendienst / Beratung

Beratung & Bestellung: Montag bis Donnerstag von 07.30 - 16.00 Uhr, Freitag von 07.30 - 12.00 Uhr

Bestellhotline (keine Beratung): Montag bis Donnerstag von 16.00 - 18.00 Uhr, Freitag von 12.00 - 17.00 Uhr

Telefonisch **+49 (0) 9273 9204 0** (Beratung und Bestellung)

Fax **+49 (0) 9273 9204 55**

E-Mail **auftrag@suprima-gmbh.de**

Post **suprima GmbH | Kulmbacher Str. 31-35 | D-95460 Bad Berneck**

Außendienst

Wenden Sie sich an uns! Wir vermitteln Ihnen Ihren persönlichen Außendienst-Kontakt. Tel.: 09273 9204 0

Produkte von suprima

Hüftprotektor - Systeme
Osteopanty
Inkontinenz - Slips
Stomagürtel
Inkontinenz - Badebekleidung
Bettschutz
Sitzauflagen
Pflegeoveralls und -bodys
Schlafsack
Patienten - Schutzhandschuhe
Pflegehemden
Ess-Schürzen
Fersenschuhe
KIDS - Artikel für Kinder
Demenzartikel



suprima GmbH
Kulmbacher Straße 31 - 35
95460 Bad Berneck
Telefon 09273 9204 0
Telefax 09273 9204 55
info@suprima-gmbh.de

www.suprima-gmbh.de
 www.facebook.com/suprimagmbh