

Zestaw ochroniaczy bioder 1494 - wyjmowane ochroniacze

Bezszwowa
dzianina



Wyjątkowo
szeroki pasek
zapewniający
komfort

Lekka
kompresja

Kieszenie na ochroniacze
pozwalają umiejscowić
ochraniacz w odpowiednim
miejscu.

Przed praniem należy
usunąć ochroniacze



Zestaw 1494 - komplet bielizny x 2 z ochroniaczami

2 x (1490) bielizna do ochroniaczy bioder + 1 x (2007) para ochroniaczy

materiał	58% bawełna, 36% poliamid, 6% elastan
rozmiar	unisex (kobiety i mężczyźni): S-XXL
pielęgnacja	95°C, 30°C, 10 min, 30°C, 10 min, prać bez zmiękania tkanin
kolor	biały
produkt nr	1494 001



Tabela rozmiarów

Rozmiar zamówienia	S		M		L	
obwód bioder (cm)	90-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112
	XL		XXL			
	113-116	117-121	122-126	127-132		

suprima GmbH
Kulmbacher Str. 31-35
95460 Bad Berneck

suprima
www.suprima-gmbh.de

Telefon 09273 9204 0
Telefax 09273 9204 55
info@suprima-gmbh.de

Systemy ochronne bioder

Ochrona przed urazami przy upadku

suprima



Compliance-Studie

Charakteryzuje się wygodnym dopasowaniem
do ciała i dużą stabilizacją przy upadku

Po prostu lepsza jakość życia.

Upadek i jego konsekwencje

W życiu codziennym jesteśmy narażeni na wiele niebezpieczeństw. Nieprawidłowe obuwie, gładka podłoga, dywan lub wpływ leków może potencjalnie spowodować ciężkie upadki. Wiele z tych upadków występuje w nocy. Ochraniacze bioder Suprima są przeznaczone do noszenia w dzień i w nocy. Ochraniacze mogą zapobiec złamaniu szyjki kości udowej w przypadku upadku.

Upadek lub nawet strach przed upadkiem może znacząco wpływać na jakość życia:

- Ograniczenie aktywności fizycznej i utraty mięśni. Zmniejszają się zdolności ruchowe i koordynacyjne.
- Izolacja społeczna, ponieważ występuje lęk przed poruszaniem się.
- Niepewność wpływa na układ ruchowy. Ryzyko upadku nawet wzrasta.
- Wysokie ryzyko utraty niezależności ponieważ starsi ludzie często muszą przenieść się do domu opieki.



Dla kogo są wskazane ochraniacze bioder?

- Osoby cierpiące na osteoporozę
- Osoby, które odczuwają lęk z powodu wcześniejszych upadków
- Ludzie cierpiący na osłabienie mięśni, zaburzenia równowagi i zawroty głowy
- Kobiety, które wykonują prace domowe i stają w obliczu zagrożeń związanych z mokrą podłogą, potknięcia o dywan lub stopnie
- Osoby przyjmujące leki, szczególnie uspokajające i tabletki nasenne, lub leki obniżające ciśnienie krwi i poziom cukru we krwi

Wyrób medyczny

- ✓ Zarejestrowany jako wyrób medyczny zgodnie z § 25/30 Abs. 2 MDD
- ✓ ochraniacze Suprima są certyfikowane zgodnie z europejską normą testową **CE EN 1621-2**.
- ✓ Ochraniacze są lekkie i wygodne w noszeniu, ponieważ pianka wiskoelastyczna staje się miękka pod wpływem ciepła ciała.
- ✓ W przypadku upadku siła działająca jest spowolniona i osłabiona. Energia uderzenia na szyjkę uda jest zmniejszana przez ochraniacz i rozprowadzana do otaczającej tkanki miękkiej.
- ✓ Wiskoelastyczny materiał powraca do pierwotnego stanu po upadku i chroni natychmiast.

Uwagę! Ochraniacze bioder nie mogą zapobiec urazom w każdym przypadku.

Ochraniacze biodra suprima


Ochraniacz biodra suprima zapewnia skuteczną ochronę przed złamaniami szyjki kości udowej i urazami w przypadku upadku. Ochraniacze z każdej strony są dokładnie rozmieszczone, aby chronić staw biodrowy. Ochraniacze wykonane z pianki wiskoelastycznej stają się miękkie wraz z ciepłem ciała. Są wygodne i dyskretne, nie zajmujące dodatkowego miejsca.

Spodnie chroniące biodra wykonane są z dzianiny bezszwowej. Ze względu na lekką kompresję spodnie zapewniają idealne dopasowanie i bezpieczeństwo. Szeroka talia jest bardzo wygodna. Funkcjonalny i wygodny – ochraniacz bioder zapewnia użytkownikowi najwyższy poziom ochrony podczas aktywności i leżenia.

Ochraniacz bioder 1481 - wszyte ochraniacze



suprima hip protector 1481
z wszytymi ochraniaczami

materiał	58% bawełna, 36% poliamid, 6% elastan
rozmiar	unisex (kobiety i mężczyźni): S – XXL
pielęgnacja	 prać bez zmiękczenia tkanin
kolor	biały
produkt nr	1481 001