

Set protectoare de șold 1492 - protecție detașabilă



Protectoarele trebuie
îndepărtate înainte
de spălare



Set Protektor-Slip Starter 1492

1 x (1490) pantaloni de protecție a șoldului + 1 x (2007) pereche de protectoare

material	58% bumbac, 36% poliamidă, 6% elastan
dimensiuni	unisex (femei și bărbați): S-XXL
îngrijire	95°C, no iron, no bleach, no dry clean, no tumble dry, fără balsam de rufe
culoare	albă
Articol nr.	1492 001



Tabelul de mărimi

Dimensiunea comenzii	S		M		L	
Circumferința șoldului (cm)	90-92	93-96	97-100	101-104	105-108	109-112
	XL		XXL			
	113-116	117-121	122-126	127-132		

ATENȚIE! The suprima briefs and suprima protectors were designed to work together perfectly. Only the use of the original suprima briefs in conjunction with suprima protectors ensures the full effect of hip protector systems!

WARNING: Hip protectors cannot always prevent fall injuries. Any liability is therefore excluded.

suprima GmbH
Kulmbacher Str. 31-35
95460 Bad Berneck

suprima
www.suprima-gmbh.de

Telefon 09273 9204 0
Telefax 09273 9204 55
info@suprima-gmbh.de

Sisteme de protecție a șoldurilor

Protecția împotriva rănilor în urma căzăturilor

suprima



 **Conformitate-Studie**
Acceptarea și aderarea foarte mare a pacientului.

Pur și simplu o calitate mai bună a vieții.

Căzăturile și consecințele lor

În viața de zi cu zi, pericolele se ascund la tot pasul. Încălțăminte neadecvată, podeaua netedă, covorul sau influența medicamentelor pot provoca căzături puternice. Multe dintre aceste căzături au loc noaptea. Protectoarele de șold Suprima sunt concepute pentru a fi purtate atât ziua cât și noaptea. Protectoarele de șold pot preveni o fractură a gâtului femural în caz de cădere.

Căderea sau chiar teama de a cădea poate afecta în mod semnificativ calitatea vieții:

- Restricționarea activității fizice și pierderea de masă musculară. Mobilitatea și abilitățile de coordonare sunt în scădere.
- Izolarea socială, deoarece legăturile nu mai pot fi menținute.
- Incertitudinea afectează sistemul locomotor. Riscul de cădere crește și mai mult.
- Un risc ridicat de a-și pierde independența, deoarece persoanele vârstnice trebuie adesea să se mute la un azil de bătrâni.



Cine ar trebui să poarte protecții de șold?

- Persoanele care suferă de osteoporoză
- Persoane care se tem ca urmare a căzăturilor anterioare
- Oamenii suferă de slăbiciune musculară, pierderi de echilibru și vertij
- Femeile care efectuează treburile casnice și se confruntă cu pericolul de a se împiedica în covoare, trepte și podele umede
- Persoanele care iau medicamente, în special tranchilizante și tablete de dormit, sau medicamente care scad tensiunea arterială și glicemia

Un dispozitiv medical

- ✓ Înregistrat ca dispozitiv medical conform § 25/30 Abs. 2 din MDD
- ✓ Protectoarele Suprima sunt certificate conform standardului european de testare **CE EN 1621-2**.
- ✓ Protectoarele sunt ușor și confortabil de purtat, deoarece spuma vâscoelastică devine moale odată ce preia căldura corpului
- ✓ În caz de cădere, forța este încetinită și slăbită. Energia de impact asupra gâtului coapsei este redusă de protector și distribuită înspre țesuturile moi din jur.
- ✓ Materialul vâscoelastic revine la starea inițială după cădere și protejează imediat.

ATENȚIE!

Protectoarele de șold nu pot preveni rănirea în toate cazurile.

Protectoare de șold Suprima

Protectorul de șold Suprima oferă o protecție eficientă împotriva fracturilor de șold și a leziunilor în caz de cădere. Protectoarele de pe fiecare parte sunt poziționate exact pentru a proteja articulația șoldului. Protectoarele din spumă vâscoelastică devin moi odată ce preiau căldura corpului. Sunt confortabile și discrete, deloc voluminoase.

Pantaloul de protecție a șoldului este tricotați fără îmbinări și este făcut să dureze mult timp. Datorită compresiei sale ușoare, pantalonul oferă o potrivire și o siguranță perfectă. Banda lată de pe talie este foarte confortabilă. Funcțional și confortabil – protecția șoldului oferă utilizatorului cel mai înalt nivel de protecție atât când este activ, cât și când este întins.

Protector de șold 1481 - protecții cusute



Protector de șold Suprima 1481 cu protecții cusute

material	58% bumbac, 36% poliamidă, 6% elastan
dimensiuni	unisex (femei și bărbați): S–XXL
îngrijire	fără balsam de rufe
culoare	albă
Articol nr.	1481 001