

A photograph of a woman with long, straight white hair, smiling warmly at the camera. She is wearing a simple white tank top. The background is bright and out of focus, suggesting an indoor setting with large windows.

suprima

Gesamtkatalog

Der Mensch
im Mittelpunkt.

Menschen verdienen Würde.

Was früher galt, gilt heute noch: Menschen verdienen Würde.

Seit 90 Jahren entwickeln wir Pflegelösungen. Nicht für anonyme Märkte, sondern für Menschen mit Namen, Geschichten und Bedürfnissen. Was uns von Anfang an antreibt ist einfach und kraftvoll zugleich: Der Mensch im Mittelpunkt.

Als inhabergeführtes Familienunternehmen denken wir in Generationen, nicht in Quartalen. Wir bauen Beziehungen auf, die Jahrzehnte überdauern. Unsere Partner sind mehr als Kunden – sie sind Wegbegleiter auf dem Weg zu menschlicher und würdevoller Pflege.

90 Jahre Erfahrung sind unser Kompass. Sie leiten uns auf einen Weg, der bewusst auf echte Lösungen statt austauschbare Massenprodukte setzt, auf vertrauensvolle Beratung statt anonyme Abwicklung und auf eine hochwertige Qualität, die langfristigen Wert über kurzfristige Kostenvorteile stellt.

Durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern entstehen Pflegelösungen, die das Leben würdevoller machen – für Pflegende und zu Pflegende gleichermaßen. Denn menschliche Pflege braucht menschliche Beziehungen. Und Partnerschaften, die über Geschäfte hinausgehen.

Der Mensch im Mittelpunkt – das war schon immer unser Fundament. Das bleibt auch unser bewusstes Versprechen. Für die nächsten 90 Jahre.

 
Ina Richter - Geschäftsführerin David Richter - Geschäftsführer

Inhalt



Editorial	Seite 2
Inhaltsverzeichnis	Seite 3
Neuheitenübersicht	Seite 4

Inkontinenz

Inkontinenz-Slips	Seite 6
Bettschutz	Seite 26
Inkontinenz-Bademode	Seite 40
Therapie-Badebekleidung	Seite 44
Sitzauflagen	Seite 46
CouchGuard Überwurf	Seite 51
Stomagürtel	Seite 52

Hüftschutz

Protektoren	Seite 55
Hüftprotektor-Slips	Seite 56
PHYSIOprotect Hüftschutzgürtel	Seite 60
Anti-Rutsch-Socken	Seite 61

Pflege/Demenz

Pflegeoveralls und Pflege-Schlafanzüge	Seite 62
Pflegebodys	Seite 75
Pflegeshirt / Pflegehemden	Seite 78
Schlafsack	Seite 81
Zerreißfeste Pflegeoveralls	Seite 82
Schutzhandschuhe	Seite 84
RehaFlex Therapiehose	Seite 86
Besteckhelfer	Seite 87
Ess-Schürzen	Seite 88
Fersenschuhe	Seite 94
Demenzartikel	Seite 96

KIDS

Inkontinenz-Slips	Seite 98
Inkontinenz-Bademode	Seite 100
Therapie-Badebekleidung	Seite 102
Bettschutz	Seite 103
Pflegebekleidung	Seite 104
Ess-Schürze	Seite 105
Schutzhandschuhe	Seite 105

Größen-/Maß-/Farbtabellen	Seite 106
Produktindex	Seite 108
Werbemittel	Seite 112
B2B-Special: „Rundum sorglos“-Paket + Gratis Torso /Handmodell Aktion	Seite 114
Bestellformular Neopren-Therapiebekleidung	Seite 117
Kontakt, Beratung und Bestellung	Seite 118

Vielleicht wundern Sie sich, dass in unseren geschriebenen Texten keine Gender-Sprache auftaucht. Damit haben wir uns nicht gegen das Thema der Geschlechtergerechtigkeit, sondern für die Lesefreundlichkeit unserer Werbematerialien entschieden. Wir bemühen uns, alle Texte möglichst geschlechterneutral zu gestalten. Sollte dies an der ein oder anderen Stelle nicht gelingen und wir das generische Maskulinum verwenden, möchten wir betonen, dass uns nichts ferner liegt, als damit auszugrenzen oder zu diskriminieren. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden immer (soweit sinnvoll) ausdrücklich einbezogen.

Das sind unsere Neuheiten.

Immer auf der Suche nach Verbesserungen.

Wenn Pflege zur Herausforderung wird, sind wir da. Seit neun Jahrzehnten entwickelt suprima Lösungen, die das Leben von Menschen in besonderen Situationen würdevoller machen.

Wir kennen die täglichen Sorgen von Betroffenen, Angehörigen und Pflegekräften – denn wir hören zu. Gemeinsam mit unseren Partnern und Anwendern entstehen textile Hilfsmittel, die echte Probleme lösen: mehr Sicherheit für Pflegekräfte, spürbare Entlastung für Angehörige und ein Stück Selbstbestimmung für Betroffene.

Unsere Produkte stehen für höchste medizinische Standards, und sind dabei so komfortabel und diskret, dass sie Würde bewahren, statt sie zu nehmen. Das ist unser Anspruch – und unsere Erfahrung aus 90 Jahren erfolgreicher Partnerschaft.

Vertrauen Sie auf Lösungen, die wirklich funktionieren. Entdecken Sie, was möglich wird, wenn Erfahrung auf echtes Verständnis trifft.

Endlich wieder selbstständig essen.

Der neue suprema Besteckhelfer.

Mit seinem flexiblen, aber dennoch stabilisierenden Material unterstützt er sanft das Handgelenk, während die gummierte Innenfläche der Schlaufe für festen Halt des Bestecks sorgt.

Erfahren Sie mehr auf Seite 87.



Komfort & Sicherheit.

Die neuen Sitzkissen.

Unser innovatives Sitzkissen mit wahlweise hochwertigem Schaumstoff- oder Gelkern – die perfekte Lösung für mehr Sitzkomfort im Alltag.

Erfahren Sie mehr auf Seite 47.





Das müssen Sie wissen zum Thema **Inkontinenz-Slips.**

Die speziellen Vorteile von Inkontinenz-Slips.

Einwegmaterial ist häufig nicht zu 100% dicht. Der Wäscheschutz sorgt dafür, dass keine Feuchtigkeit auf die Oberbekleidung dringt.

Im Vergleich zu normaler Unterwäsche haben Inkontinenz-Slips eine größere Schrittbreite. Dadurch bleibt (insbesondere bei größeren Einlagen oder Vorlagen) das Einwegmaterial sicher an Ort und Stelle.

Sind Einlagen mit Flüssigkeit vollgesaugt, werden sie verhältnismäßig schwer. Normale Unterwäsche kann dieses Gewicht kaum halten und verrutscht oder rutscht im schlimmsten Fall herunter.

Wie genau schützen Inkontinenz-Slips?

Die suprema Inkontinenz-Slips verhindern ein Durchdringen von Urin oder sonstigen Flüssigkeiten auf die Oberbekleidung.

Slips aus dem Hauptmaterial **Polyurethan (PU)** oder **Polyvinylchlorid (PVC)** sind bereits auf Grund der Materialeigenschaften feuchtigkeitsundurchlässig.

Baumwoll-Slips sind mit einer entsprechenden Beschichtung oder eingenähten Membran, Wäscheschutz genannt, versehen. Abhängig von der Stärke der Inkontinenz, für die ein Slip geeignet ist, wird der Wäscheschutz nur im Bereich des Schritts, bis hin zum Bund oder großflächig verarbeitet.

Das Extra an Sicherheit zum Wohlfühlen.

Je nach Schwere der Inkontinenz können Baumwoll-Slips mit Wäscheschutz, PU- oder PVC-Slips getragen werden.

- Baumwoll-Slips: optisch diskret und sicher
- PU-Slips: atmungsaktiv und strapazierfähig
- PVC-Slips: die kostengünstige Alternative
- Windel-Slip: mit verschiedenen Einwegprodukten kombinierbar

Auf die richtige Passform kommt es an!

Sicherer Schutz ist nur möglich, wenn der Slip optimal sitzt. Bei unseren vielfältigen Damen-, Herren und Unisex-Modellen ist für jeden etwas dabei. Grundsätzlich gibt es zwei Basisvarianten:

Die Schlupfform ist vergleichbar mit normaler Unterwäsche und sorgt durch optimale Bauch- und Beinabschlüsse für höchsten Schutz

Der Slip mit Druckknöpfen ist vor allem für liegende Patienten geeignet, da die Knöpfe den Wechsel des Einwegmaterials erleichtern. Teilweise sind die Slips sogar größenverstellbar.

Dem Einwegmaterial angepasst
Je stärker die Inkontinenz und entsprechend größer die Einlage/Vorlage/Windel, desto breiter ist der Schritt und umso höher die Leibhöhe des Slips. Teilweise verfügen unsere Slips auch über eingearbeitete Fixierlaschen für das Einwegprodukt.

Welcher Slip **passt?**

Für einen optimalen Schutz sollte der Inkontinenz-Slip auf die Stärke der Inkontinenz abgestimmt werden, passend zum verwendeten Einwegprodukt.

Davon abgesehen können die folgenden Merkmale behilflich sein, eine Entscheidung zu treffen.

Wie stark ist die Inkontinenz?

leicht	mittel	schwer
Slip mit kürzerer Leibhöhe und schmalem Schritt ausreichend.	Breiterer Schritt mit etwas höher geschnittener Leibhöhe empfohlen.	Breiter Schritt mit hoher Leibhöhe und verstärkten Bein- und Bundgummis empfohlen.

Wie wichtig ist der Tragekomfort?

sehr wichtig	wichtig	nicht so wichtig
Slip aus Baumwolle	Slip aus PU	Slip aus PVC
Zusätzliche Merkmale für einen hohen Tragekomfort: • breitere Bund- und Beingummis • luftdurchlässiges Material • eingenähter Bundgummi		Kostengünstige, aber trotzdem sichere Alternative

Spielt der Preis des Slips eine Rolle?

Ja, er sollte möglichst preiswert sein.	Nein, das spielt keine Rolle.
PVC-Slips bieten einen sicheren Schutz und sind die kostengünstigste Variante der suprima Inkontinenz-Slips.	PU- und Baumwoll-Slips bieten neben einem sicheren Schutz auch einen höheren Tragekomfort. Entsprechend sind sie auch etwas teurer.

Ist nachts ein größeres Einwegprodukt notwendig?

Ja	Nein
Es ist sinnvoll, für Tag und Nacht unterschiedliche Slips zu wählen.	Für Tag und Nacht kann dasselbe Modell verwendet werden.

Wie ist die Mobilität?

sehr gut / mobil	nicht so gut / bettlägerig
Bevorzugt Slips mit Schlupfform, aber auch Slips mit Druckknöpfen sind möglich.	Slips mit Druckknöpfen ermöglichen einen einfachen Wechsel des Einwegmaterials.

Wie wichtig ist ein diskretes Aussehen des Slips?

sehr wichtig	unwichtig
Hier eignen sich besonders die bodyguard- und VIVA-Serie. Sie sind fast nicht von normaler Unterwäsche zu unterscheiden.	Es kann auf das gesamte Slip-Sortiment zurückgegriffen werden.

Verrutscht/verdreht sich Ihr Einwegprodukt im Slip (leichte-mittlere Inkontinenz)?

ja	nein
Slips mit eingearbeiteten Fixierlaschen halten die Einlage/Vorlage noch sicherer an Ort und Stelle.	Für Sie kommen auch Slips ohne Fixierlaschen in Frage.

Einfach richtig **fixiert.**

Um einen sicheren Halt des Einwegmaterials zu gewährleisten, verfügen unsere Inkontinenz-Slips über unterschiedliche Fixierungsmöglichkeiten.



Variante 1: Die eingearbeiteten Fixierlaschen vorne und hinten halten das Einwegprodukt an Ort und Stelle.



Variante 2: Die Innentasche fixiert die Einlage und hält so das Einwegprodukt an Ort und Stelle.



Variante 3: Die eingearbeitete große Innentasche fixiert die Einlage und hält die Haut trockener.

Welche Variante in welchem Inkontinenz-Slip Verwendung findet, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Artikelbeschreibung.

Ein gutes Gefühl mit schöner Wäsche.

Auch Menschen mit Inkontinenz haben ein Bedürfnis nach Unterwäsche, die gut aussieht und in der sie sich rundum wohlfühlen. Diesen Wunsch möchten wir erfüllen – ohne gleichzeitig auf den bewährten Schutz unserer Inkontinenz-Slips zu verzichten.

Entstanden sind verschiedene Produktlinien, die Komfort, höchstes Sicherheitsgefühl und modernes Design vereinen. Sie zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- feuchtigkeitsundurchlässig im Schritt
- unter der Kleidung unsichtbar
- optimierte Schnitte vereinen modisches Aussehen mit Funktionalität
- für Außenstehende – selbst in der Umkleidekabine – kaum von „normaler“ Unterwäsche zu unterscheiden
- Varianten mit integrierter Saugeinlage machen die Verwendung von Einwegmaterial überflüssig

Dank unserer stilvollen Unterwäsche gestalten Betroffene ihren Alltag wieder mit einem Gefühl von echter Freiheit und wiedergewonnenem Selbstbewusstsein.

bodyguard new life Shorts

mit integrierter Saugeinlage



1264 + Farbnummer

Geeignet bei
Prostataproblemen

Material

Obermaterial: 96% Baumwolle, 4% Elasthan
integrierter Wäscheschutz: 100% Polyester
mit 100% Polyurethan beschichtet
integrierte saugfähige Lage: 100% Polyester

Größen

Herren: 5-8

Pflege



Farbe

001 weiß, 009 schwarz

Empfohlener Einwegartikel

dank Saugeinlage kein Einwegartikel nötig



Die Shorts verfügt über eine integrierte Saugeinlage, die 60 ml Flüssigkeit fasst und antibakterielle und geruchshemmende Eigenschaften hat. Bei leichter Blasenschwäche und Tröpfelinkontinenz.



bodyguard new life Jazz Pants

zur Verwendung mit Einlagen



1295 + Farbnummer



Material

Obermaterial: 96% Baumwolle, 4% Elasthan
integrierter Wäscheschutz: 100% Polyester
mit 100% Polyurethan beschichtet

Größen

Damen: S-XXL

Pflege



Farbe

001 weiß, 009 schwarz

Empfohlener Einwegartikel

Einlage

i Die modisch-elegante Jazz Pants ist geeignet bei leichter Blasenschwäche. Der feuchtigkeitsundurchlässige Wäscheschutz verhindert ein Durchfeuchten der Oberbekleidung.



bodyguard new life Hüftslip

zur Verwendung mit Einlagen



1296 + Farbnummer



Material

Obermaterial: 96% Baumwolle, 4% Elasthan
integrierter Wäscheschutz: 100% Polyester
mit 100% Polyurethan beschichtet

Größen

Damen: S-XXL

Pflege



Farbe

001 weiß, 009 schwarz

Empfohlener Einwegartikel

Einlage

i Der feuchtigkeitsundurchlässige Wäscheschutz bietet höchste Sicherheit. Bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche ist der Hüftslip mit Ziernaht an den Bündchen ein optimaler Alltagsbegleiter.



LaDonna mit PU Wäscheschutz

zur Verwendung mit Einlagen



1267 + Farbnummer



Material

95% Baumwolle, 5% Elasthan,
PU-Wäscheschutz

Größen

Damen: S-XL

Pflege



Farbe

001 weiß, 009 schwarz

Empfohlener Einwegartikel

Einlage

i Der Slip ist besonders geeignet bei leichter bis mittlerer Inkontinenz sowie starker Monatsblutung und besticht durch seine moderne und feminine Optik.



Slips mit integrierter Saug-einlage.

Einlagen, Vorlagen und Windeln sind die am häufigsten verwendeten Hilfsmittel bei Inkontinenz. Der Nachteil: Es handelt sich um Einwegmaterial. Entsprechend groß ist der Bedarf und damit auch das Abfallaufkommen.

Insbesondere bei leichter Inkontinenz bieten wir eine Alternative: innovative Slips mit integrierter Saugereinlage.

- kein Einwegmaterial notwendig
- diskrete Alternative – kaum von „normaler“ Unterwäsche zu unterscheiden
- höchste Sicherheit durch feuchtigkeits- und durchlässigen Wäscheschutz

Für Herren

Bei (altersbedingter) Tröpfel-Inkontinenz oder insbesondere auch nach einer Prostata-Operation und leichter Inkontinenz bieten die Slips höchsten Schutz im Alltag. Die spezielle Hygienezone nimmt Urintropfen über den Tag hinweg zuverlässig auf und sorgt für ein trockenes Gefühl:

- Saugleistung zwischen 60 und 150 ml
- antibakteriell und geruchshemmend

Für Damen

Vorbei ist die Zeit, in der Frauen mit Inkontinenz auf schöne Unterwäsche verzichten mussten. Mit seinem femininen Design und der echten Dresdner Spitze verleiht der Slip VIVA!easy Betroffenen ein gutes Gefühl:

- optimal bei leichter Inkontinenz, nach Geburten oder bei Beckenbodenschwäche
- Saugleistung bis zu 80 ml
- zusätzliche Sicherheit auch bei starker Menstruation (in Verbindung mit der Monatshygiene)

bodyguard-light Shorts

mit integrierter Saugereinlage



1254 009



Material

100% Baumwolle mit Saugvlies, PU-Nässesperrschicht

Größen

Herren: 5-8

Pflege



Farbe

009 schwarz

Empfohlener Einwegartikel

dank Saugereinlage kein Einwegartikel nötig

i Geeignet bei Tröpfel-Inkontinenz (z. B. nach Prostata-Operation). Die in die Hygienezone integrierte Saugereinlage fasst 150 ml Flüssigkeit und ist dabei antibakteriell und geruchshemmend.



bodyguard-light Slip

mit integrierter Saugereinlage



1256 001



Material

100% Baumwolle mit Saugvlies, PU-Nässesperrschicht

Größen

Herren: 5-8

Pflege



Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

dank Saugereinlage kein Einwegartikel nötig

i Mit integrierter antibakterieller und geruchshemmender Vlieseinlage, die ein Saugvolumen von 150 ml hat. Besonders geeignet bei Tröpfel-Inkontinenz (z. B. nach Prostata-OP).



VIVA! easy

mit integrierter Saugeinlage



1290 009



Material

48% Baumwolle, 47% Modal, 5% Elasthan, Saugvlies mit PU laminiert

Größen

Damen: S-XL

Pflege



Farbe

009 schwarz

Empfohlener Einwegartikel

dank Saugeinlage kein Einwegartikel nötig



Bei leichter Inkontinenz (z. B. durch Beckenbodenschwäche nach Geburt) oder starker Monatsblutung in Verbindung mit der normalen Monatshygiene. Die integrierte Saugeinlage kann ca. 80 ml Flüssigkeit aufnehmen.



VIVA! go

zur Verwendung mit Einlagen



1291 009



Material

48% Baumwolle, 47% Modal, 5% Elasthan, PU-Wäscheschutz

Größen

Damen: S-XL

Pflege



Farbe

009 schwarz

Empfohlener Einwegartikel

Einlage



Bietet bei leichter Inkontinenz (z. B. durch Beckenbodenschwäche nach der Geburt) oder starker Monatsblutung zuverlässige Sicherheit bei moderner und femininer Optik.



bodyguard-slip 1

zur Verwendung mit Einlagen



1257 + Farbnummer



Material

weiß/marine: 96% Baumwolle, 4% Elasthan
anthrazit: 60% Polyester, 36% Baumwolle, 4% Elasthan; Wäscheschutz: 100% PU

Größen

Damen: 36/38-52/54

Pflege



Farbe

001 weiß, 012 anthrazit, 020 marine

Empfohlener Einwegartikel

Einlage



Besonders geeignet bei leichter Blasen-schwäche oder Menstruation. Die eingearbeiteten Fixierlaschen vorne und hinten halten das Einwegprodukt an Ort und Stelle.



Fixierung **Variante 1** (siehe Seite 7)



bodyguard-slip 4

diskreter Schutz



1260 + Farbnummer



Material

weiß/marine: 96% Baumwolle, 4% Elasthan
anthrazit: 60% Polyester, 36% Baumwolle, 4% Elasthan; Wäscheschutz: 100% PU

Größen

Herren: 5-8

Pflege



Farbe

001 weiß, 012 anthrazit, 020 marine

Empfohlener Einwegartikel

Herrenvorlage, Einlage



Geeignet bei leichter Blasenschwäche und nach Prostata-Operationen. Die Innentasche fixiert die Einlage und hält so das Einwegprodukt an Ort und Stelle.



bodyguard-slip 5

diskreter Schutz



1261 + Farbnummer



Material

weiß/marine: 96% Baumwolle, 4% Elasthan
anthrazit: 60% Polyester, 36% Baumwolle, 4% Elasthan; Wäscheschutz: 100% PU

Größen

Herren: 5-8

Pflege



Farbe

001 weiß, 012 anthrazit, 020 marine

Empfohlener Einwegartikel

Einlage



Besonders geeignet bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche.



bodyguard-slip 6

diskreter Schutz



1263 + Farbnummer



Material

weiß/marine: 96% Baumwolle, 4% Elasthan
anthrazit: 60% Polyester, 36% Baumwolle, 4% Elasthan; Wäscheschutz: 100% PU

Größen

Herren: 5-8

Pflege



Farbe

001 weiß, 012 anthrazit, 020 marine

Empfohlener Einwegartikel

Einlage



Die modische Boxershorts ist geeignet bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche.



Fixierung **Variante 2** (siehe Seite 7)



Baumwoll-/Elasthan-Slip

diskreter Schutz



1262 001



Material

93% Baumwolle, 7% Elasthan
Wäscheschutz: 100% PU

Größen

Damen: 36/38-52/54

Pflege



Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

Einlage, Endloswindel



Der Slip in der praktischen Schlupfform besticht mit seiner perfekten Passform durch Elasthan und dem angeschnittenen Bein.

bodyguard-slip 2

diskreter Schutz



1258 + Farbnummer



Material

weiß/marine: 96% Baumwolle, 4% Elasthan
anthrazit: 60% Polyester, 36% Baumwolle, 4% Elasthan; Wäscheschutz: 100% PU

Größen

Damen: 36/38-56/58

Pflege



Farbe

001 weiß, 012 anthrazit, 020 marine

Empfohlener Einwegartikel

Einlage



Besonders geeignet bei mittlerer Blasenschwäche. Die eingearbeiteten Fixierlaschen vorne und hinten halten das Einwegprodukt an Ort und Stelle.



Fixierung **Variante 1** (siehe Seite 7)

Baumwoll-Slip für Sie

diskreter Schutz



1275 001



Material

Obermaterial: 100% Baumwolle
Wäscheschutz: 100% PU

Größen

Damen: 36/38-52/54

Pflege



Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

Einlage



Die eingearbeiteten Fixierlaschen vorne und hinten halten das Einwegprodukt an Ort und Stelle. Bequem dank weicher Bund- und Beingummis. Waschbar bei hoher Temperatur.

Fixierung **Variante 1** (siehe Seite 7)



Baumwoll-Slip für Ihn

diskreter Schutz



1242 001



Material

Obermaterial: 96% Baumwolle, 4% Elasthan

Wäscheschutz: 100% PU

Innentasche: 100% Polyester

Größen

Herren: 4-8

Pflege



Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

Einlage, Endloswindel



Sehr bequem durch komfortable Bund- und Beingummis. Die eingearbeitete Innentasche fixiert die Einlage und hält die Haut trockener.

Baumwoll-Slip für Sie und Ihn

diskreter Schutz



1245 001



Material

Obermaterial: 96% Baumwolle, 4% Elasthan

Wäscheschutz: 100% PU

Größen

unisex: 34-60

Pflege



Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

Einlage, Vorlage



Sehr bequem durch komfortable Bund- und Beingummis. Die eingearbeitete Innentasche fixiert die Einlage und hält die Haut trockener.



bodyguard-slip 3 extra hoher Wäscheschutz

diskreter Schutz



1259 + Farbnummer



Material

weiß/marine: 96% Baumwolle, 4% Elasthan

anthrazit: 60% Polyester, 36% Baumwolle, 4% Elasthan; Wäscheschutz: 100% PU

Größen

Damen: 36/38-56/58; Herren: 4-9

Pflege



Farbe

001 weiß, 012 anthrazit, 020 marine

Empfohlener Einwegartikel

Vorlage



Geeignet bei mittlerer bis schwerer Blasenschwäche. Die Fixierlaschen vorne und hinten halten das Einwegprodukt an Ort und Stelle.



Fixierung **Variante 3** (siehe Seite 7)

Fixierung **Variante 3** (siehe Seite 7)

Fixierung **Variante 1** (siehe Seite 7)



Baumwoll/PU-Slip knöpfbar

bestmöglicher Schutz



1269 001



Material

100% Baumwoll-Jersey, elastisch, laminiert mit PU-Membran und Polyester-Kaschierung

Größen

unisex: 36/38-52/54

Pflege



Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

Vorlage



Die Druckknöpfe erleichtern den Wechsel des Inkontinenz-Materials. Der Slip ist feuchtigkeitsundurchlässig, dabei aber atmungsaktiv und hautfreundlich. Bester Schutz durch **High-Tech-Material**.



PU-Slip

bestmöglicher Schutz



1286 012



Material

100% Polyester, PU-beschichtet

Größen

unisex: S-XXL

Pflege



Farbe

012 anthrazit

Empfohlener Einwegartikel

Einlage, Vorlage



Der weiche Bund- und Beingummi sorgt für besonders angenehmes Tragegefühl.



PU-Slip

bestmöglicher Schutz



1215 001



Material

100% Polyester, PU-beschichtet

Größen

unisex: 34-60 (Sondergrößen auf Anfrage)

Pflege



Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

Einlage, Vorlage



Der Slip hat dank des seitlichen Polyesternetzes eine besonders gute Luftzirkulation. Die eingearbeitete Innentasche fixiert die Einlage und hält die Haut trockener.



Fixierung **Variante 3** (siehe Seite 7)



PU-Slip knöpfbar

bestmöglicher Schutz



1288 001



Material

100% Polyester, PU-beschichtet

Größen

unisex: S-XXL

Pflege



Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

Vorlage



Der Gummi im breiten Komfortbund ist eingenaht. Die Ringdrucker ermöglichen den schnellen und einfachen Wechsel des Inkontinenzmaterials, auch bei liegenden Patienten. Das Material ist atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig, wodurch Schwitzen verhindert wird.

PVC-Slip knöpfbar

kostengünstiger Schutz



1250 + Farbnummer



Material

100% PVC

Größen

unisex: S-XL

Pflege



Farbe

siehe Farbkarte S. 107

Empfohlener Einwegartikel

Vorlage



Der Slip mit Ringdruckern und verstellbarem Komfortbund ist für die Versorgung liegender Patienten geeignet. Er verfügt über einen breiten Schritt und ist in vielen Farben erhältlich. In den Größen S, M und L sind die Nähte verschweißt und in der Größe XL genäht.

PVC-Slip knöpfbar

kostengünstiger Schutz



1312 001



Material

100% PVC

Größen

unisex: S-XL

Pflege



Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

Vorlage



Angenehmes Tragegefühl durch bequemen Sitz auf der Hüfte mit breitem Schritt und verstellbarem Komfortbund. Die integrierten Ringdrucker sorgen für einfaches Öffnen.



PVC-Slip knöpfbar

kostengünstiger Schutz



1201 001



Material

100% PVC

Größen

unisex: 34-60 (Sondergrößen auf Anfrage)

Pflege



Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

Einlage, Vorlage



Durch die Ringdrucker besonders gut geeignet für die Versorgung liegender Patienten – spart Pflegezeit.

PVC-Slip knöpfbar

kostengünstiger Schutz



1249 + Farbnummer



Material

100% PVC

Größen

unisex: S-XL

Pflege



Farbe

siehe Farbkarte S. 107

Empfohlener Einwegartikel

Einlage, Vorlage



Zur Versorgung liegender Patienten geeignet. Mit Metalldruckknöpfen und verstellbarem Komfortbund, so dass Inkontinenzmaterial ohne ausziehen des Slips wechselbar ist. Breiter Schritt und große Farbauswahl. Nähte in den Größen S, M und L verschweißt, in XL genäht.



PVC-Slip knöpfbar

kostengünstiger Schutz



1252 + Farbnummer



Material
100% PVC

Größen
unisex: S-XL

Pflege
 kein Weichspüler

Farbe
007 lavendel, 036 softgelb, 040 milch

Empfohlener Einwegartikel
Vorlage

i Mit Metall-Druckknöpfen, verstellbarem Komfortbund und Beingummi. Problemloses Wechseln der Vorlage durch zusätzlichen Halt in der Taille. Bequemer breiter Schritt. In den Größen S, M und L sind die Nähte verschweißt und in XL genäht. Die Folienstärke beträgt 0,18 mm.

PVC-Slip Schlupfform

kostengünstiger Schutz



1206 + Farbnummer



Material
100% PVC

Größen
unisex: 34-60 (Sondergrößen auf Anfrage)

Pflege
 kein Weichspüler

Farbe
siehe Farbkarte S. 107

Empfohlener Einwegartikel
Vorlage

i Durch weichen Bund- und Beingummi besonders bequem. Verschweißte Seitennähte. In vielen Farben erhältlich.

suprima
Beratung

Günstiger Schutz: Inkontinenz- Slips aus PVC.

Eine große Farbvielfalt bieten die suprima PVC-Slips. Sie sind eine kostengünstige und dennoch sichere Alternative zu Slips aus Baumwolle oder Polyurethan (PU). Bei Polyvinylchlorid (PVC) handelt es sich um eine geschmeidige Spezialfolie, die bereits aufgrund ihrer Eigenschaften feuchtigkeitsundurchlässig und kochfest ist. So ist sowohl ein hoher Schutz als auch eine hygienische Reinigung gewährleistet. Teilweise werden die Slips mit einem Innenfutter aus Polyester ausgestattet, das die Haut trockener hält und den Tragekomfort nochmals erhöht.

Beim Einsatz von PVC-Slips sind allerdings zwei Dinge zu beachten, die zu einem Verlust der Funktion führen können:

- Das Material kann mit Salben, Lotionen und Medikamenten reagieren.
- PVC ist nicht für Weichspüler geeignet.



PVC-Slip Schlupfform

kostengünstiger Schutz



1207 001



Material

100% PVC

Größen

unisex: S-XXL

Pflege



Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

Vorlage

i Der breite Komfortbund sorgt für einen angenehmen und sicheren Sitz des Slips und verhindert gleichzeitig ein Verdrehen des Bundgummis. Dieser Slip eignet sich besonders gut als Fixierhose für Einwegvorlagen oder zusätzlichen Schutz für Windelhosen.



PVC-Slip mit Innenfutter, knöpfbar

kostengünstiger Schutz



1222 001



Material

Obermaterial: 100% PVC

Innentasche: 100% Polyester

Größen

unisex: 34-60 (Sondergrößen auf Anfrage)

Pflege



Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

Einlage, Vorlage

i Durch die Ringdrucker besonders gut geeignet für die Versorgung liegender Patienten. Dank weichem Bund- und Beingummi besonders bequem. Die Einlage ist zwischen PVC und Innenfutter einschiebbar. **HINWEIS:** Nur für **Urininkontinenz** geeignet.



bodyguard-slip ultra

diskreter Schutz



1270 001



Material

100% Baumwoll-Jersey, elastisch, laminiert mit PU-Membran und Polyester-Kaschierung

Größen

unisex: 36/38-52/54

Pflege



Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

Einlage, Vorlage

i Bester Schutz durch neues High-Tech-Material. Der Slip ist atmungsaktiv, feuchtigkeitsundurchlässig und geeignet bei schwerer Blasenschwäche und **Stuhlinkontinenz**.



Fixierung **Variante 3** (siehe Seite 7)



PU-Slip

bestmöglicher Schutz



1204 + Farbnummer



Material

100% Polyester, PU-beschichtet

Größen

unisex: 34-60 (Sondergrößen auf Anfrage)

Pflege



Farbe

001 weiß, 012 anthrazit

Empfohlener Einwegartikel

Einlage, Vorlage



Durch den weichen Bund- und Beingummi ist der Slip besonders bequem zu tragen.

PU-Slip

bestmöglicher Schutz



1217 + Farbnummer



Material

100% Polyester, PU-beschichtet

Größen

unisex: 34-60 (Sondergrößen auf Anfrage)

Pflege



Farbe

001 weiß, 012 anthrazit, 020 marine, 025 türkis

Empfohlener Einwegartikel

Vorlage, Windelhose, Pants



Eignet sich hervorragend als Überhose für Einweg-Slips und große Vorlagen. Bequem dank breitem Schritt und weicher, besonders breiter Bund- und Beingummis. **HINWEIS!** Bei 012 anthrazit und 020 marine handelt es sich in diesem Fall um eine sehr helle Variante.



suprima
Beratung

Bester Schutz: Inkontinenz-Slips aus PU.

Polyurethan (kurz: „PU“) ist ein echtes Hightech-Material und wie geschaffen für den Einsatz bei Inkontinenz: Es ist langlebig, reagiert nicht mit Salben oder Lotionen und kann mit jedem Waschmittel und Weichspüler gewaschen werden.

Die suprima PU-Slips bestehen in der Regel aus dem Grundmaterial Polyester, das mit einer vollflächigen PU-Beschichtung versehen wird. So kann das Material seine Vorzüge bestmöglich ausspielen:

- feuchtigkeitsundurchlässig aber atmungsaktiv
- angenehmer Tragekomfort ohne Schwitzen
- elastisch aber dennoch reißfest
- geringes Allergiepotezial
- hautsympathisch, bakterien- und virendicht



PU-Slip

bestmöglicher Schutz



1287 001



Material

100% Polyester, PU-beschichtet

Größen

unisex: S-XXL (Sondergrößen auf Anfrage)

Pflege



Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

Einlage, Vorlage, Pants



Hochwertige Verarbeitung durch Zick-Zack-Stich und eingenähte Bund- und Beingummis. Der Slip bietet sicheren Auslaufschutz.

PU-Slip mit Innenfutter

bestmöglicher Schutz



1285 001



Material

Obermaterial: 100% PU
Innentasche: 100% Polyester

Größen

unisex: 34-60

Pflege



Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

Einlage, Vorlage



Dank weichem Bund- und Beingummi besonders bequem. Die Einlage ist zwischen PU und Innenfutter einschiebbar. Zudem hält das Innenfutter die Haut trockener. **HINWEIS:** Nur für Urininkontinenz geeignet.

PVC-Slip

kostengünstiger Schutz



1205 + Farbnummer



Material

100% PVC

Größen

unisex: 34-60 (Sondergrößen auf Anfrage)

Pflege



Farbe

siehe Farbkarte S. 107

Empfohlener Einwegartikel

Einlage, Vorlage



Der Slip besticht durch schmale Bund- und Beingummis und die verschweißten Seitennähte. Er ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich.



Fixierung **Variante 3** (siehe Seite 7)



PVC-Slip

kostengünstiger Schutz



1211 + Farbnummer



Material
100% PVC

Größen

unisex: 34-60 (Sondergrößen auf Anfrage)

Pflege



Farbe

siehe Farbkarte S. 107

Empfohlener Einwegartikel

Einlage, Vorlage

i Dank des breiten Komfortbunds ist ein Verdrehen nicht möglich. Der Slip verfügt über verschweißte Seitennähte und ist in vielen Farben erhältlich.

PVC-Slip

kostengünstiger Schutz



1214 + Farbnummer



Material
100% PVC

Größen

unisex: 34-60 (Sondergrößen auf Anfrage)

Pflege



Farbe

siehe Farbkarte S. 107

Empfohlener Einwegartikel

Einlage, Vorlage

i Der Slip ist mit einem breiten und weichen Bundgummi ausgestattet und hat darüber hinaus verschweißte Seitennähte. Erhältlich in vielen Farben.

PVC-Slip

kostengünstiger Schutz



1218 + Farbnummer



Material
100% PVC

Größen

unisex: 34-60 (Sondergrößen auf Anfrage)

Pflege



Farbe

siehe Farbkarte S. 107

Empfohlener Einwegartikel

Vorlage, Windelhose

i Besonders geeignet als Überhose für Pants und große Vorlagen. Sehr bequem dank der weichen und breiten Bund- und Beingummis. Der Slip ist in vielen Farben erhältlich und hat verschweißte Seitennähte.



PVC-Slip mit Innenfutter

kostengünstiger Schutz



1223 001



Material

Obermaterial: 100% PVC
Innentasche: 100% Polyester

Größen

unisex: 34-60 (Sondergrößen auf Anfrage)

Pflege



Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

Vorlage

i Hochwertige Verarbeitung mit verstärkten Seitennähten. Dank weichem Bund- und Beingummi besonders bequem. Die Einlage ist zwischen PVC und Innenfutter einschiebbar, so bleibt die Haut trockener. **HINWEIS:** Nur für Urininkontinenz geeignet.



Fixierung **Variante 3** (siehe Seite 7)

PVC-Slip mit Innenfutter

kostengünstiger Schutz



1265 001



Material

Obermaterial: 100% PVC
Innentasche: 100% Polyester

Größen

unisex: 34-60 (Sondergrößen auf Anfrage)

Pflege



Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

Vorlage

i Das Innenfutter aus Polyester hält die Haut trockener und sorgt gemeinsam mit dem weichen Bund- und Beingummi für ein besonders angenehmes Tragegefühl. Die Einlage wird zwischen PVC und Innenfutter eingeschoben. **HINWEIS:** Nur für Urininkontinenz geeignet.



Fixierung **Variante 3** (siehe Seite 7)

PVC-Slip

kostengünstiger Schutz



1311 + Farbnummer



Material

100% PVC

Größen

unisex: 36-60 (Sondergrößen auf Anfrage)

Pflege



Farbe

siehe Farbkarte S. 107

Empfohlener Einwegartikel

Vorlage

i Bequemes Tragegefühl durch breiten Komfortbund, breiten Schritt und verstellbaren Beingummi. Die Seitennähte sind verschleißt.



Windel-Slip

diskreter Schutz



1276 001



Material

100% Baumwoll-Jersey, elastisch, laminiert mit PU-Membran und Polyester-Kaschierung

Größen

unisex: S-L und XL-XXXL

Pflege



Vor dem Waschen
Klettverschluss
schließen.

Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

Vorlagen für schwere Inkontinenz



- ersetzt in Kombination mit Einwegprodukten die Einweg-Windelhose
- individuelle Größenanpassung und einfaches Wechseln des Einwegmaterials durch Klettverschluss
- umweltschonend: reduziert Müll, da ein deutlich kleineres Einwegprodukt benötigt wird.



Katheterbeutel-Hülle mit Kordel

vielseitig einsetzbar



2190 012



Material

100% Polyester, PU-beschichtet

Größen

Einheitsgröße, passt für fast alle 2 Liter-Beutel

Pflege



Farbe

012 anthrazit



Die Katheterbeutel-Hülle kaschiert den oft unansehnlichen Urinbeutel. Sie ist ausgestattet mit einer praktischen Kordel zur Befestigung an Bett, Rollstuhl oder Rollator und einer praktischen Öffnung zum Entleeren des Katheterbeutels.



Netzhöschen medium oder maxi



2023 001 / 2137 001



medium

Hüftumfang

80-120 cm

VE

Beutel à 5 Stück (Art.-Nr. 2023 001)
PZN 07 672 228

Hilfsmittelnr. 15.25.02.0023

maxi

Hüftumfang

100-140 cm

VE

Beutel à 5 Stück (Art.-Nr. 2137 001)
PZN 07 672 240

Hilfsmittelnr. 15.25.02.1023



Saugelagen mit Vliesumhüllung

besonders weich



2180 001



Größe
11x29 cm

VE
1 Karton = 6 Beutel à 50 Stück

PZN
11 088 104




Besonders weich durch die
hautfreundliche Vliesumhüllung.





Das müssen
Sie wissen
zum Thema
Bettschutz.

Wählen Sie **das richtige Produkt.**

					
	Bettauflage	Stecklaken	Mehrfach-Bettauflage	Spannbettuch	Matratzenhülle
Feuchtigkeits-undurchlässig	ja	ja	ja	ja	ja
Waschbar	ja, min. 60°C	ja, 95°C	ja, 95°C	ja, min. 60°C	ja, 95°C
Material Allergiker geeignet	ja	ja	ja	ja	ja
Antiallergen	ja	ja	ja	ja	ja
Abdeckung der Matratze	teilweise	teilweise	teilweise	komplette Liegefläche	vollständig umhüllt
Für unruhige Patienten geeignet	nein	ja	teils (mit Seitenteilen)	ja	ja
Saugfähigkeit	leicht saugend	leicht saugend	stark saugend	leicht saugend	nein
Gut zu wissen	kostengünstig und schnell zu wechseln	schnell zu wechseln und guter Halt	nimmt Flüssigkeit sofort auf, allzeit trockenes und weiches Liegegefühl für den Patienten	können größtenteils ohne zusätzliches Spannbettuch bzw. Bettlaken verwendet werden	bestmöglicher Schutz, notwendig bei Leih-Pflegebettmatratzen, optimal für Hausstauballergiker
Empfohlene Einsatzgebiete	für schnelles, häufiges Wechseln bei leichter Inkontinenz	für unruhige Patienten mit leichter Inkontinenz	bei schwerer Inkontinenz	bei starkem Schwitzen, Kinder, die nachts noch nicht trocken sind	Hausstauballergiker, bei Einsatz von Pflegebetten
Ab Seite ...	27	30	36	31	35

Materialien und Eigenschaften.

Die wichtigsten Eigenschaften vereinen alle Bettschutz-Produkte: **Sie sind feuchtigkeitsundurchlässig.** Darüber hinaus bringen die unterschiedlichen Materialien auch verschiedene Vorteile mit sich.

Frottee (Baumwolle, bzw. Baumwolle mit Polyester) ist ein weiches, hautsympathisches, saugfähiges und urinbeständiges Material. Für den Einsatz im Bettschutz wird das Frottee an der Ober- bzw. Unterseite mit PVC oder PU beschichtet und ist dadurch (je nach Beschichtung):

- blut-, bakterien- und schimmelbeständig
- feuchtigkeitsundurchlässig
- antibakteriell und antiallergen

Bei **Molton** (Baumwolle) handelt es sich um ein etwas angerautes Material, mit den vorteilhaften Eigenschaften von Frottee. Die Beschichtung mit PVC oder PU kann darüber hinaus auch in Form einer innenliegenden Schicht aufgebracht werden. Dadurch sind Bettschutz-Produkte aus Molton zusätzlich:

- rutschfest
- atmungsaktiv und blutbeständig

Jersey (Baumwolle mit Polyester) wird im Vergleich zu Frottee und Molton nicht gewebt, sondern gestrickt oder gewirkt. Dadurch erhält das Material seine zentrale Eigenschaft: eine besonders hohe Elastizität. Mittels einer Beschichtung aus PU wird der Stoff feuchtigkeitsundurchlässig. Zudem ist es:

- atmungsaktiv
- antiallergen
- urinbeständig

Polyurethan (kurz: PU) ist aufgrund seiner ursprünglichen Eigenschaften feuchtigkeitsundurchlässig sowie viren- und bakterien-dicht. Es empfiehlt sich für den Einsatz in der Pflege, da es nicht mit Salben oder Lotionen reagiert. Zusätzlich sind Bettschutz-Produkte aus PU:

- atmungsaktiv und antiallergen
- blut- und urinbeständig

Bei **Polyvinylchlorid** (kurz: PVC) handelt es sich um eine geschmeidige Spezialfolie, die ebenso wie PU bereits in ihrem Ursprung feuchtigkeitsundurchlässig sowie viren- und bakterien-dicht ist. Bettschutz-Produkte aus PVC bieten einen zweckmäßigen, kostengünstigen Schutz. Dabei sind sie:

- strapazierfähig
- kochfest
- in vielen Farben erhältlich

suprima
Beratung

Bettauf-lagen

Anwendungstipp:

Schnell aufgelegt und gewechselt sind Bettauflagen eine praktische Ergänzung in der Pflege von Inkontinenzpatienten.

Sie werden einfach im besonders gefährdeten Bereich der Körpermitte aufgelegt. Vermeiden Sie dabei Faltenbildung. Auf Wunsch kann ein vorhandenes Bettlaken/ Spannbettuch zur Fixierung darüber gezogen werden.


Alle Bettauflagen sind:

- für Allergiker geeignet
- antiallergen
- feuchtigkeitsundurchlässig
- blut- und urinbeständig

Bettauflage PVC

Teilabdeckung, nicht fixiert

3014 001 + Größennummer



Material

100% PVC
Folienstärke: 0,25 mm

Größen

50x70 cm (Art.-Nr. 3014 001 050)
70x100 cm (Art.-Nr. 3014 001 071)
90x140 cm (Art.-Nr. 3014 001 096)
100x140 cm (Art.-Nr. 3014 001 106)

Pflege

95° ✕ ✕ ✕ ✕ kein Weichspüler



Trotz des günstigen Preises ist diese Bettauflage sehr strapazierfähig und deshalb besonders gut für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen geeignet. Sie ist zudem hausstaubmilben- und viren-dicht.



Bettauflage Frottee gesäumt

Teilabdeckung, nicht fixiert
Saugvolumen 2.000 ml/m²

3031 001 + Größennummer



Material

80% Baumwolle, 20% Polyester
PVC-beschichtet

Größen

75x100 cm (Art.-Nr. 3031 001 075)
90x150 cm (Art.-Nr. 3031 001 091)
100x150 cm (Art.-Nr. 3031 001 101)

Pflege

95°     kein Weichspüler



Durch die gesäumten Kanten ist die Bettauflage langlebig und formstabil. Außerdem ist sie sprühdesinfizierbar und dadurch besonders hygienisch.



Bettauflage Frottee geschnitten

Teilabdeckung, nicht fixiert
Saugvolumen 2.000 ml/m²

3032 001 + Größennummer



Material

80% Baumwolle, 20% Polyester
PVC-beschichtet

Größen

75x100 cm (Art.-Nr. 3032 001 075)
90x150 cm (Art.-Nr. 3032 001 091)
100x150 cm (Art.-Nr. 3032 001 101)

Pflege

95°     kein Weichspüler



Durch die geschnittenen Kanten ist die sprühdesinfizierbare Bettauflage besonders preiswert.



Bettauflage Molton einseitig, gesäumt

Teilabdeckung, nicht fixiert
Saugvolumen 2.600 ml/m²

3058 001 + Größennummer



Material

100% Baumwolle
PVC-beschichtet

Größen

75x100 cm (Art.-Nr. 3058 001 075)
90x150 cm (Art.-Nr. 3058 001 091)
100x150 cm (Art.-Nr. 3058 001 101)

Pflege

95°     kein Weichspüler



Die Bettauflage hat gesäumten Kanten und ist darüber hinaus: viren- und hausstaubmilibdicht, sprühdesinfizierbar und zudem mindestens 100 x waschbar.



Bettauflage Molton einseitig, geschnitten

Teilabdeckung, nicht fixiert

3958 001 + Größennummer



Material

100% Baumwolle
PVC-beschichtet

Größen

75x100 cm (Art.-Nr. 3958 001 075)
90x150 cm (Art.-Nr. 3958 001 091)
100x150 cm (Art.-Nr. 3958 001 101)

Pflege

95° ✕ ☉ ✕ ✕ ✕ kein Weichspüler



Viren- und hausstaubmilbendicht sowie sprühdesinfizierbar – das sind die Vorteile dieser Bettauflage mit geschnittenen Kanten. Mindestens 100 x waschbar.



STANDARD
100



Bettauflage Molton PREMIUM, geschnitten

Teilabdeckung, nicht fixiert
Saugvolumen 2.000 ml/m²

3059 001 + Größennummer



Material

Oberseite: 100% Baumwoll-Molton
Unterseite: PU-beschichtet

Größen

75x100 cm (Art.-Nr. 3059 001 075)
90x150 cm (Art.-Nr. 3059 001 091)
100x150 cm (Art.-Nr. 3059 001 101)

Pflege

60° ✕ ☉ ✕ ✕ (P)



Die hochwertige Auflage besteht durch ihre Atmungsaktivität und ihre extra weiche und elastische Beschaffenheit. Außerdem ist sie hausstaubmilben- und virendicht sowie sprühdesinfizierbar.



STANDARD
100



Bettauflage Molton mit 4 Eckgummis

Teilabdeckung, nicht fixiert

3531 001 105



Material

Oberseite: 100% Baumwolle
Unterseite: PU-beschichtet

Größen

100x200 cm (Art.-Nr. 3531 001 105)

Pflege

95° ✕ ☉ ✕ ☉ ✕



Durch die Möglichkeit der Fixierung mit 4 Eckgummis ist die Auflage für unruhige Patienten geeignet. Sie ist hausstaubmilben- und virendicht, atmungsaktiv sowie mindestens 100x waschbar.



STANDARD
100



Stecklaken

Anwendungstipp:

Stecklaken bieten einen optimalen Schutz der Liegefläche. Durch die einklappbaren Seitenteile wird ein Verrutschen auch bei unruhigen Patienten verhindert.

Legen Sie das Stecklaken im besonders gefährdeten Bereich der Körpermitte flach auf die Matratze. Schlagen Sie dann die Seiten zur Fixierung seitlich unter die Matratze. Vermeiden Sie Faltenbildung auf der Liegefläche.

Alle Stecklaken sind:

- für Allergiker geeignet
- antiallergen
- keimdicht
- atmungsaktiv
- wasserundurchlässig
- hausstaubmilbendicht
- mind. 100x waschbar

Stecklaken Jersey

Teilabdeckung, fixiert

3052 001 090



Material

Oberseite: 100% Baumwolle

Unterseite: PU-beschichtet

Größe

90x170 cm (Art.-Nr. 3052 001 090)
beschichtete Fläche 90x90 cm

Pflege



Hoher Liegenkomfort dank der Elastizität und der guten Fixierung durch die Seitenteile.



STANDARD
100



Stecklaken Molton

Teilabdeckung, fixiert

3053 001 090



Material

Oberseite: 100% Baumwolle

Unterseite: PU-beschichtet

Größe

90x170 cm (Art.-Nr. 3053 001 090)
beschichtete Fläche 90x90 cm

Pflege



Dieses funktionale Stecklaken mit gesäumten Kanten ist besonders für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen geeignet.



STANDARD
100



Stecklaken Frottee

Teilabdeckung, fixiert
Saugvolumen 2.600 ml/m²

3051 001 091



Material

Oberseite: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Unterseite: PU-beschichtet

Größe

90x150 cm (Art.-Nr. 3051 001 091)
vollflächig beschichtet

Pflege



Die vollflächige Beschichtung schützt auch die Seiten der Matratze. Dank der Elastizität und der guten Fixierung durch die Seitenteile ergibt sich ein hoher Liegekomfort. Die gesäumten Kanten sorgen für hohe Formstabilität.



STANDARD
100



suprima
Beratung

Spannbetttücher

Anwendungstipp:

Die suprima Spannbetttücher bieten einen optimalen Schutz der gesamten Liegefläche. Ein fester Sitz ist durch das eingenähte Gummiband garantiert.

Beziehen Sie die Matratze so, als würden Sie ein „normales“ Spannbettuch verwenden.

Alle Spannbetttücher sind:

- für Allergiker geeignet
- antiallergen
- feuchtigkeitsundurchlässig

Spannbettuch PVC Standardqualität

Komplettabdeckung, fixiert

3066 001 202



Material

100% PVC
Folienstärke: 0,15 mm

Größe

100x200x20 cm

Pflege



Das kostengünstige Spannbettuch ist viren- und hausstaubmilbendicht, sowie blut- und urinbeständig. Hervorzuheben sind die mit Gummi eingeschweißten Ecken.



Spannbettuch PVC Topqualität

Komplettabdeckung, fixiert

3063 + Farb- + Größennummer



Material

100% PVC

Folienstärke: 0,12/0,18 mm

Größen

100x200x20 cm (Art.-Nr. 3063 + Farbnr. + 202)

140x200x20 cm (Art.-Nr. 3063 001 201) weiß

Pflege

95° kein Weichspüler



Dieses Spannbettuch hat verschweißte Ecken und einen angenähten Rundgummi. Es ist viren- und hausstaubmilbendicht genauso wie blut- und urinbeständig. In vielen Farben erhältlich.

Spannbettuch PU Standardqualität

Komplettabdeckung, fixiert

3527 001 + Größennummer



Material

Oberseite: PU-beschichtet

Unterseite: 100% Polyester

Größen

100x200x20 cm (Art.-Nr. 3527 001 202)

140x200x20 cm (Art.-Nr. 3527 001 201)

180x200x24 cm (Art.-Nr. 3527 001 204)

Pflege

60°



Zusätzlich zu den Grundeigenschaften ist dieses Spannbettuch atmungsaktiv, viren- und haustaubmilbendicht sowie blut- und urinbeständig. **Kostengünstige Qualität.**



STANDARD
100



Spannbettuch Frottee Standardqualität

Komplettabdeckung, fixiert
leicht saugfähig

3067 001 + Größennummer



Material

Oberseite: 80% Baumwolle, 20% Polyester

Unterseite: Liegefläche PVC-beschichtet

Größen

100x200x20 cm (Art.-Nr. 3067 001 202)

140x200x20 cm (Art.-Nr. 3067 001 201)

Pflege

95° kein Weichspüler



Das funktionale Spannbettuch ist blut- und urinbeständig sowie sprüh-desinfizierbar.



STANDARD
100



Auch für Kinderbetten
erhältlich - siehe Seite 103.

Spannbettuch Frottee Standardqualität

Komplettabdeckung, fixiert
leicht saugfähig

3071 001 + Größennummer



Material

Oberseite: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Unterseite: PU-beschichtet

Größen

100x200x24 cm (Art.-Nr. 3071 001 104)
90x200x12 cm (Art.-Nr. 3071 001 103)
auch für Pflegebetten

Pflege



Das keimdichte und atmungsaktive Spannbettuch ist hausstaubmilbendicht und mindestens 100x waschbar. Die Sondergröße ist auch für Pflegebetten geeignet.



Spannbettuch Frottee Superqualität

Komplettabdeckung, fixiert
leicht saugfähig

3065 001 202



Material

Oberseite: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Unterseite: PU-beschichtet

Größe

100x200x20 cm

Pflege



Hervorzuheben ist neben der hohen Materialqualität die Langlebigkeit des Bettuchs (mind. 100x waschbar). Darüber hinaus ist es keimdicht, atmungsaktiv und hausstaubmilbendicht.



Spannbettuch Jersey Superqualität

Komplettabdeckung, fixiert
leicht saugfähig

3070 001 104



Material

Oberseite: 100% Baumwolle
Unterseite: 100% Polyester, PU-beschichtet

Größe

100x200x24 cm

Pflege



Durch 100% Baumwolle ist dieses Spannbettuch sehr hautfreundlich. Es ist zudem keimdicht, atmungsaktiv, hausstaubmilbendicht und mindestens 100x waschbar.



Spannbettuch Tencel™ Premiumqualität

Komplettabdeckung, fixiert

3069 001 104



Material

Oberseite: 60% Polyester, 40% Tencel™
Rückseite: laminiert mit thermoplastischem Polyurethan (TPU)

Größen

90-100x200x24 cm

Pflege



- seidenweiche Liegefläche
- feuchtigkeitsundurchlässig
- hoch atmungsaktiv
- viren- und hausstaubmilbendicht
- antiallergen und antibakteriell
- blut- und urinbeständig



Spannbettuch PU

Komplettabdeckung, fixiert

3528 001 202



Material

Oberseite: PU-beschichtet
Unterseite: 100% Polyester

Größe

100x200x20 cm

Pflege



Das Spannbettuch ist sprühdesinfizierbar, atmungsaktiv, blut- und urinbeständig sowie viren- und hausstaubmilbendicht. Außerdem ist es durch die Waschbarkeit bei 95°C besonders hygienisch.



suprima
Beratung

Matratzen- hüllen

Anwendungstipp:

Den bestmöglichen Schutz bieten Matratzenhüllen, da sie die Matratze vollständig umschließen. Der eingearbeitete Seitenreißverschluss sorgt für einen sicheren Halt.

Ziehen Sie die Matratzenhülle über die komplette Matratze und schließen Sie den Reißverschluss. Für ein angenehmeres Liegegefühl kann zusätzlich ein handelsübliches Bettlaken oder Spannbettuch darüber gezogen werden.

Wir empfehlen den Einsatz von Matratzenhüllen insbesondere bei Pflegebetten, die vom Kostenträger zur Verfügung gestellt werden.

Alle Matratzenhüllen sind:

- für Allergiker geeignet
- atmungsaktiv
- antiallergen
- feuchtigkeitsundurchlässig
- hausstaubmilbendicht

Matratzenhülle PU

Rundum-Abdeckung

3529 001 + Größennummer



Material

Oberseite: PU-beschichtet
Unterseite: 100% Polyester

Größen

100x200x20 cm (Art.-Nr. 3529 001 202)
90x200x12 cm (Art.-Nr. 3529 001 103)
auch für Pflegebetten

Pflege



Die Matratzenhülle ist sprühdesinfizierbar, virendicht sowie blut- und urinbeständig. Zusätzlich verfügt sie über einen verdeckten Reißverschluss.



Matratzenhülle Frottee leicht saugfähig

Rundum-Abdeckung

3629 001 + Größennummer



Material

Oberseite: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Unterseite: 100% PU-beschichtet

Größen

100x200x20 cm (Art.-Nr. 3629 001 202)
90x200x12 cm (Art.-Nr. 3629 001 103)
auch für Pflegebetten

Pflege



Die kostengünstige Matratzenhülle hat einen verdeckten Reißverschluss und ist zudem mindestens 100x waschbar.



suprima
Beratung

Mehrfach-Bettauflagen

Anwendungstipp:

Die saugfähigen Mehrfach-Bettauflagen bieten dank der hohen Saugfähigkeit einen besonders guten Liegekomfort.

Aufgelegt werden sie im besonders gefährdeten Bereich der Körpermitte. Die Seitenteile werden, wenn vorhanden, zur Fixierung seitlich unter die Matratze gesteckt.

Alle Mehrfach-Bettauflagen sind:


- feuchtigkeitsundurchlässig
- hausstaubmilbendicht
- saugfähig



Mehrfach-Bettauflage mit Seitenteilen

Teilabdeckung, fixiert
Saugvolumen 2.628 ml/m²

3179 001 079



Material

Oberseite: 100% Polyester-Velours
Saugschicht: Polyester-Saugvlies, versteppt
Flüssigkeitsbarriere: Polyurethan-Folie
Unterseite: 100% Polyester-Velours

Größe

75x160 cm (Saugfläche 75x90 cm)

Pflege



Die Betauflage ist atmungsaktiv, sowie blut- und urinbeständig.

Mehrfach-Bettauflage Anti-Rutsch

Teilabdeckung, nicht fixiert
Saugvolumen 3.449 ml/m²

3103 001 085



Material

Oberseite: 100% Baumwolle, sanforisiert
Zwischenlage: 100% Polyester, Nadelvlies
Unterseite: 100% Polyurethan

Größe

85x90 cm

Pflege



Die Mehrfach-Bettauflage ist rutschhemmend, virendicht und sprühdesinfizierbar. Zudem ist sie für Allergiker geeignet, antiallergen und blut- und urinbeständig. **Die Auflage ist kostenerstattungsfähig.**



Mehrfach-Bettauflage ohne/mit Seitenteilen

Teilabdeckung, (nicht) fixiert
Saugvolumen 3.196 ml/m²

3101 001 085 / 3102 001 086



Material

Oberseite: 100% Baumwolle, sanforisiert
Zwischenlage: Absorptionsvlies
Unterseite: 100% Polyurethan

Größe

85x90 cm (Art.-Nr. 3101 001 085)
ohne Seitenteile
85x180 cm (Art.-Nr. 3102 001 086)
mit Seitenteilen, Saugfl. 85x90 cm

Pflege



Die atmungsaktive Mehrfach-Bettauflage bietet Liegekomfort und hohe Lebensdauer (min. 300 x waschbar). Sie ist virendicht, für Allergiker geeignet, antiallergen, blut- und urinbeständig und sprühdesinfizierbar. **Die Auflage ist kostenerstattungsfähig.**



Pflegehilfsmittelnummer 51.40.01.4154

Pflegehilfsmittelnummer 51.40.01.4156

Pflegehilfsmittelnummer 51.40.01.4157

Mehrfach-Bettauflage mit Seitenteilen

Teilabdeckung, fixiert
Saugvolumen 3.028 ml/m²

3100 001 079



Material

Oberseite: 100% Baumwolle, versteppt mit
Zwischenlage: Polyester-Saugvlies
Unterseite: 100% PVC

Größe

75x160 cm (Saugfläche 75x85 cm)

Pflege

95° ✕ ⊙ ✕ ✕ kein Weichspüler



Die Betauflage ist saugfähig und feuchtigkeitsundurchlässig.



Mehrfach-Bettauflage ohne/mit Seitenteilen

Teilabdeckung, (nicht) fixiert
Saugvolumen 3.028 ml/m²

3525 001 078 / 3526 001 073



Material

Oberseite: 100% Baumwolle
Zwischenlage: 100% Polyester-Saugvlies
Unterseite: 100% Polyester mit PU-Membran, laminiert

Größe

75x90 cm (Art.-Nr. 3525 001 078) ohne Seitenteile
75x170 cm (Art.-Nr. 3526 001 073) mit Seitenteilen, Saugfl. 75x90 cm

Pflege

95° ✕ ⊙ ✕ ✕



Die enge Steppung dieser Mehrfach-Bettauflage sorgt dank geringer Faltenbildung für einen hohen Liegekomfort. Hergestellt aus atmungsaktivem Material.



Mehrfach-Bettauflage mit Seitenteilen

Teilabdeckung, fixiert
Saugvolumen 3.028 ml/m²

3106 005 073



Material

Oberseite: 100% Polyester, versteppt mit
Zwischenlage: Saugvlies
Unterseite: 100% PVC

Größe

75x160 cm (Saugfläche 75x85 cm)

Pflege

95° ✕ ⊙ ✕ ✕ kein Weichspüler




Schnell trocknend und min. 100 x waschbar – das sind die besonderen Eigenschaften dieser Mehrfach-Bettauflage. Sie ist für Allergiker geeignet, blut- und urinbeständig und virendicht.



Mehrfach-Bettauflage ohne/mit Seitenteilen

Teilabdeckung, (nicht) fixiert
Saugvolumen 2.674 ml/m²

3111 004 087 / 3112 004 084



Material

Oberseite: Polyester-Velours

Zwischenlage: Saugvlies mit PU-Nässesperre

Unterseite: Polyester-Velours

Größe

80x90 cm (Art.-Nr. 3111 004 087)

ohne Seitenteile

80x180 cm (Art.-Nr. 3112 004 084)

mit Seitenteilen, Saugfl. 80x90 cm

Pflege




Die enge Wellsteppung sorgt für eine geringe Faltenbildung und die ange-raute Rückseite beugt dem Verrutschen der Auflage vor. Zudem ist sie viren-dicht, sprühdesinfizierbar und schnell trocknend, für Allergiker geeignet, atmungsaktiv, blut- und urinbeständig. **Kostengünstig und für den Einsatz in Instituten geeignet.**

Mehrfach-Bettauflage ohne/mit Seitenteilen

Teilabdeckung, nicht fixiert
Saugvolumen 2.600 ml/m²

3107 004 078 / 3108 004 079



Material

Oberseite: 100% Polyester

Saugschicht: 80% Polyester, 20% Viskose

dritte Lage: wasserundurchlässige, atmungsaktive PU-Membran

Unterseite: 100% Polyester

Größe

75x90 cm (Art.-Nr. 3107 004 078)

ohne Seitenteile

75x160 cm (Art.-Nr. 3108 004 079)

mit Seitenteilen, Saugfl. 75x90 cm

Pflege



Das geringe Materialvolumen dieser atmungsaktiven Mehrfach-Bettauflage spart Platz in der Waschmaschine. Sie ist für den Einsatz in Instituten geeignet, atmungsaktiv und min. 150 x waschbar.




STANDARD
100



Mehrfach-Bettauflage ohne/mit Seitenteilen

Teilabdeckung, (nicht) fixiert
Saugvolumen 2.344 ml/m²

3109 001 088 / 3110 001 079



Material

Polystervelours, laminiert mit PU-Folie

Größe

75x85 cm (Art.-Nr. 3109 001 088)

ohne Seitenteile

75x160 cm (Art.-Nr. 3110 001 079)

mit Seitenteilen, Saugfl. 75x85 cm

Pflege



Für Allergiker geeignet, atmungsaktiv, vi-rendicht, blut- und urinbeständig. Zudem ökologisch unbedenklich und min. 100 x waschbar. Kein Nässe-stau. **Die Auflage ist kostenerstattungsfähig.**



STANDARD
100



Pflegehilfsmittelnummer 51.40.01.4155

Bettwäsche PVC einzeln oder als Set

Hotelverschluss

3620 / 3621 / 3622



Material

100% PVC
Folienstärke: 0,12/0,18 mm

Größe

80x80 cm (Art.-Nr. 3621 + Farbnr. + 080)
Kissenbezug
135x200 cm (Art.-Nr. 3622 + Farbnr. + 135)
Deckenbezug

Pflege

95° ✖ ✖ ✖ ✖ kein Weichspüler



Die Bettwäsche ist für Allergiker geeignet, urinbeständig, wasserundurchlässig und abwaschbar. Für schwerste Inkontinenz geeignet.

Farbe

siehe Farbkarte S. 107

Decken- und Kissenbezug im Set

Größe

Deckenbezug: 135x200 cm
Kissenbezug: 80x80 cm

Art.-Nr.

3620 + Farbnummer + 135

Bettwäsche PU einzeln

verdeckter Reißverschluss

3530 001 080 / 3532 001 135



Material

Oberseite: PU-beschichtet
Unterseite: 100% Polyester

Größe

80x80 cm (Art.-Nr. 3530 001 080)
Kissenbezug
135x200 cm (Art.-Nr. 3532 001 135)
Deckenbezug

Pflege

95° ✖ ✖ ✖ ✖



Die für Allergiker geeignete Bettwäsche ist feuchtigkeitsundurchlässig und atmungsaktiv. Zudem ist sie antiallergen, blut- und urinbeständig, sprühdesinfizierbar sowie viren- und hausstaubmilbendicht.



Kniekissen mit Klettverschluss

3815 001 042



Material

Füllmaterial: 100% Polyester
Bezug: 100% Polyester-Microfaser

Größe

40x40 cm


Pflege

60° ✖ ✖ ✖ ✖

Klettverschluss
vor dem Waschen
schließen.



Das Kniekissen polstert den Kniekontakt bei Seitenlage. Es ist weich und flexibel, atmungsaktiv und voll waschbar. Für die optimale Nutzung ist es flexibel an Ober- und Unterschenkel positionierbar.



WARNHINWEIS! Das Klettband darf nicht zu straff fixiert werden.



Das müssen Sie wissen zum Thema **Inkontinenz-Bademode.**

Ein paar Tipps zur richtigen Anwendung.

Sobald man im Wasser ist, sollte der Kordelstopper noch einmal nachgezogen werden. Durch kälteres Wasser zieht sich die Haut etwas zusammen, so dass der Anpressdruck nicht mehr vollständig gegeben ist.

Wenn möglich, empfehlen wir die Blase bzw. den Darm vor dem Gang ins Wasser nochmals zu entleeren und für die Dauer des Bades kein bzw. nur ein kleines Einwegprodukt einzulegen.

Bei besonders flüssigem Stuhl stößt unser Sicherheitsslip an seine Grenzen, weshalb wir hier leider von der Verwendung unserer Bademode abraten müssen.

Einlage oder Windel - was passt am besten?

Bei Urininkontinenz kann der Sicherheitsslip sowohl mit als auch ohne Einlage getragen werden.

Liegt eine Stuhlinkontinenz vor, sollte immer ein Einwegprodukt verwendet werden, da die Bademode nicht so heiß gewaschen werden kann.

Während des Aufenthalts im Wasser hat sich ein möglichst kleines Einwegprodukt sehr bewährt.

Schutz und Hygiene im Schwimmbad.

Inkontinenz ist ein sensibles Thema, das für viele Menschen mit Scham und Unsicherheit verbunden ist.

Doch es sollte niemanden daran hindern, ein normales Leben zu führen und die schönen Dinge des Lebens zu genießen – dazu zählt auch ein Schwimmbadbesuch.

Wie kann das funktionieren?

Unsere spezielle Bademode bietet Betroffenen die Möglichkeit, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Dank des mitgelieferten und teilweise auch integrierten Sicherheitsslips können sie sich frei im Wasser bewegen, ohne sich Gedanken über das Austreten von Harn oder Stuhl machen zu müssen.*

Der Slip besteht aus feuchtigkeitsundurchlässigem Material. Mit Hilfe von Kordelstoppfern an Bund und Beinen kann die Weite in einem gewissen Rahmen individuell eingestellt werden. Der darunterliegende Silikongummi wird an die Haut gedrückt, dadurch sorgt er für einen optimalen Abschluss und verhindert gleichzeitig ein Verrutschen des Slips.


Unter der Badebekleidung getragen, verschwindet der Slip diskret und unauffällig. So bleibt das Inkontinenzleiden Betroffener für Außenstehende unsichtbar.

* Bitte beachten Sie die korrekte Anwendung und den optimalen Sitz des Sicherheitsslips, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Es ist möglich, dass Wasser in die Badebekleidung eindringt und es zu einem geringen Wasseraustausch kommt. Dies ist anatomisch bedingt, absolut normal und beeinträchtigt die Hygiene in der Regel nicht. Voraussetzung für einen möglichst hohen Schutz ist die Ermittlung der richtigen Größe (s. Seite 106), der korrekte Sitz der Badebekleidung und das Befolgen unserer Anwendungstipps.

Sicherheitsslip 1.0 und 2.0. Was ist der Unterschied?

Eine wichtige Anmerkung vorab: **Beide Slips sind qualitativ hochwertig und sicher!** Da es von Zeit zu Zeit notwendig ist, bestehende Produkte zu überarbeiten, haben wir dies auch mit unserem Sicherheitsslip gemacht. Je nach Modell der

Badebekleidung ist die ursprüngliche oder die neuere Variante verarbeitet. Beide haben dasselbe Ziel: Das Austreten von Harn und Stuhl ins Wasser zu verhindern und Betroffenen einen unbeschwerten Schwimmbadbesuch zu ermöglichen.



- besonders gute Passform bei breiterem Becken und Po
- mit Kordelstopper
- im Fachhandel auch einzeln erhältlich und mit „normaler“ Badebekleidung kombinierbar
- mit integrierter Tasche (z. B. für Schlüssel)

- schmalere, enger anliegender und somit diskreter Schnitt
- flache Kordelstopper
- nur in Kombination mit ausgewählter suprema Badebekleidung erhältlich

Bademoden- Sicherheitsslip 1.0



1524 009 / 1526 009



Abbildung ähnlich

Material

100% Polyester, PU-beschichtet

Größe

für Herren: 5-10 (Art.-Nr. 1524 009)

für Damen: 36-52 (Art.-Nr. 1526 009)

Pflege



Farbe

009 schwarz



Bund und Beingummi sind individuell verstellbar und mit Kordelstoppfern fixierbar. Der Silikongummi haftet sicher an der Haut und kann das Austreten von Stuhl und Harn verhindern. Der Sicherheitsslip ist mit herkömmlicher Bademode kombinierbar.

Herren-Badeshorts

mit integriertem Sicherheitsslip



1533 005



Material

Hose: 100% Polyester

Sicherheitsslip: 100% Polyester,
PU-beschichtet

Größe

5-10

Pflege



Farbe

005 blau



Die Badeshorts aus schnelltrocknendem Material verfügt über praktische Taschen. Der Kordelzug am Bund sorgt zusätzlich für einen sicheren Sitz.

Schwimmshorts

mit integriertem Sicherheitsslip



1521 009



Material

Hose: 80% Polyamid, 20% Elasthan

Sicherheitsslip: 100% Polyester,
PU-beschichtet

Größe

5-10

Pflege



Farbe

009 schwarz



Der eingearbeitete Sicherheitsslip (Art. Nr. 1524 009 / siehe S. 41) verfügt über eine Tasche für Schlüssel.

Set: Badeanzug und Sicherheitsslip

mit separatem Sicherheitsslip



1537 009



Material

Unterteil: 80% Polyester, 20% Elasthan

Oberteil: 80% Polyamid, 20% Elasthan

Sicherheitsslip: 100% Polyester,
PU-beschichtet

Größe

36-52

Pflege



Farbe

009 schwarz-weiß



Der Badeanzug besticht durch seine moderne und feminine Optik. Das gemusterte Unterteil und das geraffte Oberteil kaschieren den Sicherheitsslip 2.0 und eine ggf. verwendete Stomabandage (nicht im Set enthalten, mehr dazu auf S. 53) zusätzlich.

Um eine optimale und diskrete Passform zu erzielen sind der Sicherheitsslip und der Badeanzug nicht miteinander vernäht. Dadurch gestaltet sich das Anziehen komfortabler.

Es ist möglich, dass Wasser in die Badebekleidung eindringt und es zu einem geringen Wasseraustausch kommt. Dies ist anatomisch bedingt, absolut normal und beeinträchtigt die Hygiene in der Regel nicht.

Hinweis: Durch die starke Dehnbarkeit der Bademoden ist es wichtig, möglichst nach vorliegender Tabelle zu bestellen und **nicht** ausschließlich nach der Konfektionsgröße des Kunden. Außerdem ist im Wasser mit einer leichten Erweiterung (insbesondere der Badeanzüge 1537 + 1539) zu rechnen.

Voraussetzung für einen möglichst hohen Schutz ist die Ermittlung der richtigen Größe, der korrekte Sitz der Badebekleidung und das Befolgen unserer Anwendungstipps auf Seite 40.



Set: Badeanzug und Sicherheitsslip

mit separatem Sicherheitsslip



1539 087



Abverkauf



Material

Unterteil: 80% Polyamid, 20% Elasthan
Oberteil: 80% Polyester, 20% Elasthan
Sicherheitsslip: 100% Polyester, PU-beschichtet

Größe

36-52

Pflege

40° ✖ ✖ ✖ ✖ kein Weichspüler

Farbe

087 bunt



Kaum von normaler Bademode zu unterscheiden ist dieser modern und feminin gestaltete Badeanzug. Die Passform ist optimal auf den Sicherheitsslip 2.0 abgestimmt, so dass ein diskretes Erscheinungsbild gesichert ist. Zudem sind der Sicherheitsslip und der Badeanzug nicht miteinander vernäht, wodurch sich das Anziehen komfortabler gestaltet.

Modischer Badeanzug

mit integriertem Sicherheitsslip



1519 + Farbnr.



Abverkauf -
nur noch
Restmengen



Abbildung
ähnlich

Material

Badeanzug: 80% Polyamid, 20% Elasthan
Sicherheitsslip: 100% Polyester, PU-beschichtet

Größe

38-52, Körbchengröße C

Pflege

40° ✖ ✖ ✖ ✖ kein Weichspüler

Farbe

009 schwarz, 023 bordeaux



Der Badeanzug hat einen praktischen Verschluss am Rückenteil und eingearbeitete C-Körbchen. Der eingearbeitete Sicherheitsslip (Art.Nr. 1526 009 / siehe S. 41) hat eine praktische Tasche und wird vom Rockteil kaschiert.

Sportlicher Badeanzug

mit integriertem Sicherheitsslip



1520 + Farbnr.



Farben 023 + 039
Abverkauf -
nur noch
Restmengen



Abbildung
ähnlich

Material

Badeanzug: 80% Polyamid, 20% Elasthan
Sicherheitsslip: 100% Polyester, PU-beschichtet

Größe

36-48

Pflege

40° ✖ ✖ ✖ ✖ kein Weichspüler

Farbe

009 schwarz, 023 bordeaux, 039 hellblau



In Kombination mit dem eingearbeiteten Sicherheitsslip (Art.Nr. 1526 009 / siehe S. 41) bietet dieser Badeanzug einen sicheren, diskreten Schutz: Der Rockteil kaschiert den Sicherheitsslip optimal und sorgt für ein sportliches Aussehen. Kleinere Gegenstände wie z. B. der Schlüssel finden in der praktischen, integrierten Tasche des Sicherheitsslips Platz.

Inkontinenz-Bademode für Kinder finden sie ab Seite 100.



Das müssen Sie wissen zum Thema **Therapie- Bade- bekleidung.**

Für Reha-Maßnahmen im Wasser gemacht.

Speziell für Kinder und Erwachsene mit Inkontinenz entwickelt, ermöglicht die Therapie-Badebekleidung eine uneingeschränkte Teilnahme an Rehabilitationsmaßnahmen im Wasser.

Das 100% wasserundurchlässige Material und die passgenaue Maßanfertigung verhindern das Austreten von Harn oder Stuhl. Somit werden die Hygienevorschriften der Schwimmbäder erfüllt.

Die Bekleidung kann mit handelsüblichen Einweeinlagen oder -vorlagen verwendet werden.

Individuelle Maßanfertigung

Um eine hohe Passgenauigkeit und somit einen höchstmöglichen Schutz zu erreichen, ist die Therapie-Badebekleidung ausschließlich als Maßanfertigung und über den niedergelassenen Sanitätsfachhandel erhältlich.

Sicherheit trifft Patientenkomfort

Ein Dichtrand aus Glatzneopren an Bund und Bein verhindert das Austreten von Harn und Stuhl und das Abdrücken der Gefäße.

Um das An- und Ausziehen zu erleichtern, sind alle Modelle mit einem Reißverschluss ausgestattet. Dieser wird für den bestmöglichen Komfort des Patienten individuell platziert.

Material: Neopren

- elastisch
- latexfrei, allergisch unbedenklich
- wärmende Eigenschaft im Wasser

Fragen Sie die Krankenkasse
nach einer **anteiligen
Kostenübernahme!**

Es ist möglich, dass Wasser in die Badebekleidung eindringt und es zu einem geringen Wasseraustausch kommt.
Dies ist anatomisch bedingt, absolut normal und beeinträchtigt die Hygiene in der Regel nicht.

Therapiebadehose mit Reißverschluss



1500 + Farbnummer



Material
100% Neopren

Größen
Maßanfertigung (siehe Bestellblatt S. 117)

Pflege

- Hand- oder Maschinenwäsche bei 30° C
- nicht schleudern
- nicht auf der Heizung oder in der Sonne trocknen

Farbe
siehe Farbkarte S. 107

Therapiebadehose mit durchgehendem Reißverschluss



1501 + Farbnummer



Material
100% Neopren

Größen
Maßanfertigung (siehe Bestellblatt S. 117)

Pflege

- Hand- oder Maschinenwäsche bei 30° C
- nicht schleudern
- nicht auf der Heizung oder in der Sonne trocknen

Farbe
siehe Farbkarte S. 107

Therapiebadeanzug mit Reißverschluss



1502 + Farbnummer



Material
100% Neopren

Größen
Maßanfertigung (siehe Bestellblatt S. 117)

Pflege

- Hand- oder Maschinenwäsche bei 30° C
- nicht schleudern
- nicht auf der Heizung oder in der Sonne trocknen

Farbe
siehe Farbkarte S. 107

Möglichkeiten zur Individualisierung.

- Viele Farben stehen zur Auswahl.
- Es können bis zu zwei Reißverschlüsse an verschiedenen Stellen eingearbeitet werden.
- Zusätzlich ist ein Gürtel erhältlich, der insbesondere bei einem starken Hohlkreuz des Patienten in Kombination mit einem Keil erforderlich ist.

Beispiel 1:
Zwei Reißverschlüsse am Rückenteil



Beispiel 2:
Zwei Reißverschlüsse vorne



Beispiel 3:
Ein Reißverschluss vorne mittig mit zusätzlichem Gürtel



Alle unsere Neoprenartikel sind **Maßanfertigungen** und deshalb nur über den niedergelassenen Sanitätsfachhandel erhältlich!

Zubehör

- zusätzlicher Reißverschluss, 20-25 cm
Artikelnummer: 4990 009
- zusätzlicher durchgehender Reißverschluss
Artikelnummer: 4991 009
- Gürtel (inklusive Gürtelschlaufen)
Artikelnummer: 4992 009
- bei starkem Hohlkreuz ist ein Gürtel mit Keil erforderlich



Das müssen Sie wissen zum Thema Sitzauflagen.

Zuverlässiger Schutz für alle Sitzgelegenheiten.

Ob auf Sofa oder Sessel, im Auto, in der Pflegeeinrichtung oder im Reha-Bereich: Mit Sitzauflagen können inkontinente Menschen überall Platz nehmen, ohne Angst vor unerwünschten Feuchtigkeitflecken und Verschmutzung ihrer Sitzgelegenheit zu haben.

Vorteile von Sitzauflagen

- sofort einsatzbereit und flexibel verwendbar
- können überall mit hingenommen werden
- feuchtigkeitsundurchlässig und saugfähig
- hygienisch zu reinigen bei 95°C und trocknergeeignet
- unauffällige Designs

Die hohe Saugfähigkeit gewährleistet ein trockenes Sitzgefühl, die feuchtigkeitsundurchlässige Schicht schützt auch schwer zu reinigende Sitzgelegenheiten zuverlässig.

So ist die feuchtigkeitsundurchlässige Schicht aufgebaut.

Oberseite: aus Polyester

Zwischenlage: Saugschicht aus Polyestervlies oder feuchtigkeitsundurchlässiger PU-Schicht

Unterseite: textil, je nach Zwischenschicht enthält sie eine Nässesperre; teils mit Anti-Rutsch-Beschichtung oder Noppen

Mögliche Einsatzgebiete.

- schwer zu reinigende Polstermöbel
- Auto
- öffentliche Verkehrsmittel
- Patiententransfer
- Wartezimmer in Arzt- oder Physiotherapiepraxen
- Busreisen
- Pflege-/Altenheime
- Reha-Einrichtungen

Wir empfehlen Sitzauflagen überall dort bereitzuhalten, wo sich inkontinente Menschen aufhalten. Dies kann insbesondere in Pflege-/Alten-/Rehaeinrichtungen viel Reinigungsaufwand und somit auch wertvolle Zeit ersparen.

Komfort & Sicherheit.

Die neuen Sitzkissen.

Unser innovatives Sitzkissen mit wahlweise hochwertigem Schaumstoff oder weichem Gelkern ist die perfekte Lösung für mehr Sitzkomfort im Alltag. Ob auf harten Holzstühlen, kühlen Sitzbänken oder anderen unbequemen Oberflächen – mit diesen Kissen verwandelt sich jede Sitzgelegenheit in eine angenehme Ruhezone.

Besonders für Menschen mit Inkontinenz bieten unsere Sitzkissen die einzigartige Kombination aus wasserundurchlässiger Sitzauflage mit echtem Sitzkomfort. Die feuchtigkeitsundurchlässige Beschichtung schützt zuverlässig, während die ergonomische Polsterung für angenehmes Sitzen sorgt.

Praktisch, diskret und komfortabel – unser Sitzkissen vereint alles, was man für entspanntes Sitzen braucht. Ein treuer Begleiter, der Komfort und Schutz harmonisch miteinander verbindet.

Der Inhalt




Schaumstoffkern



Gelkern in Wabenform

Die Farben



056 mokka



089 blau-Struktur



Sitzkissen Komfort mit Schaumstoffkern

ohne Anti-Rutsch-Funktion

💧💧💧 / Saugvolumen variiert

3715 + Farbnummer + 045

Material

Sitzkissen Komfort 056 mokka:

Oberseite: 100% Polyester
Zwischenlage: 100% Polyurethan
Unterseite: 100% Polyester
Tasche: 100% Polyester, Polyurethan beschichtet
Schaumstoffkern: 100% Kaltschaum

Sitzkissen Komfort 089 blau-Struktur:

Oberseite: 100% Polyester
Zwischenlage: 100% Polyester Saugvlies
laminiert mit Polyurethan Folie
Unterseite: 100% Polyester
Tasche: 100% Polyester, Polyurethan beschichtet
Schaumstoffkern: 100% Kaltschaum

Größe

42x42 cm

Pflege

95° ✖ ☉ ✖ ✖ ✖ (056 mokka)
95° ✖ ✖ ☉ ✖ (P) (089 blau-Strukt.)

Schaumstoffkern vor dem Waschen entfernen und nur mit Handwäsche reinigen.

Farbe

056 mokka, 089 blau-Struktur

Saugvolumen

2.500 ml/m² (056 mokka)
2.200 ml/m² (089 blau-Struktur)

Sitzkissen Premium mit Gelkern

ohne Anti-Rutsch-Funktion

💧💧💧 / Saugvolumen variiert

3716 + Farbnummer + 043

Material

Sitzkissen Premium 056 mokka:

Oberseite: 100% Polyester
Zwischenlage: 100% Polyurethan
Unterseite: 100% Polyester
Tasche: 100% Polyester, Polyurethan beschichtet
Gelkern: 100% Thermoplastische Elastomere

Sitzkissen Premium 089 blau-Struktur:

Oberseite: 100% Polyester
Zwischenlage: 100% Polyester Saugvlies
laminiert mit Polyurethan Folie
Unterseite: 100% Polyester
Tasche: 100% Polyester, Polyurethan beschichtet
Gelkern: 100% Thermoplastische Elastomere

Größe

36x41 cm

Pflege

95° ✖ ☉ ✖ ✖ ✖ (056 mokka)
95° ✖ ✖ ☉ ✖ (P) (089 blau-Strukt.)

Gelkern vor dem Waschen entfernen und nur mit Handwäsche reinigen.

Farbe

056 mokka, 089 blau-Struktur

Saugvolumen

2.500 ml/m² (056 mokka)
2.200 ml/m² (089 blau-Struktur)

Sitzauflage

ohne Anti-Rutsch-Funktion

💧💧💧 / Saugvolumen 2.200 ml/m²

3709 + Farbnummer + 045



Material

100% Polyester Velours bedruckt, antibakteriell ausgerüstet, versteppt mit 100% Polyester Saugvlies, laminiert mit Polyurethan-Folie, rückseitig 100% Polyester Velours grau

Größe

45x45 cm

Pflege



Farbe

088 grün-Struktur, 089 blau-Struktur



- antibakteriell
- verhindert Geruchsbildung
- kein Nässestau
- feuchtigkeitsundurchlässig
- saugfähig und atmungsaktiv



Sitzauflage „to go“ zum Aufrollen

mit Schlaufe + Anti-Rutsch-Noppen

💧💧💧 / Saugvolumen 2.500 ml/m²

3708 009 041



Material

Oberseite: 100% Polyester
Zwischenlage: 100% PU
Unterseite: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Schlaufe: 80% Polyamid, 20% Elasthan

Größe

40x50 cm

Pflege



Farbe

009 schwarz



- dank der Schlaufe mit nur wenigen Handgriffen klein und praktisch für den Transport zusammengerollt
- weich gepolstert
- sehr saugfähig
- sterilisierbar
- wasserundurchlässig

Anti-Rutsch-Noppen



Detailfoto

Aufrollen in 3 Schritten



1



2



3



1. Die linke und rechte Seite zu je 1/3 nach Innen schlagen.

Achtung: Schlaufe nach Außen!

2. Sitzauflage in Richtung der Schlaufe zusammenrollen.

3. Gummischlaufe um die Rolle wickeln. Fertig!

Abbildungen ähnlich.
Rückseite der Sitzauflage siehe Detailfoto links.

Sitzauflage Karo blau-grün

ohne Anti-Rutsch-Funktion

💧💧💧 / Saugvolumen 2.000 ml/m²

3700 066 045



Material

Oberseite: 100% Polyester
Zwischenlage: Polyestervlies
Unterseite: mit PU beschichteter Velours

Größe

45x45 cm

Pflege



Farbe

066 Karo blau-grün



- wasserundurchlässig
- saugfähig
- atmungsaktiv



Sitzauflage terrakotta

ohne Anti-Rutsch-Funktion

💧💧💧 / Saugvolumen 2.000 ml/m²

3702 055 045



Material

Oberseite: 100% Polyester
Zwischenlage: Polyestervlies
Unterseite: mit PU beschichteter Velours

Größe

45x45 cm

Pflege



Farbe

055 terrakotta



- atmungsaktiv
- wasserundurchlässig
- saugfähig



Sitzauflage mokka

ohne Anti-Rutsch-Funktion

💧💧💧 / Saugvolumen 2.500 ml/m²

3703 056 045



Material

Oberseite: 100% Polyester
Zwischenlage: 100% PU
Unterseite: 100% Polyester

Größe

45x45 cm

Pflege



Farbe

056 mokka



- sehr saugfähig
- atmungsaktiv
- sterilisierbar
- wasserundurchlässig



Sitzauflage mit Anti-Rutsch-Noppen

Anti-Rutsch-Funktion

☾☾☾ / Saugvolumen 2.500 ml/m²

3704 + Farbnummer + 041



Material

Oberseite: 100% Polyester

Zwischenlage: 100% PU

Unterseite: 80% Baumwolle, 20% Polyester

Größe

40x50 cm

Pflege



Farbe

003 rot, 005 blau, 009 schwarz



- weich gepolstert
- sehr saugfähig
- sterilisierbar
- wasserundurchlässig



STANDARD
100



Sitzauflage XL mit Noppen

extra große Saugfläche

☾☾☾ / Saugvolumen 2.500 ml/m²

3705 009 040



Material

Oberseite: 100% Polyester

Zwischenlage: 100% PU

Unterseite: 80% Baumwolle, 20% Polyester

Größe

40x80 cm

Pflege



Farbe

009 schwarz



Die Sitzauflage ist feuchtigkeits- undurchlässig, sehr saugfähig, weich gepolstert und sterilisierbar. Durch die Noppen auf der Unterseite wird ein Verrutschen verhindert. Besonders für Sessel und Sofas geeignet.



STANDARD
100



Anti-Rutsch-Noppen



Anti-Rutsch-Noppen





Das müssen Sie wissen zum Thema Überwurf.



Auch für
**Haus-
tiere**
geeignet!

Schützt Sofas, Polster und andere Sitzflächen.

Der CouchGuard Überwurf ist die ideale Lösung für alle, die Wert auf eine saubere und gepflegte Wohnumgebung legen. Er schützt Möbel nicht nur vor Verunreinigungen, sondern sorgt auch für ein Gefühl von Sicherheit in den eigenen vier Wänden oder in Pflegeeinrichtungen.

Im Alltag hilft der CouchGuard Überwurf dabei, Sitzmöbel vor ungewollten Flecken durch Getränke, Essensreste oder Haustiere zu schützen. Gerade inkontinente Menschen profitieren von den saugfähigen

und atmungsaktiven Eigenschaften, da sie ohne Angst vor unerwünschten Feuchtigkeitflecken und Verschmutzungen Platz nehmen können. Auch in der professionellen Pflege kann er das Pflegepersonal bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Durch den Einsatz dieser Sitzaufgabe wird das aufwendige und umständliche Reinigen von schwer zu reinigenden Sitzpolstern verhindert, was zu mehr Zeit für die eigentlichen Pflegetätigkeiten führt.

Mit seinem neutralen Design fügt sich der CouchGuard Überwurf nahtlos in nahezu jeden Einrichtungsstil ein, und die hochwertigen Materialien sorgen dafür, dass er leicht zu reinigen und mindestens 100 x waschbar ist.

CouchGuard Überwurf

3550 013 203

Material

Obermaterial: 100% Polyester
Füllung: 100% Polyester
Unterseite: Polyurethan Membrane laminiert

Größe

120x200 cm

Pflege



Farbe

013 grau



- vielseitig einsetzbar in der häuslichen Pflege oder im professionellen Bereich in Pflegeeinrichtungen
- schützt vor Verunreinigungen und dem Durchsickern von Flüssigkeiten
- neutrales Design passt nahezu zu jedem Einrichtungsstil
- mindestens 100 x waschbar
- saugfähig und atmungsaktiv



Vorderseite



Rückseite



Das müssen Sie wissen zum Thema Stomagürtel.

Diskret und Sicher.

Ein „künstlicher Ausgang“ stellt meist eine einschneidende Veränderung im Leben der Betroffenen dar. Stomapatienten haben oft Angst, intime Beziehungen einzugehen oder sich sportlich zu betätigen. Die suprema Stomagürtel kaschieren die Stomaversorgung und geben Betroffenen wieder ein sicheres Körpergefühl:

- im Alltag oder beim Sport
- im Schwimmbad
- bei festlicher Abendmode

Bewegungen oder intimer Körperkontakt stellen keine Hindernisse mehr dar.

Vielseitige Möglichkeiten.

Durch die **Flexible Öffnung** ist kein Zurechtschneiden notwendig.

Er ist vielseitig für nahezu alle Beuteltypen geeignet:

- für 1- und 2-teilige Versorgungssysteme geeignet
- umgefaltet findet nahezu jeder handelsübliche Beutel Platz

Besonders praktisch: er ist problemlos **rechts und links tragbar.**



Wäschegürtel aus original Dresdner Spitzen

Tasche in Hautfarbe



7801 009



Material

Spitzengürtel: 85% Polyamid, 15% Elasthan
Stomatasche: 80% Polyamid, 20% Elasthan

Größe

Damen: XS-XL

Pflege



Farbe

009 schwarz, Tasche hautfarben



Der hochwertig verarbeitete Gürtel mit der neuen hautfarbenen Innentasche fixiert und verdeckt perfekt den einzulegenden Beutel. Zudem passt er mit seiner femininen Optik zu alltäglicher wie auch zu festlicher Bekleidung.



Funktionsgürtel aus elastischem Material

auch in Hautfarbe erhältlich



7802 + Farbnummer




Material

80% Polyamid, 20% Elasthan

Größe

unisex: XS-XL

Pflege



Farbe

009 schwarz, 047 haut



Der Gürtel besteht aus hochwertigem und weichem Funktionsmaterial, ist atmungsaktiv und feuchtigkeitstransportierend. Er ist sowohl diskret wie auch unterstützend und sorgt so beim Sport für Bewegungsfreude.



Stomabandage Neopren mit Klettverschluss

weitenverstellbar, zum Schlüpfen



7811 009




Material

90% Neopren, 10% Polyester

Größe

unisex: XS/S-XL/XXL

Pflege



Farbe

009 schwarz



Die Bandage verdeckt und fixiert den Stomabeutel, ist chlor- und salzwasserbeständig und dadurch hervorragend geeignet für Sport und Badevergnügen. Glatthaut an der Außenseite sorgt für schnelles Abtrocknen nach dem Baden und das dünne Material bietet einen angenehmen Tragekomfort. Die textile Innenseite reduziert Schwitzen, erzeugt ein angenehmes Tragegefühl und verhindert ein Verrutschen der Bandage und ein Anhaften der Beutelfolie.



Das müssen Sie wissen zum Thema Hüftschutz.

Sofortiger Schutz vor Sturzverletzungen.

Ein Sturz wird immer durch ein akutes Ereignis ausgelöst. Dieses können äußere Einflüsse wie zum Beispiel lose Stromkabel, Stolperschwellen, ungeeignetes Schuhwerk oder auch verstellte Laufwege sein. Weitaus häufiger (zu fast 90%) sind allerdings innere Faktoren wie Erkrankungen, körperliche Einschränkungen, mangelnde Gefahrenerkennung oder Medikamente für

einen Sturz verantwortlich. Das macht es auch so schwer, Stürze zu verhindern.

Ebenso wichtig wie die Sturzprophylaxe ist deshalb die Verringerung des Risikos für Sturzverletzungen. Dabei hat sich die Anwendung von Hüftprotektor-Systemen sehr bewährt. Sie ...

- reduzieren das Verletzungsrisiko im Fall eines Sturzes.
- sind einfach in der Handhabung.
- bieten einen sofortigen Schutz.

So kann Sturzangst vermindert und Lebensqualität erhalten werden!

Aus was besteht ein Hüftprotektor-System?

Hüftprotektor-Systeme bestehen aus einem Slip, der wie normale Unterwäsche getragen wird, und einem Paar Protektoren, die

beidseitig auf Höhe des Oberschenkelhalses wahlweise in den Slip eingeschoben werden oder dort fest eingenäht sind.

Für wen sind die Systeme geeignet?

- ältere Menschen zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen
- Menschen mit erhöhtem Sturzrisiko
- Osteoporose-Patienten

Die suprema Hüftprotektor-Systeme bieten eine große Vielfalt an unterschiedlichen Zusatzfunktionalitäten. So kann auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Patienten eingegangen werden.




Funktionsweise der Protektoren.

Das Herzstück der Hüftprotektor-Systeme besteht aus zwei Protektoren, die seitlich an der Hüfte anliegen. Ein Slip, der wie normale Unterwäsche getragen wird, dient der Fixierung der Protektoren an der richtigen Position.

Bei einem Sturz auf die Hüfte schwächt der Protektor die einwirkende Kraft ab. Die Sturzenenergie auf den Oberschenkelhals wird reduziert und auf das umliegende Weichteilgewebe verteilt.

Direkt nach Aufhebung der Belastung kehrt der Protektor, der aus viscoelastischem Weich-Schaum besteht, in seinen Ursprungszustand zurück und schützt sofort wieder.



Protektoren (1 Paar) Handwäsche

2007 001



Material
viscoelastischer Weich-Schaum

Größen
Einheitsgröße (passend für alle suprima Hüftprotektor-Slips)

Pflege
mit haushaltsüblichem Waschmittel bei maximal 40°C per Hand waschen



- durch ergonomische, flache Form tragen die Protektoren nicht auf
- durch geringes Gesamtgewicht kaum zu spüren
- Tag und Nacht zu tragen, ideal auch im Liegen
- viel Bewegungsfreiheit ohne Druck- und Scheuerstellen
- wirkungsvoller Schutz für den Oberschenkelhals durch Schlagdämpfung, weit über die geforderte Norm hinaus
- angemeldet als Medizinprodukt nach MDR 745/2017
- wiederverwendbar nach Stürzen
- nach CE/DIN/EN1621-1 zertifiziert

ACHTUNG: Ihre volle Wirkung entfalten die suprima Hüftprotektor-Systeme nur durch den Einsatz von suprima-Protektoren in Verbindung mit den suprima Hüftprotektor-Slips. **HINWEIS:** Hüftprotektoren können nicht in jedem Fall Verletzungsfolgen verhindern. Jegliche Haftung ist deshalb ausgeschlossen.

Protektoren (1 Paar) maschinenwaschbar

2008 001



Material
viscoelastischer Weich-Schaum

Größen
Einheitsgröße (passend für alle suprima Hüftprotektor-Slips)

Pflege
in wasserdichte Folie eingeschweißt; zum Reinigen einfach abwischen oder in der Maschine bei 60 °C waschen; Protektoren dürfen nicht in den Trockner; keinen Weichspüler verwenden



Erstattungsfähigkeit von Hüftprotektor-Slips

Derzeit gibt es leider keine grundsätzliche Kostenübernahme durch die Kranken- oder Pflegekasse.

Grund dafür ist, dass es sich um eine präventive Maßnahme handelt, die beispielsweise mit einem Sturzhelm

gleichzusetzen ist: Sie verhindern nicht den Sturz sondern mildern die Folgen.

Trotz allem sollte eine Erstattung angefragt werden, da Einzelfallentscheidungen immer möglich sind.

Zu wechselnde oder integrierte **Protektoren**?

Das sind die Unterschiede.

Das Grundsystem mit integrierten oder wechselbaren Protektoren

Das Basissystem der suprema Hüftprotektoren besteht aus ...

- ... einem Slip, der wie normale Unterwäsche getragen wird, und
- ... einem Paar Protektoren, die entweder fest in den Slip eingenäht sind oder flexibel gewechselt und somit für mehrere Slips verwendet werden können.

Der Slip (1490 + 1481) ist nahtlos rundgestrickt, um Druckstellen zu vermeiden. Mit seinem breiten Komfortbund sitzt er sicher

und komfortabel ohne zu verrutschen. Das Material bestehend aus Baumwolle, Polyamid und Elasthan sorgt für eine gleichmäßige Kompression.

Die seitlichen Protektorentaschen sind speziell auf die suprema Protektoren ausgelegt und garantieren deren exakte Positionierung.

Slip mit wechselbaren Protektoren

Wirtschaftlich durch Wechselsystem: Protektoren können für mehrere Hosen verwendet werden

Slip mit fest integrierten Protektoren

Besonders geeignet bei Demenz-Patienten: fest eingenähte Protektoren können vom Patienten nicht entnommen werden

nahtlos
rundgestrickt

breiter
Komfortbund



Protektorentaschen

exakte Positionierung
der Protektoren

suprema **Protektor-Slip** mit integrierten Protektoren



1481 001



Material

58% Baumwolle, 36% Polyamid,
6% Elasthan

Größen

unisex: S-XXL *

*Aufgrund der Elastizität
des Materials ist die Hose
XXL bis XXXL einsetzbar.

Pflege



Farbe

001 weiß



integrierte Protektoren

Art.-Nr. 2008 maschinenwaschbar

ACHTUNG: Ihre volle Wirkung entfalten die suprema Hüftprotektor-Systeme nur durch den Einsatz von suprema-Protektoren in Verbindung mit den suprema Hüftprotektor-Slips. **HINWEIS:** Hüftprotektoren können nicht in jedem Fall Verletzungsfolgen verhindern. Jegliche Haftung ist deshalb ausgeschlossen.



suprema Protektor-Slip ohne Protektoren



1490 001



Material

58% Baumwolle, 36% Polyamid,
6% Elasthan

Größen

unisex: S-XXL *

*Aufgrund der Elastizität
des Materials ist die Hose
XXL bis XXXL einsetzbar.

Pflege



Farbe

001 weiß



empfohlene Protektoren

Art.-Nr. 2008 maschinenwaschbar

Art.-Nr. 2007 Handwäsche

Hüftschutz-Sets.

Die Anschaffung im Set
ist besonders wirtschaftlich.

herausnehmbare
Protektoren
Slips in den
Größen: S-XXL

Anzahl Hüftprotektor-Slips Art.-Nr. 1490	Anzahl Paar Protektoren Art.-Nr. 2007	Anzahl Paar Protektoren Art.-Nr. 2008	Set- Art.-Nr.
1x	Handwäsche 1x	—	Starter- Set 1492 001
1x	—	maschinenwaschbar 1x	Starter- Set 1493 001
2x	Handwäsche 1x	—	1494 001
2x	—	maschinenwaschbar 1x	1495 001
3x	Handwäsche 1x	—	1496 001
3x	—	maschinenwaschbar 1x	1497 001
4x	Handwäsche 1x	—	1498 001
4x	—	maschinenwaschbar 1x	1499 001

Hüftschutz kombiniert mit Wäsche- schutz.

Nicht nur das Risiko eines Sturzes steigt mit zunehmendem Alter. Häufig leiden ältere Menschen auch an Inkontinenz.

Die bodyguard Protektor-Slips bieten eine Lösung für beide Probleme:

1. rechts und links je eine Tasche zur Aufnahme der Protektoren zum Schutz vor Sturzverletzungen
2. feuchtigkeitsundurchlässiger, atmungsaktiver Wäscheschutz aus PU, der ein Durchfeuchten der Oberbekleidung verhindert

Der Slip ist zur Anwendung bei leichter bis mittlerer Inkontinenz geeignet, wird in Kombination mit Einwegprodukten (nicht enthalten) getragen und überzeugt zusätzlich durch seine gute Passform. Verstärkter Bundgummi sorgt für einen sicheren Sitz des Slips.

Da nicht ausgeschlossen ist, dass die Protektoren mit Urin in Berührung kommen, empfehlen wir die Verwendung der maschinenwaschbaren Protektoren (Art. 2008), um die hygienische Reinigung zu gewährleisten.

Weitere Informationen zur Funktionsweise eines Inkontinenz-Slips finden Sie auf Seite 6.

bodyguard Protektor-Slip für Sie

ohne Protektoren



1411 001



Material

96% Baumwolle, 4% Elasthan
Wäscheschutz aus PU

Größen

Damen: S-XXL

Pflege



Farbe

001 weiß

empfohlene Protektoren

Art.-Nr. 2008 maschinenwaschbar

bodyguard Protektor-Slip für Ihn

ohne Protektoren



1412 001



Material

96% Baumwolle, 4% Elasthan
Wäscheschutz aus PU

Größen

Herren: S-XXL

Pflege



Farbe

001 weiß

empfohlene Protektoren

Art.-Nr. 2008 maschinenwaschbar

ACHTUNG: Ihre volle Wirkung entfalten die suprema Hüftprotektor-Systeme nur durch den Einsatz von suprima-Protektoren in Verbindung mit den suprima Hüftprotektor-Slips. **HINWEIS:** Hüftprotektoren können nicht in jedem Fall Verletzungsfolgen verhindern. Jegliche Haftung ist deshalb ausgeschlossen.



Knöpfbar für besonders leichtes Anlegen.

So leicht anzulegen wie ein Gürtel sind die knöpfbaren Protektor-Slips. Mit ihrem Druckknopfverschluss ermöglichen sie den Wechsel von Inkontinenzmaterial, ohne dass der Slip ausgezogen werden muss – auch bei liegenden Patienten! Sie sind außerdem besonders geeignet

für körperlich eingeschränkte Menschen und bieten zusätzliche Sicherheit beim Gang zur Toilette: Der Protektor-Slip muss nicht heruntergezogen werden und schützt somit auch, wenn der Betroffene beim An- oder Ausziehen das Gleichgewicht verliert und stürzt.

Für Herren mit Eingriff.

Ein Herunterziehen des Slips mit Eingriff ist nicht notwendig. So ist die Schutzwirkung auch während des Entleerens der Blase gegeben. Die seitlichen Taschen ermöglichen die optimale Positionierung der Protektoren. Sowohl bei Aktivität, als auch beim Liegen, sorgt der Slip für ein hohes Sicherheitsgefühl und ist aufgrund des hochelastischen Materials angenehm zu tragen.

suprema Protektor-Slip knöpfbar, mit Aussparung

ohne Protektoren



1414 001



Material

90% Baumwolle, 10% Elasthan

Größen

unisex: S-XXL

Pflege



Farbe

001 weiß

empfohlene Protektoren

Art.-Nr. 2008 maschinenwaschbar

suprema Protektor-Slip knöpfbar, mit Aussparung

mit integrierten Protektoren



1424 001



Material

90% Baumwolle, 10% Elasthan

Größen

unisex: S-XXL

Pflege



Farbe

001 weiß

integrierte Protektoren

Art.-Nr. 2008 maschinenwaschbar

suprema Protektor-Slip mit Eingriff

ohne Protektoren



1413 001



optimierter Schnitt

Material

95% Baumwolle, 5% Elasthan

Größen

Herren: S-XL

Pflege



Farbe

001 weiß

Für Reha und aktive Patienten: PHYSIO- protect.

Im Gegensatz zu den suprema Protektor-Slips wird der PHYSIO-protect Hüftschutzgürtel mit integrierten Protektoren bequem über der Kleidung getragen. Er eignet sich besonders für den flexiblen Einsatz bei Personen, die nicht dauerhaft sturzgefährdet sind, sich aber in bestimmten Situationen unsicher fühlen, z. B. beim Gang in den Garten, bei Reha-Sport oder auf unebenem Gelände.



Durch den Zwei-Laschen-Verschluss und die Mittenmarkierung ist der Protektor-Gürtel sehr einfach, schnell und präzise anzulegen. Das atmungsaktive Abstandsgewirke ist komfortabel zu tragen und verhindert einen Wärmestau mit entsprechendem Schwitzen.

PHYSIOprotect Hüftschutzgürtel mit Klettverschluss

mit integrierten Protektoren



1491 012



Material

81% Polyester, 19% Elasthan

Größen

unisex: S-XXL

Pflege



Farbe

012 anthrazit



Anlegen in 4 Schritten



1



2



3



4

1. Die obere Lasche schließen.
2. Den Sitz korrigieren.
3. Die untere Lasche schließen.
4. Den Sitz überprüfen.

HINWEIS: Hüftprotektoren können nicht in jedem Fall Verletzungsfolgen verhindern. Jegliche Haftung ist deshalb ausgeschlossen.

Anti-Rutsch-Socken mit gummierter Sohle

schwarz



4820 009



Material

80% Baumwolle, 15% Polyamid,
5% Elasthan

Größen

unisex: 39-42, 43-45

Pflege



auf links waschen

Farbe

009 schwarz



- weiche Schutzsocken mit vollflächig gummierter Sohle
- rutsch- und standfest auf allen glatten Böden wie Holz- und Steinböden, Parkett, Fliesen oder Linoleum
- beugt Ausrutschen und somit schmerzhaften Stürzen vor
- effektiver Schutz vor Verletzungen der Fußsohle

Anti-Rutsch-Socken mit gummierter Sohle

bordeaux



4820 023



Material

80% Baumwolle, 15% Polyamid,
5% Elasthan

Größen

unisex: 35-38, 39-42

Pflege



auf links waschen

Farbe

023 bordeaux

Akzeptanz viscoelas- tischer Hüftprotek- toren.

Die Compliance-Studie

- **Ziel:** Aufschlüsse über die Akzeptanz viscoelastischer Hüftprotektoren
- **Teilnehmende:** 56 Probanden im Alter zwischen 55 und 101 Jahren aus sechs unterschiedlichen Einrichtungen
- **Zeitraum:** vom 26.02.2008 bis 19.09.2008

Ergebnisse

- Trageakzeptanz der Teilnehmenden insgesamt: 76,8%
- Trageakzeptanz der Teilnehmenden mit Demenz: 84,7%
- Tragedauer bei den Teilnehmenden, die die Protektoren akzeptierten: 65% am Tag und in der Nacht 35%

Akzeptanz der viscoelastischen Hüftschutzsysteme kann als hoch eingestuft werden.



Compliance-Studie

Sehr hohe Patientenakzeptanz und Therapietreue.

WARNHINWEIS! Nasse oder feuchte Fliesen und Böden stellen trotz der Spezialsohle immer eine Rutschgefahr dar. Nicht geeignet bei schlurfendem Gang oder Einschränkung des Bewegungsapparates.

Das müssen Sie wissen zum Thema **Pflegeoveralls und Pflege-Schlafanzüge.**

Einsatzmöglichkeiten für einen Pflegeoverall.

Der Pflegealltag ist oft sehr herausfordernd. Insbesondere Demenzpatienten haben häufig einen hohen Selbstentkleidungsdrang. Sind sie zusätzlich von Inkontinenz betroffen kann es vorkommen, dass sie sich ihres Inkontinenzmaterials entledigen und dessen Inhalt verteilen.

Neben der Verbreitung von Keimen stellt dies für den Pflegenden eine starke psychische und physische Belastung dar.


Die suprema Pflegeoveralls sind mit all ihren Eigenschaften darauf ausgerichtet, die Pflege körperlich eingeschränkter und/oder geistig beeinträchtigter Patienten zu erleichtern:

- erschweren das selbstständige Entkleiden durch den Patienten
- verhindern den Zugriff des Patienten auf das Windel-/Inkontinenzmaterial und somit die Möglichkeit zum „Stuhl schmieren“
- haben bedürfnisorientierte Reißverschlusslösungen
- erleichtern das Waschen körperlich eingeschränkter Patienten

4 Varianten zur Wahl.


Diagonal verlaufender Rückenreißverschluss

- beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor
- ermöglicht besten Zugang zum Oberkörper des Patienten
- verhindert ein selbstständiges Entkleiden des Patienten




Teilbarer Beinreißverschluss

- Kontrolle und Wechsel von Inkontinenzprodukten, Kompressionsstrümpfen oder Verbänden ohne vollständiges Entkleiden des Patienten
- Sicherung am Reißverschluss erschwert die Selbstentkleidung und den Zugriff auf Inkontinenzmaterial



Rücken- und Beinreißverschluss

- vereint die Vorteile beider Reißverschlusslösungen



Durchgehender Frontreißverschluss

- einfaches Umziehen im Liegen
- leichter Zugriff auf Windel- und Inkontinenzmaterial, Kompressionsstrümpfe oder Verbände
- verhindert Druckstellen am Rücken



Perfekte Lösungen für Tag und Nacht.

CareBasic

Diese Modellreihe deckt den Großteil aller Anforderungen an einen Pflegeoverall ab:

- funktionale Reißverschlussvarianten, teilweise mit Sicherung
- mit langem oder kurzem Arm und Bein erhältlich
- hoher Tragekomfort für den Patienten



CareActive

Das Ziel dieser Modellreihe ist es, die Optik von Alltagsbekleidung mit den Funktionalitäten eines Pflegeoveralls zu vereinen:

- optisch wie „normale“ Bekleidung
- Optik einer Jeans- oder Jogginghose



CareFunction

Besondere Anforderungen und Designs werden durch die CareFunction-Modelle abgedeckt. Darunter fallen z. B. Overalls mit:

- figurbetontem Schnitt/V-Ausschnitt
- (durchgehendem) Frontreißverschluss
- Knopfleiste und Polo-Kragen
- Kurzgröße
- Fußteil



CareNight

Die Vorteile eines Pflegeoveralls und die Optik eines Pyjamas vereinen die Pflege-Schlafanzüge der CareNight-Linie:

- moderne Optik bringt Farbe in den Alltag
- tolles Tragegefühl durch dünnen Stoff
- weiches, hautfreundliches Material



Pflegeoverall, lang Rücken- und Beinreißverschluss



4688 + Farbnummer

Material

100% Baumwolle

Größe

unisex: S-XL (033, 060), S-XXL (059)

Pflege



Farbe

033 hellblau, 059 kornblume, 060 beere



- Sicherung am teilbaren Beinreißverschluss verhindert die unerwünschte Selbstentkleidung und den Zugriff auf Inkontinenzmaterial
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit
- diagonal verlaufender Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor



Pflegeoverall, kurz Rücken- und Beinreißverschluss



4082 + Farbnummer

Material

100% Baumwolle

Größe

unisex: S-XL (033, 060), S-XXL (059)

Pflege



Farbe

033 hellblau, 059 kornblume, 060 beere



- Sicherung am teilbaren Beinreißverschluss verhindert die unerwünschte Selbstentkleidung und den Zugriff auf Inkontinenzmaterial
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit
- diagonal verlaufender Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor



Pflegeoverall, lang Beinreißverschluss



4671 + Farbnummer

Material

100% Baumwolle

Größe

unisex: S-XL

Pflege



Farbe

033 hellblau, 059 kornblume, 060 beere



- Sicherung am Beinreißverschluss verhindert die unerwünschte Selbstentkleidung und den Zugriff auf Inkontinenzmaterial
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit



Pflegeoverall, kurz Beinreißverschluss



4080 + Farbnummer

Material

100% Baumwolle

Größe

unisex: S-XL

Pflege



Farbe

033 hellblau, 059 kornblume, 060 beere



- Sicherung am teilbaren Beinreißverschluss verhindert die unerwünschte Selbstentkleidung und den Zugriff auf Inkontinenzmaterial
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit



Pflegeoverall, lang Rückenreißverschluss



4706 + Farbnummer

Material

100% Baumwolle

Größe

unisex: S-XL

Pflege



Farbe

033 hellblau, 059 kornblume, 060 beere



- diagonal verlaufender Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor
- keine Möglichkeit zur unerwünschten Selbstentkleidung und somit kein Zugriff auf Inkontinenzmaterial



Pflegeoverall, kurz Rückenreißverschluss



4710 + Farbnummer

Material

100% Baumwolle

Größe

unisex: S-XL

Pflege



Farbe

033 hellblau, 059 kornblume, 060 beere



- diagonal verlaufender Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor
- keine Möglichkeit zur unerwünschten Selbstentkleidung und somit kein Zugriff auf Inkontinenzmaterial



Pflegeoverall Slim, lang Rücken- und Beinreißverschluss



4701 + Farbnummer

Material

100% Baumwolle

Größe

unisex: S-XL

Pflege



Farbe

020 marine, 069 erika, 080 petrol



- **figurnaher Schnitt**
- Sicherung am teilbaren Beinreißverschluss verhindert die unerwünschte Selbstentkleidung und den Zugriff auf Inkontinenzmaterial
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit
- diagonal verlaufender Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor



Pflegeoverall Slim, kurz Rücken- und Beinreißverschluss



4702 + Farbnummer

Material

100% Baumwolle

Größe

unisex: S-XL

Pflege




Farbe

020 marine, 069 erika, 080 petrol



- **figurnaher Schnitt**
- Sicherung am teilbaren Beinreißverschluss verhindert die unerwünschte Selbstentkleidung und den Zugriff auf Inkontinenzmaterial
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit
- diagonal verlaufender Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor



Pflegeoverall, lang/kurz Rücken- und Beinreißverschluss



4703 + Farbnr. (lang) / 4704 020 (kurz)



Material

020 marine: 100% Baumwolle

081 petrol: 93% Baumwolle, 7% Polyester

Größe

unisex: S-XXL

Pflege



Farbe

020 marine, 081 petrol melange



- **mit V-Ausschnitt**
- Sicherung am teilbaren Beinreißverschluss verhindert Selbstentkleidung
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit
- diagonaler Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor



petrol melange:
erhältlich ab
Februar 2026

Körpergröße 155 - 160 cm



Pflegeoverall, lang Beinreißverschluss



4682 080

KURZGRÖSSE

Material

100% Baumwolle

Größe

unisex: Einheitsgröße für S-L

Pflege



Farbe

080 petrol



- **bis 160 cm Körpergröße**
- Sicherung am teilbaren Beinreißverschluss verhindert die unerwünschte Selbstentkleidung und den Zugriff auf Inkontinenzmaterial
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit



Pflegeoverall, lang Front- und Beinreißverschluss



4686 059

Material
100% Baumwolle

Größe
unisex: S-XL

Pflege

Farbe
059 kornblume



- **zweifacher Frontreißverschluss**
- **besonders geeignet für die Pflege von Demenzpatienten**
- **verdeckter Reißverschlussanfang**
- teilbarer Reißverschluss am Bein
- Sicherung an Front- und Beinreißverschlüssen verhindert die unerwünschte Selbstentkleidung und den Zugriff auf Inkontinenzmaterial
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit



Pflegeoverall Polo, lang Beinreißverschluss



4681 059

Material
100% Baumwolle

Größe
unisex: S-XL

Pflege

Farbe
059 kornblume



- **leicht über den Kopf zu ziehen**
- Sicherung am teilbaren Beinreißverschluss verhindert die unerwünschte Selbstentkleidung und den Zugriff auf Inkontinenzmaterial
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit



Pflegeoverall Jogging, lang Rückenreißverschluss



4520 013

KURZE ÄRMEL



Material

Shirt: 50% Baumwolle, 50% Polyester

Hose: 60% Baumwolle, 40% Polyester

Größe

unisex: S-XL

Pflege



Farbe

013 grau



- **Optik von Alltagskleidung**
- **volle Pflegefunktion durch Rückenreißverschluss**
- **echte Taschen**
- keine Möglichkeit zur unerwünschten Selbstentkleidung und somit kein Zugriff auf Inkontinenzmaterial
- Shirt und Hose sind fest miteinander verbunden



angedeutete Gesäßtaschen



Hosenbeine können gekrempelt oder gekürzt werden



Pflegeoverall Jeans, lang Rückenreißverschluss



4510 017

KURZE ÄRMEL

Material

Shirt: 50% Baumwolle, 50% Polyester

Hose: 98% Baumwolle, 2% Elasthan

Größe

unisex: S-XL

Pflege



Farbe

017 jeans



- **Optik von Alltagskleidung**
- **volle Pflegefunktion durch Rückenreißverschluss**
- Shirt und Hose sind fest miteinander verbunden
- der Stoff ist vorgewaschen und färbt nicht ab
- echte Taschen vorn
- keine Möglichkeit zur unerwünschten Selbstentkleidung und somit kein Zugriff auf Inkontinenzmaterial



Pflegeoverall mit Fußteil, lang Rücken- und Beinreißverschluss



4709 080

Material

100% Baumwolle

Größe

unisex: S-XL

Pflege



Farbe

080 petrol



- schützt Füße vor dem Auskühlen
- durch elastisches Material für alle Fußgrößen passend
- Sicherung am teilbaren Beinreißverschluss verhindert die unerwünschte Selbstentkleidung und den Zugriff auf Inkontinenzmaterial
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit
- diagonal verlaufender Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor



WARNHINWEIS!
Rutschgefahr durch glatte Fußsohlen



Pflegeoverall Pyjama, lang Rücken- und Beinreißverschluss



4708 039

Material

100% Baumwolle

Größe

unisex: S-XL

Pflege



Farbe

039 hellblau



- modischer Pyjama
- sehr bequemer Schnitt
- Sicherung am teilbaren Beinreißverschluss verhindert die unerwünschte Selbstentkleidung und den Zugriff auf Inkontinenzmaterial
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit
- diagonal verlaufender Rückenreißverschluss beugt Druckstellen an der Wirbelsäule vor



Pflegeoverall, lang Frontreißverschluss



4705 013

Material

100% Baumwolle, gekämmt

Größe

unisex: S-XXL

Pflege



Farbe

013 grau



- durchgehender Frontreißverschluss
- Sicherung am Bein verhindert die unerwünschte Selbstentkleidung und den Zugriff auf Inkontinenzmaterial
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit



Durchgehender Frontreißverschluss ermöglicht den Patienten im Liegen umzu-
ziehen oder zu waschen.



Gegen Aufpreis (kein Umtausch, Info Seite 107): **Sicherheitsknopf** 4900 009 und/oder **1/2 Arm**



Pflege-Schlafanzug, lang Rücken- und Beinreißverschluss



4721 606 / 4722 607

Material

100% Baumwolle

Größe

606: Damen S-XL / 607: unisex S-XL

Pflege



Farbe

606 maritim-floral, 607 Streifen



- angenehm dünner Stoff
- modischer Druck
- 100% Baumwolle



4722 607 Streifen



4721 606 maritim-floral



Abverkauf

4719 604 raute helloliv



4720 605 floral



Pflege-Schlafanzug, lang Rücken- und Beinreißverschluss



4719 604 / 4720 605

Material

100% Baumwolle

Größe

604: unisex S, M, XL / 605: Damen S-XL

Pflege



Farbe

604 raute helloliv, 605 floral



- angenehm dünner Stoff
- modischer Druck
- 100% Baumwolle



Pflege-Schlafanzug, lang Rücken- und Beinreißverschluss



4716 601 / 4717 602

Material

100% Baumwolle

Größe

601: unisex S-XL / 602: Damen S-XL

Pflege



Farbe

601 Anker, 602 Blumenranke



- angenehm dünner Stoff
- modischer Druck
- 100% Baumwolle



4716 601 anker



4717 602 Blumenranke



Pflege-Schlafanzug, kurz Rücken- und Beinreißverschluss



4730 603

Material

100% Baumwolle

Größe

unisex: S-XL

Pflege



Farbe

603 blau gepunktet




- angenehm dünner Stoff
- modischer Druck
- 100% Baumwolle



Pflegebody, Langarm Beinreißverschluss



4699 001



Material

95% Baumwolle, 5% Elasthan

Größe

unisex: S-XXL

Pflege



Farbe

001 weiß



- **schützt mit langen Ärmeln besonders gut vor Auskühlen**
- Unterwäsche und Fixierhose in einem Produkt
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit
- teilbarer Reißverschluss am Bein



STANDARD
100



Das müssen Sie wissen zum Thema Pflegebody.

Einsatzmöglichkeiten eines Pflegebody.

Wie auch die Pflegeoveralls bieten Pflegebody eine Unterstützung für Pflegenden im alltäglichen Umgang mit körperlich eingeschränkten und/oder geistig beeinträchtigten Patienten.

Alle Vorteile eines Pflegebody vereint ergeben eine unschlagbare Kombination. Das selbstständige Entkleiden des Patienten wird erschwert und Pflegezeit gespart, da der Patient für die Körperhygiene oder den Wechsel von Inkontinenzprodukten nicht vollständig entkleidet werden muss. Der Zugriff des Patienten auf das Inkontinenzmaterial und somit die Möglichkeit zum „Stuhl schmieren“ wird durch bedürfnisorientierte Reißverschlusslösungen verhindert.

Zusätzlich bieten sie noch zwei praktische Zusatznutzen. Pflegebody sind Unterhemd und Fixierhose in einem und schützen darüber hinaus den Patienten vor dem Auskühlen.

Bedarfsorientierte Reißverschlusslösungen.

Der Rückenreißverschluss verhindert den Zugriff des Patienten auf Inkontinenzmaterial und verhindert zudem Selbstentkleidung.

Durch den teilbaren Beinreißverschluss ist der Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten möglich, was Pflegezeit spart.



Auch für Kinder
erhältlich - siehe Seite 104.

Pflegebody, ohne Arm Beinreißverschluss



4698 + Farbnummer

Material

weiß: 95% Baumwolle, 5% Elasthan
grau: 64% Baumwolle, 31% Polyester,
5% Elasthan

Größe

unisex: S-XXL

Pflege



Farbe

001 weiß, 013 grau



- Unterwäsche und Fixierhose in einem Produkt
- schützt vor Auskühlen
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit
- teilbarer Reißverschluss am Bein



Pflegebody, kurzer Arm Beinreißverschluss



4697 + Farbnummer

Material

weiß: 95% Baumwolle, 5% Elasthan
grau: 64% Baumwolle, 31% Polyester,
5% Elasthan

Größe

unisex: S-XXL

Pflege



Farbe

001 weiß, 013 grau



- Unterwäsche und Fixierhose in einem
- schützt vor Auskühlen
- Austausch von Inkontinenzprodukten ohne vollständiges Entkleiden des Patienten spart Pflegezeit
- teilbarer Reißverschluss am Bein



Pflegebody, ohne Arm Rückenreißverschluss



4696 + Farbnummer

Material

weiß: 95% Baumwolle, 5% Elasthan
grau: 64% Baumwolle, 31% Polyester,
5% Elasthan

Größe

unisex: S-XXL

Pflege



Farbe

001 weiß, 013 grau



- Unterwäsche und Fixierhose in einem Produkt
- schützt vor Auskühlen
- kein Zugriff auf Inkontinenzmaterial durch den Patienten
- keine Selbstentkleidung möglich



STANDARD
100



Pflegebody, kurzer Arm Rückenreißverschluss



4695 001

Material

95% Baumwolle, 5% Elasthan

Größe

unisex: S-XXL

Pflege



Farbe

001 weiß



- Unterwäsche und Fixierhose in einem
- schützt vor Auskühlen
- kein Zugriff auf Inkontinenzmaterial durch den Patienten
- keine Selbstentkleidung möglich



STANDARD
100



Das müssen Sie wissen zum Thema **Pflegehemden.**

Für wen eignet sich ein Pflegehemd?

Ist es nicht notwendig, den Zugriff des Patienten auf das Inkontinenzmaterial zu beschränken oder ein ungewolltes Entkleiden zu verhindern, bietet sich insbesondere bei bettlägerigen und körperlich eingeschränkten Personen die Verwendung eines Pflegehemds an.

Die unterschiedlichen Verschlussvarianten bieten einen guten Zugang zum gesamten Körper und erleichtern somit die Pflege. Diskret überlappende Öffnungen und angenehm zu tragende Materialien sorgen dafür, dass der Patient sich angezogen und wohlfühlt. Freundliche Muster und Designs bringen außerdem etwas Farbe in den Alltag.

Pflegeshirt seitliche Bindung im Nacken



4073 017

Material

100% Baumwolle

Größe

S/M (36-42), L/XL (44-50)

Pflege



Farbe

017 jeansblau



- halbe Armlänge
- offenes Rückenteil erleichtert die Pflege
- 100% Baumwolle bietet hohen Tragekomfort
- an Hals und Hüfte zu binden



STANDARD
100



Pflegehemd, 3/4 Arm überlappender Rückenschlitz



4064 064

kostengünstig

Material

100% Baumwolle

Größe

unisex: Einheitsgröße

Pflege



Farbe

064 weiß bedruckt



- diskret durch überlappenden Rückenschlitz
- offenes Rückenteil erleichtert die Pflege
- 100% Baumwolle bietet hohen Tragekomfort
- an Hals und Hüfte zu binden



082 Karo anthrazit



065 Karo blau

Pflegehemd, 1/2 Arm überlappender Rückenschlitz



4079 + Farbnummer

Material

100% Baumwolle

Größe

Herren: M/L-XL/XXL

Pflege



Farbe

065 Karo blau, 082 Karo anthrazit



- diskret durch überlappenden Rückenschlitz
- offenes Rückenteil erleichtert die Pflege
- 100% Baumwolle bietet hohen Tragekomfort
- an Hals und Hüfte zu binden

Pflegehemd für Damen überlappender Rückenschlitz



4070 + Farbnummer

Material

100% Baumwolle

Größe

S/M (36-42), L/XL (44-50)

Pflege



Farbe (bedruckt)

036 gelb, 037 mint, 038 rosa, 039 hellblau



- diskret durch überlappenden Rückenschlitz
- offenes Rückenteil erleichtert die Pflege
- 100% Baumwolle bietet hohen Tragekomfort
- an Hals und Hüfte zu binden



038 rosa



036 gelb



037 mint



039 hellblau

Artikel 4070 gegen Aufpreis

(kein Umtausch, Info Seite 107): **1/2 Arm**





Das müssen Sie wissen zum Thema Schlafsack.

Praktisch und ausgesprochen sicher.

Leiden ältere Menschen an Inkontinenz oder motorischer Unruhe bedarf es Hilfsmitteln, um eine fachgerechte Pflege zu gewährleisten.

Neben Pflegeoveralls (zu finden ab S. 64) kann auch die Verwendung eines Schlafsacks empfehlenswert sein. Er verhindert das Auskühlen durch selbstständiges Entkleiden und der Patient liegt warm und zugedeckt bei voller Bewegungsfreiheit. Ausserdem wird

dem Zugriff auf das Inkontinenzmaterial und dem damit häufig einhergehenden Schmieren von Stuhl vorgebeugt.

Mit Druckknöpfen an den Schultern und dem seitlichen Reißverschluss ist ein leichtes Anlegen gewährleistet. Ein geteilter seitlicher Reißverschluss bietet die optimale Lösung für Patienten mit Katheterausgang.

Alle Reißverschlüsse sind zusätzlich gesichert, so dass die Patienten sie nicht selbstständig öffnen können. Reißfeste Schlaufen an der Seite erleichtern das Umlagern.

Schlafsack



4693 019

Material

55% Polyester, 45% Baumwolle

Größe

unisex: 85x190 cm

Pflege



Farbe

019 bleu



- Reißverschluss seitlich, mit Sicherung



WARNHINWEIS! Die Schlaufen zur Umlagerung des Patienten dürfen keinesfalls zur Fixierung an Bett o. ä. verwendet werden!





Das müssen Sie wissen zum Thema zerreifeste Overalls.

Fr wen eignet sich ein zerreifester Overall?

Insbesondere die Pflege dementiell erkrankter Patienten bringt viele Herausforderungen mit sich. Sie haben oft einen groen Drang sich selbst zu entkleiden, was zum Auskhlen des Krpers mit entsprechenden Folgeerscheinungen fhren kann.

Hinzu kommt, dass Demenzerkrankte hufig an Inkontinenz leiden, allerdings die Notwendigkeit des Inkontinenzmaterials nicht verstehen knnen. Sie ziehen es heraus und schmieren mit ihrem Stuhl. Fr Pflegekrfte bedeutet das neben einer erhhten psychischen Belastung auch einen hohen pflegerischen Aufwand, um den hygienischen Grundstandard wiederherzustellen.

Besonders unruhige Patienten neigen auerdem dazu, an ihrer Kleidung zu zupfen und sie im schlimmsten Fall sogar zu zerreien.

Speziell fr diese Herausforderungen wurde in Zusammenarbeit mit psychiatrischen Kliniken der Pflegeoverall CarePlus entwickelt. Neben den Vorteilen eines normalen Pflegeoveralls (siehe S. 64) punktet er mit:

- doppelt verstrkten Nhten
- zerreifestem, atmungsaktivem Material
- verstrktem Halsausschnitt
- schrg verlaufendem und verstrktem Rckenreiverschluss, der Druckstellen an der Wirbelsule vorbeugt
- unterschiedlichen Verschlussvarianten: wahlweise mit Sicherheitsknopf am Rckenreiverschluss und elastischen Arm- und Beinbndchen oder mit weitenverstellbaren sen an Armen und Beinen

WARNHINWEIS! Der Einsatz des Overalls ersetzt nicht die Aufsicht durch qualifiziertes Pflegepersonal. Die sen dienen ausschlielich der Weitenverstellung von Arm- und Beinffnung. Sie drfen keinesfalls zur Fixierung des Patienten eingesetzt werden!

HINWEIS! Das Material ist nur bedingt bissfest!

Verschlussvarianten

Art. 4740 020



- Sicherheitsknopf am Rckenreiverschluss
- Bndchen an Arm und Bein

Art. 4741 020



- mit sen fr Magnetschlsser
- Weitenverstellbar an Arm und Bein



Pflegeoverall, zerreißfest Rückenreißverschluss



4740 020

Sicherheitsknopf am
Rückenreißverschluss



Material

60% Polyester, 40% Baumwolle

Größe

unisex: S-XXL

Pflege



Farbe

020 marine

Reißfestigkeit:
≥ 390 N, entspricht 40 Kg

getestet durch: PRO FABRIQ



Auch für Kinder
erhältlich - siehe Seite 104.



Pflegeoverall, zerreißfest Rückenreißverschluss



4741 020

Mit Ösen für
Magnetschlösser*

Material

60% Polyester, 40% Baumwolle

Größe

unisex: S-XXL

Pflege



Farbe

020 marine

Reißfestigkeit:
≥ 390 N, entspricht 40 Kg

getestet durch: PRO FABRIQ





Das müssen Sie wissen zum Thema **Schutzhand- schuhe.**

Schutzhandschuhe: Wann sind sie sinnvoll?

Einige Krankheitsbilder, darunter auch Demenz, können sich durch unkontrolliertes Schlagen und neurotisches Kratzen äußern.

Die suprema Schutzhandschuhe bieten mit ihrer Polsterung Schutz vor selbstgerichteter Aggression (z. B. Schläge gegen den Kopf) und Aggression gegen Mitpatienten oder Pflegekräfte.

Sie reduzieren die Greiffähigkeit des Patienten und erschweren somit das Ziehen von Kathetern, Infusionen oder Sonden und das Öffnen von (Kleidungs-)Verschlüssen. Ein selbstständiges Abziehen des Handschuhs ist kaum möglich.

Außerdem sorgen die Schutzhandschuhe dafür, dass die Fingernägel des Patienten nicht zum Einsatz kommen und beugen somit dem Aufkratzen und der damit häufig einhergehenden Entzündung der Haut vor.

In den Handschuhen können die Finger frei bewegt werden. Bei längerem Tragen vermeidet dies Kontrakturen der Fingerglieder. Das weiche, hautfreundliche Material leitet den Handschweiß optimal ab und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl.

WARNHINWEIS! Der Einsatz des Schutzhandschuhs ersetzt nicht die konsequente Überwachung des Patienten durch eine Pflegekraft. Die regelmäßige Kontrolle der Hände auf reduzierte Durchblutung ist notwendig. Die Funktion des Handschuhs ist nur bei korrekter Anwendung und richtiger Größe gegeben. Verletzungen können nicht in jedem Fall verhindert werden – daher ist jegliche Haftung ausgeschlossen.

Angelegt in 3 Schritten

Art. 4830 019



1. Ziehen Sie den Fäustling über die Hand des Patienten. Der Klettverschluss befindet sich auf dem Handrücken.
2. Führen Sie das Flauschband um das Handgelenk und schließen es ohne starken Zug.
3. Klappen Sie die lange Stulpe über das Klettband.

Art. 4831 020



1. Festziehen des Bandes
2. Rückschlaufen zur Sicherung
3. in den Tunnel schieben

Schutzhandschuhe

4830 019



Material

55% Polyester, 45% Baumwolle

Größe

unisex: Normal (1), Groß (2)

Pflege



Farbe


019 bleu



- Schutz vor Kratzen und Nesteln
- erschwert das Öffnen von (Kleidungs-)Verschlüssen
- gute Akzeptanz beim Patienten
- kein selbständiges Abziehen des Handschuhs möglich
- angenehm zu tragen
- einfache Handhabung
- keine Faltenbildung am Handgelenk
- Innenseite 100% Baumwolle

Schutzhandschuhe CarePlus mit Schnalle zur Sicherung

4831 020



Material

100% Polyester

Größe

unisex: Normal (1), Groß (2)

Pflege




Farbe

020 marine



- stark gepolstert
- reduziert die Greiffähigkeit
- erschwert das Ziehen von Sonden, Kathetern und Infusionen
- Schutz bei Eigenaggression z. B. Schläge gegen Kopf, Körper und Gegenstände
- Schutz bei Aggression gegenüber anderen, z. B. Schläge gegen Mitpatienten oder Pflegekräfte
- wenig Handschweiß durch Feuchtigkeit ableitendes Material
- angenehmer Tragekomfort
- keine fixierte Handstellung



Auch für Kinder
erhältlich - siehe Seite 105.



Das müssen Sie wissen zum Thema RehaFlex Therapiehose.

Unterstützung für herausfordernden Situationen.

Bei Reha und Physiotherapie. Das Ausziehen der Hose wird häufig überflüssig und erhöht den Wohlfühlfaktor des Patienten während der Behandlung von Hüfte und Bein erheblich.

In der Klinik und nach Verletzungen. Sie ermöglicht das bequeme Tragen einer Hose trotz Verband, Schiene, Orthese oder Gips und erleichtert den Zugang zur Verletzung. Übrigens: Auch eine Wunddrainage an Bein oder Hüfte ist kein Problem.

Bei Inkontinenz. Schneller und bequemer Zugriff auf Katheter und Einlagen, ohne sich entkleiden zu müssen. Auch ein einfaches Entleeren von Beinbeuteln durch Erzeugen einer Öffnung im Hosenbein ist möglich. Sorgt für verbesserte Luftzirkulation und damit besseres Mikroklima durch unterschiedliche Öffnungsmöglichkeiten an der Hose.

Im Pflegealltag. Ermöglicht bequemen Wechsel der Inkontinenzversorgung und schnellen Zugang zu Kompressionsstrümpfen.



RehaFlex Therapiehose mit 4-Wege-Reißverschluss



4550 009

Material
100% Polyester

Größe
unisex: S-XXL

Pflege
60° ✕ □ ✕ P

Vor dem Waschen bitte den Reißverschluss schließen und die Hose auf links drehen.

Farbe
009 schwarz



Einseitige Öffnung am oberen und unteren Bund für großflächigen Zugang zu Ober- und/oder Unterschenkel

Mittige Öffnung am Bein und zusätzlich am Bund für praktischen Zugang zu Orthese, Wunddrainage, Urinbeutel, Kompressionsstrumpf oder auch bei Lymphödem-Behandlung



Beidseitige Öffnung am oberen Bund Ermöglicht ein beidseitiges Herunterklappen der Hose und somit einen bequemen Zugang zur Hüftregion. Einfacher Wechsel von Inkontinenzmaterial.



Das müssen Sie wissen zum Thema Besteckhelfer.

Selbstständig essen, sicher genießen.

Der Besteckhelfer von suprema gibt die Unabhängigkeit beim Essen zurück. Mit seinem flexiblen, aber dennoch stabilisierenden Material unterstützt er sanft das Handgelenk, während die gummierte Innenfläche der Schlaufe für festen Halt des Bestecks sorgt.

Besonders für Menschen mit eingeschränkter Greiffähigkeit entwickelt, ermöglicht der Besteckhelfer wieder mehr Selbstständigkeit im

Alltag. Der praktische Klettverschluss macht das Anlegen zum Kinderspiel – ganz ohne fremde Hilfe.

Der Besteckhelfer verbindet Funktionalität mit Komfort: leicht anzulegen, sicher im Halt und angenehm zu tragen.

Mahlzeiten wieder mit Würde und Selbstvertrauen genießen – mit dem Besteckhelfer von suprema, dem verlässlichen Begleiter am Esstisch.

Besteckhelfer mit Klettverschluss

5700 009 RE (rechts)
5700 009 LI (links)

Material

89% Polyester, 11% Elasthan
Schlaufe: 90% Neopren, 10% Polyester

Größe

S-XL

Pflege



Keinen Weichspüler und keine lösungsmittelhaltigen Reiniger verwenden.

Farbe

009 schwarz



Video: Anlegen des Besteckhelfers und Besteck positionieren.



Das müssen Sie wissen zum Thema Ess-Schürzen.

Funktionalität spart Pflegezeit.

Jedem passiert es mal, dass beim Essen auch die Kleidung etwas abbekommt. Doch wenn die Motorik (altersbedingt) nachlässt oder sogar eine aktive Unterstützung beim Essen notwendig ist, geht immer häufiger mal etwas „daneben“.

In solchen Fällen sind die suprema Ess-Schürzen eine perfekte Hilfe. Sie schützen Kleidung und Bett vor Verschmutzungen und die verschiedenen Ausführungen und Materialien bieten eine Lösung für jeden Einsatzbereich.

Durchdachte Funktionalitäten verhindern das Wegziehen der Schürze durch die Patienten. Der Pflegeaufwand wird vermindert, da die Patienten nicht nach jeder Mahlzeit umgezogen werden müssen. Außerdem sind weniger Waschgänge notwendig, so dass auch die Umwelt geschont wird.

Unterschiedliche Verschlusslösungen.

Druckknopfverschluss. Einfache Handhabung durch verstellbare Halsweite.

Schlaufenverschluss. Lange Schlaufen im Nacken zum Binden; Wegziehen der Schürze wird verhindert.

Schlaufen-/Schlitzverschluss. Schlaufe kann auf gegenüberliegender Schulter durch Schlitzöffnung gezogen werden und bei Bedarf dort verbleiben. Dadurch selbstständiges An- und Ausziehen durch den Patienten möglich.

Klettverschluss. Einfaches Öffnen und Schließen des Verschlusses im Nacken.

Bändchenverschluss. Praktisch im Nacken zum Binden.

Die Materialien und ihre Eigenschaften.

Frottee und Molton (Baumwolle, bzw. Baumwolle und Polyester), **Polyester**

- leicht saugend und bei Beschichtung mit PU oder PVC: feuchtigkeitsundurchlässig

Polyurethan (Polyester mit PU-Beschichtung)

- feuchtigkeitsundurchlässig und
- je nach Beschichtung leicht saugend bzw. abwischbar

PVC

- feuchtigkeitsundurchlässig und abwischbar

Ess-Schürze Polyester mit Druckknopfverschluss

5585 + Farbnummer + 052



Material

100% Polyester Velours bedruckt, laminiert mit Polyurethan-Folie, rückseitig 100% Polyester-Gestrick weiß

Größe

90x50 cm

Pflege



Farbe

088 grün-Struktur (5585 088 052)


089 blau-Struktur (5585 089 052)



- innenliegende Nässesperrschicht
- leicht saugend



STANDARD 100



blau-Struktur



grün-Struktur

Ess-Schürze Polyester mit Druckknopfverschluss

5570 / 71 / 72 / 74 / 75 / 76 + 093



Material

100% Polyester, PU-Nässesperrschicht

Größe

90x46 cm

Pflege




Farbe

065 Karo blau	(5570 065 093)
048 Karo rostbraun	(5571 048 093)
016 blau gemustert	(5572 016 093)
066 Karo blaugrün	(5574 066 093)
055 terrakotta	(5575 055 093)
049 blau batik	(5576 049 093)



- innenliegende Nässesperrschicht
- leicht saugend



Ess-Schürze Polyester mit Druckknopfverschluss

5577 + Farbnummer + 089



Material

100% Polyester, PU-beschichtet

Größe

89x44 cm

Pflege




Farbe

065 Karo blau, 066 Karo grün



Die feuchtigkeitsundurchlässige PU-Beschichtung der Ess-Schürze sorgt für einen optimalen Schutz des Brustbereichs. Dank des leicht saugenden Materials können Flüssigkeiten aufgenommen werden, bevor sie herunterlaufen.



Ess-Schürze Polyester mit Schlaufen-/Steckverschluss

5581 065 093



Material

100% Polyester, PU-Nässesperrschicht

Größe

90x46 cm

Pflege



Farbe

065 Karo blau



Wechsel zwischen Schlaufen- und Steckverschluss möglich. Der Auffang lässt sich durch einen Druckknopfverschluss separat öffnen. Die leicht saugende Oberfläche der Ess-Schürze kann Flüssigkeiten aufnehmen, bevor sie heruntertropfen und ist zusätzlich feuchtigkeitsundurchlässig.



Ess-Schürze Frottee mit Druckknopfverschluss

5058 001 092



Material

80% Baumwolle, 20% Polyester, PU-beschichtet

Größe

90x45 cm

Pflege



Farbe

001 weiß

i Mithilfe des hochwertigen Druckknopfverschlusses lässt sich die Halsweite individuell einstellen und die Ess-Schürze einfach an- und wieder ablegen. Durch die PU-Beschichtung ist die Schürze zusätzlich mit einem feuchtigkeitsundurchlässigen Schutz ausgestattet. Dank des leicht saugenden Materials können Flüssigkeiten aufgenommen werden, bevor sie herunterlaufen.



Ess-Schürze Frottee, 3er-Set mit Druckknopfverschluss

5529 086 095



Abbildung
Farbbeispiele

Material

100% Baumwolle, unbeschichtet

Größe

100x50 cm

Pflege



Farbe

3er-Set (farblich sortiert)

i Mit dem praktischen 3er-Set haben Sie immer eine frische Ess-Schürze zur Hand und bei jeder Mahlzeit die farbliche Wahl. Die Oberfläche ist unbeschichtet, sodass die Schürze über keine Nässe-sperre verfügt. Das weiche Material verspricht ein angenehmes Hautgefühl. Der Druckknopfverschluss ermöglicht ganz einfach das Verstellen der Halsweite.

Ess-Schürze Frottee mit Schlaufenverschluss

5006 013 046



Material

56% Baumwolle, 30% PU, 14% Polyester

Größe

90x45 cm

Pflege



Farbe

013 grau

i Die Ess-Schürze überzeugt mit ihren langen, breiten Schlaufen zum Binden im Nackenbereich. Die feuchtigkeitsundurchlässige Beschichtung sorgt dafür, dass der Brustbereich des Tragenden bei jeder Mahlzeit zuverlässig geschützt ist. Dank des leicht saugenden Materials können Flüssigkeiten aufgenommen werden, bevor sie herunterlaufen.



EXPERTENTIPP

Schon einfaches Knoten der Schlaufen genügt, damit die Schürzen mit Schlaufenverschluss nicht weggezogen werden können. Es ist kein Doppelknoten notwendig.

Ess-Schürze Frottee mit Schlaufenverschluss

5004 + Farbnummer + 100



auch als
3er Set
erhältlich!

Material

80% Baumwolle, 20% Polyester, PU-beschichtet

Größe

100x48 cm

Pflege



Farbe

001 weiß, 037 mint, 039 hellblau



Das weiche, leicht saugende Frotteematerial gibt ein angenehmes Hautgefühl und kann ein Herunterlaufen von Flüssigkeiten verhindern. In Kombination mit der feuchtigkeitsundurchlässigen Beschichtung ist der Brustbereich bei jeder Mahlzeit zuverlässig geschützt. Wahlweise ist die Ess-Schürze als 3er-Set erhältlich, sodass bei jeder Mahlzeit nach Belieben die Farbe gewählt werden kann.



3er Set (1x weiß, 1x mint, 1x hellblau)

Art.-Nr. 5005 086 100

Ess-Schürze Frottee mit Schlaufenverschluss

5042 039 049



Material

80% Baumwolle, 20% Polyester, PU-beschichtet

Größe

87x47 cm

Pflege



Farbe

039 hellblau



Mit Kragen und breitem Schulterschutz sorgt diese Ess-Schürze vor allem bei starkem Speichelfluss für zuverlässigen Schutz der Kleidung. Zusätzlich können durch die leicht saugende Oberfläche Flüssigkeiten von der Schürze aufgenommen werden und laufen so nicht auf umliegende Textilien herunter. Mit der feuchtigkeitsundurchlässigen Beschichtung sind der Brust- und Schulterbereich zuverlässig geschützt.



Ess-Schürze Frottee mit Schlaufenverschluss

5579 039 076



Material

80% Baumwolle, 20% Polyester, PU-beschichtet

Größe

78x75 cm

Pflege



Farbe

039 hellblau



Einen umfassenden Schutz und eine großflächige Abdeckung der Kleidung bietet die Ess-Schürze mit Ärmeln. Dank der feuchtigkeitsundurchlässigen und leicht saugenden Eigenschaften der Ess-Schürze ist der Brustbereich bestmöglich vor durchdringender Feuchtigkeit auf die Kleidung geschützt.



Ess-Schürze Frottee mit Klettverschluss

5050 001 049



Material

80% Baumwolle, 20% Polyester, PU-beschichtet

Größe

87x47 cm

Pflege



Klettverschluss vor dem Waschen schließen.

Farbe

001 weiß



Die leicht saugende Oberfläche kann Feuchtigkeit direkt aufnehmen und das Herunterlaufen von Flüssigkeiten verhindern. Durch die feuchtigkeitsundurchlässige Beschichtung ist der Brustbereich zuverlässig geschützt. Das weiche Frotteematerial sorgt für ein angenehmes Hautgefühl bei den Patienten.



Ess-Schürze PVC mit Auffang und Klettverschluss

5083 + Farbnummer + 063



Material

100% PVC

Größe

63x40 cm

Pflege



kein Weichspüler

Farbe

001 weiß, weitere Farben siehe Farbkarte S. 107



Im praktischen Auffang dieser Ess-Schürze sammeln sich alle Essensreste, die danebengegangen sind und können so einfach entfernt werden. Die Ess-Schürze ist feuchtigkeitsundurchlässig, abwischbar und in einer großen Farbauswahl erhältlich.

Ess-Schürze PVC mit Klettverschluss

5056 + Farbnummer + 062



Material

100% PVC

Größe

85x62 cm

Pflege



kein Weichspüler

Farbe

001 weiß, weitere Farben siehe Farbkarte S. 107



Feuchtigkeitsundurchlässig, abwischbar und in vielen Farben erhältlich: Diese Ess-Schürze ist ein optimaler Begleiter bei jeder Mahlzeit.



Ess-Schürzen mit Klettverschluss: Bitte vor dem Waschen den Klettverschluss schließen.

Ess-Schürze PU mit Bändchenverschluss

5533 + Farbnummer + 082




Material
100% Polyester, PU-beschichtet

Größe
82x48 cm

Pflege
95° ✕ ⊙ ✕ ✕

Farbe
020 marine, 025 türkis

i Die abwischbare Schürze verfügt über einen praktischen Bindeverschluss und ist daher einfach anzulegen. Dank ihrer Größe und der feuchtigkeitsundurchlässigen Eigenschaften schützt sie den Brustbereich optimal bei jeder Mahlzeit.



Ess-Schürze PU - abwischbar mit Schlaufenverschluss

5536 + 020 + 102



Material
100% Polyester, PU-beschichtet

Größe
100x40 cm

Pflege
95° ✕ ⊙ ✕ ✕

Farbe
020 marine

i Besonders hygienisch und häufig wiederverwendbar ist diese Ess-Schürze. Sie ist feuchtigkeitsundurchlässig und abwischbar, so dass sie nicht nur zuverlässigen Schutz bietet, sondern auch schnell wieder einsatzbereit ist.

Ess-Schürze Baumwolle mit Schlaufenverschluss

5045 064 110



Material
Oberseite: 100% Baumwolle
Unterseite: 100% Polyester mit PU laminiert

Größe
100x47 cm

Pflege
95° ✕ ⊙ ✕ ✕

Farbe
064 weiß bedruckt

i Durch die extra lange Ausführung der Ess-Schürze wird auch der Schoßbereich effektiv vor Verschmutzung geschützt. Sie besteht zu 100% aus Baumwolle, wodurch Tragende von einem angenehmen Gefühl profitieren. Außerdem hat sie eine leicht saugende Oberfläche und ist dank einer Spezialbeschichtung feuchtigkeitsundurchlässig. Das Muster kaschiert eventuelle Flecken.



Das müssen Sie wissen zum Thema **Fersenschuhe**.

Besonderer Komfort für die Füße.

**Vor allem bei älteren Patienten
kann längere Immobilität zu einem
Auskühlen der Füße und einem
Druckgefühl an der Ferse führen.**

Mit den suprima Fersenschuhen kann diesem Problem vorgebeugt werden. Der kälteempfindliche Fußbereich wird gewärmt und die

angenehme Polsterung fördert gleichzeitig eine gute Klimatisierung.

Einfach anzulegen und mit einem Klettverschluss individuell einstellbar gibt es den Fersenschuh in unterschiedlichen Varianten. So kann optimal auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten eingegangen werden.

Vorsicht! Rutschgefahr beim Auftreten!

Fersenschuh mit Klettverschlüssen

6035 001 + Seite



Material

100% Polyester, Florhöhe 21 mm

Größen

Einheitsgröße links: 6035 001 LI
Einheitsgröße rechts: 6035 001 RE

Pflege



Farbe

001 weiß



- wärmt den ganzen Fuß
- Länge regulierbar
- stabiler Halt durch 3 Klettverschlüsse

Fersenschuh mit Ring und Klettverschluss

6027 001 + Seite



Material

100% Polyester, Florhöhe 21 mm

Größen

Einheitsgröße links: 6027 001 LI
Einheitsgröße rechts: 6027 001 RE

Pflege



Farbe

001 weiß



- Verschluss mit Ring und Klettband

Fersenschuh mit Klettverschluss

6827 001 + Seite



Material

100% Polyester, Florhöhe 21 mm

Größen

Einheitsgröße links: 6827 001 LI
Einheitsgröße rechts: 6827 001 RE

Pflege



Farbe

001 weiß



- Verschluss mit Klettband

Fersenschuh mit elastischem Klettverschluss

6829 001 + Seite



Material

100% Polyester, Florhöhe 21 mm

Größen

Einheitsgröße links: 6829 001 LI
Einheitsgröße rechts: 6829 001 RE

Pflege



Farbe

001 weiß



- Verschluss mit elastischem Klettband
- individuell verstellbar

Fersenschuh kompakt mit Ring und Klettverschluss

6028 001 + Seite



Material

100% Polyester, Florhöhe 21 mm

Größen

Einheitsgröße links: 6028 001 LI
Einheitsgröße rechts: 6028 001 RE

Pflege



Farbe

001 weiß



- Verschluss mit Ring und Klettband
- Fersenschuh mit Vorfuß
- wärmt die Fußsohle
- stabiler Halt durch zusätzlichen Verschluss am Vorderfuß

Fersenschuh kompakt mit Klettverschluss

6828 001 + Seite



Material

100% Polyester, Florhöhe 21 mm

Größen

Einheitsgröße links: 6828 001 LI
Einheitsgröße rechts: 6828 001 RE

Pflege



Farbe

001 weiß



- Verschluss mit Klettband
- Fersenschuh mit Vorfuß
- wärmt die Fußsohle
- stabiler Halt durch zusätzlichen Verschluss am Vorderfuß



Das müssen Sie wissen zum Thema **Demenz-** **artikel.**

Abwechslung im Alltag spart Pflegekräften Zeit.

Der Alltag und die Pflege von Menschen mit Demenz ist oft eine besonders herausfordernde Situation für alle Beteiligten – auch für Angehörige und Pflegekräfte.

Menschen, die an Demenz oder Alzheimer leiden, sind oft sehr unruhig. Ihre Hände sind immer in Bewegung: Sie knöpfen ihre Jacke auf und zu, kneten ihre Hände, streichen das Tisch Tuch glatt oder zupfen sogar unaufhörlich an ihrer Haut, wodurch oft Verletzungen entstehen.

Hier können unsere Demenzartikel Abhilfe schaffen. Sie stimulieren den Tastsinn, der bei der Erkrankung weitestgehend unverändert bleibt.

Zupfen, kneten, fühlen und ertasten – die rastlosen Hände können immer wieder aufs Neue auf Entdeckungsreise gehen. Dies kann nicht nur beruhigend auf die Patienten wirken sondern auch Selbstverletzungen (z. B. durch zupfen an der Haut) vorbeugen.

Außerdem werden die Patienten motiviert, sich eine Zeit lang selbst zu beschäftigen, was Angehörige und Pflegekräfte entlastet und ihnen eine Verschnaufpause schafft.

Demenz-Muff Nesteldecke

7150 087



Material

außen: Vlies, aufgenähte Tasche,
100% Polyester
innen: aufgenähte Stoffelemente,
100% Baumwolle, Holzperlenkette

Größe

offen: 55x30 cm

Pflege

60° im Wäschesack waschen



Element mit eingearbeiteter Knisterfolie weckt die Neugier beim ertasten.




Transparente Tasche zum Einstecken persönlicher Fotos oder anderer kleiner Erinnerungen des Patienten.



Muff kann aufgeknöpft auch als Nesteldecke verwendet werden.

Memory-Decke

7151 000



Material

100% Baumwolle

Größe

41x41 cm

Pflege

30° im Wäschesack waschen



Die Memory-Decke kann Demenzpatienten beruhigen und zur spielerischen Beschäftigung eingesetzt werden. Das Zuordnen von Farben und Erkennen von Formen fordert ihre Aufmerksamkeit. Die einzelnen Elemente sind mit einem praktischen Klettband versehen, so dass sie auf der Decke haften.

Legespiel Uhr

7152 000



Material

100% Baumwolle

Größe

Durchmesser: 38 cm

Pflege

30° im Wäschesack waschen



Bei diesem Legespiel sollen die Zahlen des Ziffernblatts in der richtigen Reihenfolge gelegt werden. Mithilfe der beiden Zeiger kann außerdem die Uhrzeit eingestellt werden. So kann eine spielerisch abgeleitete Form des Uhrentests durchgeführt werden.



Alle 3 Artikel werden mit Wäschesack geliefert.



Das müssen Sie wissen zum Thema **Pflege und Inkontinenz bei Kindern.**

Pflegebedürftigkeit bei Kindern.

Die Familien pflegebedürftiger Kinder stehen vor einer gewaltigen Herausforderung, die sie Tag für Tag meistern müssen, auch wenn sie in vielen Fällen professionelle Unterstützung erhalten.

Um die Belastung für die Pflegenden zu reduzieren und den Alltag zu erleichtern, bietet suprima spezielle Pflegebekleidung für Kinder und entsprechende Alltagshelfer an. Diese verringern die benötigte Pflegezeit und vereinfachen pflegerische Abläufe. Dadurch gewinnen die Familien wertvolle Zeit, die anderweitig genutzt werden kann.

Arten der Inkontinenz bei Kindern.

Während des Tages (Inkontinenz):

Das Kind ist sich in der Regel darüber bewusst, es kann den Harnverlust aber nicht kontrollieren. Urin wird in geringen Mengen ausgeschieden. Ursache können z. B. eine überaktive Blase, eine anatomische Fehlbildung oder eine Schwächung des Blasen-schließmuskels sein.

Nachts (Enuresis oder Bettnässen):

Unwillkürliche, vollständige Entleerung der Blase in der Nacht. Hierbei handelt es sich um eine funktionelle Störung, die nicht mit einer anderweitigen Erkrankung in Verbindung steht. Verschiedene Faktoren wie Entwicklungsstörungen, Probleme mit dem Erwachen oder übermäßiges Trinken vor dem Schlafengehen können hier die Ursache sein.

In allen Fällen ist es sinnvoll, einen Arzt zu konsultieren und die Ursache herauszufinden, um frühzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen und negative psychologische Auswirkungen auf das Kind zu reduzieren.

bodyguard-shorts KIDS

diskreter Schutz



1253 012



Material

60% Polyester, 36% Baumwolle, 4% Elasthan
Wäscheschutz: 100% PU

Größen

unisex: 116-164

Pflege



Farbe

012 anthrazit

Empfohlener Einwegartikel

Einlage



Besonders geeignet bei leichter bis mittlerer Blasenschwäche. Außerdem ist der Slip optisch nicht von normaler Unterwäsche zu unterscheiden.



bodyguard-slip KIDS

diskreter Schutz



1255 + Farbnummer



Material

weiß/marine: 96% Baumwolle, 4% Elasthan
anthrazit: 60% Polyester, 36% Baumwolle,
4% Elasthan;

Wäscheschutz: 100% PU

Größen

unisex: 116-164

Pflege



Farbe

001 weiß, 012 anthrazit, 020 marine

Empfohlener Einwegartikel

Einlage



Mit zwei Fixierlaschen für das Einwegprodukt, ist der Slip geeignet für mittlere bis schwere Blasenschwäche. Darüber hinaus ist er nicht von normaler Unterwäsche zu unterscheiden.



Fixierung **Variante 1** (siehe Seite 7)

bodyguard-slip KIDS ultra

diskreter Schutz



8118 001



Material

100% Baumwoll-Jersey, elastisch, laminiert
mit PU-Membran und Polyester-Kaschierung

Größen

unisex: 86-164

Pflege



Farbe

001 weiß

Empfohlener Einwegartikel

Einlage, Vorlage



Der Slip ist feuchtigkeitsundurchlässig, atmungsaktiv und bietet besten Schutz durch neues **High-Tech-Material**. Außerdem ist er besonders hygienisch dank der Waschbarkeit bei 95°C.

PVC-Slip KIDS

kostengünstiger Schutz



8117 + Farbnummer



Material

100% PVC

Größen

unisex: 86-164

Pflege



Farbe

siehe Farbkarte S. 107

Empfohlener Einwegartikel

Einlage, Vorlage



Bester Rundumschutz durch verschweißte Seitennähte. Geeignet für schwerste Inkontinenz und erhältlich in vielen Farben.

Badeshorts

mit integriertem Sicherheitsslip



1534 085



Material

Hose: 100% Polyester

Sicherheitsslip: 100% Polyester, PU-beschichtet

Größen

110/116-158/164

Pflege

40° ✖ ✖ ✖ ✖ kein Weichspüler

Farbe

085 bunt



Die Badeshorts aus schnell trocknendem Material verfügt über Taschen und besticht durch den modernen Print. Der Kordelzug am Bund ermöglicht zusätzlich einen sicheren Sitz. Der eingnähte Sicherheitsslip sorgt für einen sicheren, diskreten Schutz beim Badevergnügen.

Badeanzug

mit integriertem Sicherheitsslip



1535 085



Material

Badeanzug: 80% Polyamid, 20% Elasthan

Sicherheitsslip: 100% Polyester, PU-beschichtet

Größen

110/116-146/152

Pflege

40° ✖ ✖ ✖ ✖ kein Weichspüler

Farbe

085 bunt



Der Badeanzug hat einen modernen Print und sorgt mit dem eingnähten Sicherheitsslip für einen sicheren, diskreten Schutz beim Badevergnügen. Das Rockteil kaschiert den Sicherheitsslip zudem optimal.



Badeshorts KIDS

mit integriertem Sicherheitsslip



1522 005



Material

Hose: 80% Polyamid, 20% Elasthan

Sicherheitsslip: 100% Polyester, PU-beschichtet

Größen

116-164

Pflege

40° ✖ ✖ ✖ ✖ kein Weichspüler

Farbe

005 blau



Der eingearbeitete Sicherheitsslip (Art.Nr. 1525 009) verfügt über eine integrierte Tasche z. B. für Schlüssel. Die Badeshorts ist kaum von normaler Badebekleidung zu unterscheiden.

Badeanzug KIDS

mit integriertem Sicherheitsslip



1523 039



Material

Badeanzug: 80% Polyamid, 20% Elasthan

Sicherheitsslip: 100% Polyester, PU-beschichtet

Größen

116-152

Pflege

40° ✖ ✖ ✖ ✖ kein Weichspüler

Farbe

039 hellblau



Der Rockteil kaschiert den eingearbeiteten Sicherheitsslip (Art.Nr. 1525 009) optimal. In einer integrierten Tasche finden kleine Gegenstände Platz.

Bademoden-Sicherheitsslip 1.0

für Kinder



1525 009



Abbildung ähnlich



Material

100% Polyester, PU-beschichtet

Größen

unisex: 116-164

Pflege

40° ✖ ✖ ✖ ✖ kein Weichspüler

Farbe

009 schwarz



Bund und Beingummi sind individuell verstellbar und mit Kordelstopper fixierbar. Der Silikongummi haftet sicher an der Haut und kann das Austreten von Stuhl und Harn verhindern. Der Sicherheitsslip ist mit herkömmlicher Bademode kombinierbar.

Es ist möglich, dass Wasser in die Badebekleidung eindringt und es zu einem geringen Wasseraustausch kommt. Dies ist anatomisch bedingt, absolut normal und beeinträchtigt die Hygiene in der Regel nicht. Voraussetzung für einen möglichst hohen Schutz ist die Ermittlung der richtigen Größe, der korrekte Sitz der Badebekleidung und das Befolgen unserer Anwendungstipps auf Seite 40.

Therapiehose mit Reißverschluss

Maßanfertigung



1500 + Farbnummer



Material

100% Neopren

Größen

Maßanfertigung (siehe S. 117)

Pflege

Hand oder Maschinenwäsche bei 30°C.
Nicht schleudern. Nicht auf der Heizung
oder in der Sonne trocknen.

Farbe

siehe Farbtabelle (S. 107)



Die maßangefertigte Therapiehose mit Reißverschluss ermöglicht eine uneingeschränkte Teilnahme an Reha-Maßnahmen im Wasser bei Blasen- und Darminkontinenz.

Therapiehose mit durchgehendem Reißverschluss

Maßanfertigung



1501 + Farbnummer



Material

100% Neopren

Größen

Maßanfertigung (siehe S. 117)

Pflege

Hand oder Maschinenwäsche bei 30°C.
Nicht schleudern. Nicht auf der Heizung
oder in der Sonne trocknen.

Farbe

siehe Farbtabelle (S. 107)



Echtes Badevergnügen und die Teilnahme an Reha-Maßnahmen im Wasser bei Blasen- und Darminkontinenz garantiert die Therapiehose mit durchgehendem Reißverschluss.

Therapiebadeanzug mit Reißverschluss

Maßanfertigung



1502 + Farbnummer



Material

100% Neopren

Größen

Maßanfertigung (siehe S. 117)

Pflege

Hand oder Maschinenwäsche bei 30°C.
Nicht schleudern. Nicht auf der Heizung
oder in der Sonne trocknen.

Farbe

siehe Farbtabelle (S. 107)



Eine unbeschwerte und sichere Teilnahme an Reha-Maßnahmen im Wasser bei Blasen- und Darminkontinenz bietet der Therapiebadeanzug mit Reißverschluss.

Es ist möglich, dass Wasser in die Badebekleidung eindringt und es zu einem geringen Wasseraustausch kommt.
Dies ist anatomisch bedingt, absolut normal und beeinträchtigt die Hygiene in der Regel nicht.

Spannbettuch PVC

Komplettabdeckung, fixiert

3062 001 140



Material

100% PVC
Folienstärke: 0,12 mm

Größe

70x140x15 cm

Pflege

95° ✕ ✕ ✕ ✕ kein Weichspüler



Die verschweißten Ecken und der angenähte Rundumgummi machen dieses Spannbettuch besonders widerstandsfähig. Außerdem ist es wasserundurchlässig und urinbeständig. Sondergrößen auf Anfrage erhältlich.



Spannbettuch Frottee Standardqualität

Komplettabdeckung, fixiert
leicht saugfähig

3067 001 072



Material

Oberseite: 80% Baumwolle, 20% Polyester
Unterseite: Liegefläche PVC-beschichtet

Größen

70x140x15 cm

Pflege

95° ✕ ✕ ✕ ✕ kein Weichspüler



Das funktionale Spannbettuch ist blut- und urinbeständig sowie sprühdesinfizierbar.



STANDARD
100



Pflegebody für Kinder Beinreißverschluss



4700 001



Material

95% Baumwolle, 5% Elasthan

Größe

unisex: 110/116-158/164

Pflege



Farbe

001 weiß



Der Pflegebody für Kinder ist Unterhemd und Fixierhose in einem. Er schützt vor Auskühlen und ermöglicht den Austausch von Inkontinenzmaterial ohne vollständiges Entkleiden. Weitere Informationen rund um die Vorteile von Pflegebodys finden Sie auf Seite 75.



Pflegeoverall für Kinder Rücken- und Beinreißverschluss



4713 059



Material

100% Baumwolle

Größe

unisex: 122/128-158/164

Pflege



Farbe

059 kornblume




Ein hilfreicher Begleiter im Pflegealltag ist der Pflegeoverall für Kinder. Er verhindert die unerwünschte Selbstentkleidung und den Zugriff des Kinds auf Inkontinenzmaterial. Der schräg verlaufende Rückenreißverschluss wirkt Druckstellen entgegen. Dank des teilbaren Beinreißverschlusses mit Sicherung wird der Wechsel von Inkontinenzmaterial erleichtert. Alle Informationen zu Pflegeoveralls im Allgemeinen finden Sie auf Seite 62.

Pflegeoverall, zerreißfest Rückenreißverschluss



4744 020

Zerreißfest, mit Sicherheitsknopf am Rückenreißverschluss.



Material

60% Polyester, 40% Baumwolle

Größe

unisex: 122/128-146/152

Pflege



Farbe

020 marine



Bei besonders unruhigen Kindern, die unter zwanghaftem Entkleiden und Autoaggression leiden oder zum Zerreißen von Kleidung neigen, kann ein entsprechender Pflegeoverall empfehlenswert sein. Die doppelt verstärkten Nähte sowie das zerreißfeste, atmungsaktive Material wirken diesen Problemen entgegen. Details dazu finden Sie auf Seite 82.

HINWEIS! Das Material ist nicht bissfest!



Ess-Schürze für Kinder mit Schlaufenverschluss

5015 004 036



Material

56% Baumwolle, 30% PU, 14% Polyester

Größe

78x36 cm

Pflege



Farbe

004 grün

i Damit beim Essen nichts auf die Kleidung geht, bietet diese Ess-Schürze einen optimalen Schutz des Brustbereichs. Die feuchtigkeitsundurchlässige Beschichtung verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit auf die Kleidung. Gleichzeitig sorgt die leicht saugende Oberfläche dafür, dass Flüssigkeit nicht herunterlaufen kann.



EXPERTENTIPP Schon einfaches Knoten der Schlaufen genügt, damit die Schürze nicht weggezogen werden kann. Es ist kein Doppelknoten notwendig.

Schutzhandschuhe für Kinder

4829 019



Material

55% Polyester, 45% Baumwolle

Größe

Kleinkind 86-104 cm (1), Kind 116-140 cm (2)

Pflege



Farbe

019 bleu

i Die Schutzhandschuhe für Kinder erschweren das Öffnen von (Kleidungs-) Verschlüssen und bieten einen effektiven Schutz vor Kratzen und Nesteln. Ein selbstständiges Abziehen des Handschuhs ist nicht möglich. Eine optimale Passform verhindert die Faltenbildung am Handgelenk. Die einfache Handhabung sowie der hohe Tragekomfort (Innenseite 100% Baumwolle) machen die Fäustlinge zum perfekten Alltagshelfer.


Angelegt in 3 Schritten

Art. 4829 019



1. Ziehen Sie den Fäustling über die Hand des Patienten. Der Klettverschluss befindet sich auf dem Handrücken.
2. Führen Sie das Flauschband um das Handgelenk und schließen es ohne starken Zug.
3. Klappen Sie die lange Stulpe über das Klettband.

Inkontinenz-Slips Hüftprotektor-Slips



Hüfte

Inkontinenz-Slips: Sondergrößen auf Anfrage

Maßtabelle Damen und Herren


					S		M	
suprema-Größe*	28	30	32	34	36	38	40	42
Wäschegröße (Herren)					4		5	
Hüftumfang (cm)	bis 77	78-81	82-85	86-89	90-92	93-96	97-100	101-104

	L		XL		XXL		XXXL	
suprema-Größe*	44	46	48	50	52	54	56	58
Wäschegröße (Herren)	6		7		8		9	
Hüftumfang (cm)	105-108	109-112	113-116	117-121	122-126	127-132	133-138	139-144

*Die suprema-Größe entspricht der deutschen Damen-Konfektionsgröße.

Hinweis zu Inkontinenz-Slips Herrengroßen: Wenn die Hose auf der Hüfte getragen werden soll, sind die Herrenmodelle die richtige Wahl. Für höher geschnittene Hosen (auf Taille) wählen Sie bitte die unisex-Modelle.

Inkontinenz-Bademode



Taille

Oberschenkel

Größen für Damen

Konfektionsgröße	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Taillenumfang (cm)	67-88	70-92	74-97	78-102	82-107	86-112	90-117	94-122	98-127
Oberschenkel (cm)	45-54	48-57	51-61	54-64	57-67	61-71	65-75	69-79	78-83

Größen für Herren

Wäschegröße	5	6	7	8	9	10
Taillenumfang (cm)	62-88	66-93	70-98	74-104	78-110	84-115
Oberschenkel (cm)	47-57	51-61	55-65	59-69	63-73	67-77

Hinweis: Bitte achten Sie bei der Größenauswahl darauf, dass sowohl der Umfang der Taille als auch die des Oberschenkels sich innerhalb einer Größe befinden. Durch die starke Dehnbarkeit der Bademoden ist es wichtig, möglichst nach vorliegender Tabelle zu bestellen und **nicht** ausschließlich nach der Konfektionsgröße des Kunden. Außerdem ist im Wasser mit einer leichten Erweiterung (insbesondere der Badeanzüge 1537 + 1539) zu rechnen.

Stomagürtel Wäsche- und Funktionsgürtel

Artikel 7801 009 & 7802 009

Stomabandage Neopren

Artikel 7811 009


Größen für Damen und Herren

Größe	XS	S	M	L	XL
für Damen	32/34	36/38	40/42	44/46	48/50
für Herren	42	44	46/48	50/52	54/56
Umfang (cm)*	67-89	90-96	97-104	105-112	113-121

* Hüft-Gesäßumfang (in dünner Kleidung gemessen)

Größe unisex	XS-S	M-L	XL-XXL
Umfang (cm)*	76-98	92-108	100-122

* immer auf Höhe des Stomas messen



RehaFlex Therapiehose

Größen für Damen und Herren

Größe	S	M	L	XL	XXL
Taille (cm)	86-100	90-104	94-104	98-112	102-116
Hüfte (cm)	98	102	106	112	116
Beinlänge (cm)	100	102	104	109	112
Saumweite (cm)	38	40	42	44	46

Pflegeoveralls und Pflege-Schlafanzüge

Pflegebekleidung

Pflegehemden

Pflegebodys

Größen für Damen und Herren

Größe	S	M	L	XL	XXL
für Damen	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54/56
für Herren	44	46/48	50/52	54/56	58/60

Zusatzleistungen für Pflegeoveralls (bitte schriftlich bestellen)

1/2-Arm

Gegen Aufpreis kann der Pflegeoverall auch als 1/2-Arm-Variante ausgeliefert werden (kein Umtausch).

Sicherheitsknopf (Art.-Nr. 4900 009)

Das Anbringen des Sicherheitsknopfes ist bei einigen Pflegeoveralls gegen Aufpreis möglich (kein Umtausch möglich). Bei den zerreifesten Overalls 4740 und 4744 ist der Sicherheitsknopf ohne Aufpreis enthalten.

KIDS

Inkontinenz-Slips

Inkontinenz-Bademode

Pflegeoveralls

Größen für Jungen und Mdchen

Konfektionsgre	86	92	98	104	116	128	140	152	164
Hftumfang (cm)	bis 56	57-58	59-60	61-63	64-68	69-72	73-79	80-86	87-92

Konfektionsgre	116	128	140	152	164
Taillenumfang (cm)	46-58	49-61	53-65	57-70	62-76
Oberschenkel (cm)	30-35	34-39	38-43	42-48	46-53


Konfektionsgre	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164
------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Angaben entsprechen der Krpergre des Kindes

Besteckhelfer

Gren fr Damen und Herren (gilt fr rechts und links)

Gren	S	M	L	XL
Handumfang (cm)	16,5-18	18-20,5	20,5-23	23-25,5
Daumenumfang (cm)	ca. 6,5-7	ca. 7-7,5	ca. 7,5-8	ca. 8-8,5
Handschuhgre	7	8	9	10



Farbtabelle

Therapie-Badebekleidung

Farbe	orange	rot	grn	blau	schwarz	marine
Farbnummer	008	003	004	005	009	020

Farbtabelle

PVC

Farbe	wei	gelb	rot	lavendel	schwarz	blau transparent	softgelb	mint	rosa	milch
Farbnummer	001	002	003	007	009	011	036	037	038	040
Folienstrke (mm)	0,12	0,12	0,12	0,18	0,12	0,12	0,18	0,12	0,12	0,18
Art.-Nr. 1201	•									
Art.-Nr. 1205	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Art.-Nr. 1206	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Art.-Nr. 1211	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Art.-Nr. 1214	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Art.-Nr. 1218	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Art.-Nr. 1249	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Art.-Nr. 1250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Art.-Nr. 1252				•			•			•
Art.-Nr. 1311	•	•	•	•			•			•
Art.-Nr. 8117	•	•	•			•		•	•	

Artnr.	Beschreibung	Größen	Seite
INKONTINENZ			
INKONTINENZ-SLIPS			
1201	PVC-Slip, knöpfbar, unisex	34-60	17
1204	PU-Slip, Schlupfform, unisex	34-60	20
1205	PVC-Slip, Schlupfform, unisex	34-60	21
1206	PVC-Slip, Schlupfform, unisex	34-60	18
1207	PVC-Slip, Schlupfform, unisex	S-XXL	19
1211	PVC-Slip, Schlupfform, unisex	34-60	22
1214	PVC-Slip, Schlupfform, unisex	34-60	22
1215	PU-Slip, Schlupfform, seitlicher Netzeinsatz, unisex	34-60	15
1217	PU-Slip, Schlupfform, breiter Schritt, unisex	34-60	20
1218	PVC-Slip, Schlupfform, unisex	34-60	22
1222	PVC-Slip, knöpfbar m. Innenfutter, unisex	34-60	19
1223	PVC-Slip, Schlupfform m. Innenfutter, unisex	34-60	23
1242	Baumwoll-Slip, Schlupfform, Herren	5-8	14
1245	Baumwoll-Slip, Schlupfform, unisex	34-60	14
1249	PVC-Slip, knöpfbar, unisex	S-XL	17
1250	PVC-Slip, knöpfbar, unisex	S-XL	16
1252	PVC-Slip, knöpfbar, verstellbarer Beingummi, unisex	S-XL	18
1253	bodyguard-shorts KIDS	116-164	98
1254	bodyguard-light Shorts m. integrierter Saugeinlage für Herren	5-8	10
1255	bodyguard-slip KIDS	116-164	99
1256	bodyguard-light Slip m. integrierter Saugeinlage für Herren	5-8	10
1257	bodyguard 1 Slip, Schlupfform, für Damen	36/38-52/54	11
1258	bodyguard 2 Slip, Schlupfform, für Damen	36/38-56/58	13
1259	bodyguard 3 Slip, Schlupfform, unisex	36/38-56/58	14
1260	bodyguard 4 Slip, Schlupfform, für Herren	5-8	12
1261	bodyguard 5 Slip, Schlupfform, für Herren	5-8	12
1262	Baumwoll-/Elasthan-Slip m. angeschnittenem Bein, für Damen	36/38-52/54	13
1263	bodyguard 6 Slip m. angeschnittenem Bein, für Herren	5-8	12
1264	bodyguard new life, Shorts m. integrierter Saugeinlage für Herren	5-8	8
1265	PVC-Slip, Schlupfform m. Innenfutter, unisex	34-60	23
1267	LaDonna, Spitzenslip m. PU-Wäscheschutz, für Damen	S-XL	9
1269	Baumwoll-/PU-Slip mit Druckknöpfen, unisex	36/38-52/54	15
1270	bodyguard ultra, unisex	36/38-52/54	19
1275	Baumwoll-Slip, Schlupfform, für Damen	36/38-52/54	13
1276	Windelslip m. Klettverschluss, unisex	S/L, XL/XXXL	24
1285	PU-Slip, Schlupfform m. Innenfutter, unisex	34-60	21
1286	PU-Slip, Schlupfform, unisex	S-XXL	15
1287	PU-Slip, Schlupfform, unisex	S-XXL	21
1288	PU-Slip, knöpfbar, unisex	S-XXL	16
1290	VIVA! easy, Spitzenslip m. integrierter Saugeinlage, für Damen	S-XL	11
1291	VIVA! go, Spitzenslip m. PU-Wäscheschutz, für Damen	S-XL	11
1295	bodyguard new life Jazz Pants, für Damen	S-XXL	9
1296	bodyguard new life Hüftslip, für Damen	S-XXL	9

Artnr.	Beschreibung	Größen	Seite
1311	PVC-Slip Schlupfform, verstellbare Beingummis, unisex	36-60	23
1312	PVC-Slip knöpfbar, unisex	S-XL	16
8117	PVC-Slip für Kinder, Schlupfform	86-164	99
8118	bodyguard-slip KIDS ultra	86-164	99
INKONTINENZ-ALLTAGSHILFEN			
2023	Netzhörschen medium 5 Stk.	-	24
2137	Netzhörschen maxi 5 Stk.	-	24
2180	Saugvorlage Extra 6x50 Stk.	-	25
2190	Katheterbeutel-Hülle aus PU, passend für fast alle 2-Liter-Beutel	-	24
BETTSCHUTZ			
3014	Bettauflage PVC, Folienstärke 0,25 mm	50x70 cm 70x100 cm 90x140 cm 100x140 cm	27
3031	Bettauflage Frottee, PVC-beschichtet, Kanten gesäumt	75x100 cm 90x150 cm 100x150 cm	28
3032	Bettauflage Frottee, PVC-beschichtet, Kanten geschnitten	75x100 cm 90x150 cm 100x150 cm	28
3051	Stecklaken Frottee, PU-beschichtet, Kanten gesäumt	90x150 cm	31
3052	Stecklaken Jersey, PU-beschichtet, Kanten gesäumt	90x170 cm	30
3053	Stecklaken Molton, PU-beschichtet, Kanten gesäumt	90x170 cm	30
3058	Bettauflage Molton, PVC-beschichtet, einseitig Kanten gesäumt	75x100 cm 90x150 cm 100x150 cm	28
3059	Bettauflage Molton „premium“, PU-beschichtet, atmungsaktiv	75x100 cm 90x150 cm 100x150 cm	29
3062	Spannbettuch PVC, für Kinderbett	70x140x15 cm	103
3063	Spannbettuch PVC, Folienstärke 0,12/0,18 mm	140x200x20 cm 100x200x20 cm	32
3065	Spannbettuch Frottee Super, PU-beschichtet	100x200x20 cm	33
3066	Spannbettuch PVC, Folienstärke 0,15 mm	100x200x20 cm	31
3067	Spannbettuch Frottee Standard, PVC-beschichtet, für Kinderbett	70x140x15 cm	103
3067	Spannbettuch Frottee Standard, PVC-beschichtet	140x200x20 cm 100x200x20 cm	32
3069	Spannbettuch Tencel/Polyester, TPU-beschichtet	90-100x 200x24 cm	34
3070	Spannbettuch Jersey, PU-beschichtet	100x200x24 cm	33
3071	Spannbettuch Frottee PU-beschichtet (auch für Pflegebett)	90x200x12 cm 100x200x24 cm	33
3100	Mehrfachbettauflage Baumwolle mit Seitenteilen, Saugfläche 75x85 cm	75x160 cm	37
3101	Mehrfachbettauflage Baumwolle ohne Seitenteile, Saugfläche 85x90 cm	85x90 cm	36
3102	Mehrfachbettauflage Baumwolle mit Seitenteilen, Saugfläche 85x90 cm	85x180 cm	36
3103	Mehrfachbettauflage Baumwolle, Anti-Rutsch-Rückseite, Saugfläche 85x90 cm	85x90 cm	36
3106	Mehrfachbettauflage Polyester mit Seitenteilen, Saugfläche 75x85 cm	75x160 cm	37
3107	Mehrfachbettauflage Polyester ohne Seitenteile	75x90 cm	38
3108	Mehrfachbettauflage Polyester mit Seitenteilen, Saugfläche 75x90 cm	75x160 cm	38

Artnr.	Beschreibung	Größen	Seite
3109	Mehrfachbettauflage Polyester ohne Seitenteile	75x85 cm	38
3110	Mehrfachbettauflage Polyester mit Seitenteilen, Saugfläche 75x85 cm	75x160 cm	38
3111	Mehrfach-Bettauflage Polyester ohne Seitenteile	80x90 cm	38
3112	Mehrfach-Bettauflage Polyester mit Seitenteilen, Saugfläche 80x90 cm	80x180 cm	38
3179	Mehrfach-Bettauflage Polyester mit Seitenteilen, Saugfläche 75x90 cm	75x90 cm	36
3525	Mehrfachbettauflage BW ohne Seitenteile	75x90 cm	37
3526	Mehrfachbettauflage BW mit Seitenteilen, Saugfläche 75x90 cm	75x170 cm	37
3527	Spannbettuch PU	140x200x20 cm 100x200x20 cm 180x200x24 cm	32
3528	Spannbettuch PU	100x200x20 cm	34
3529	Matratzenhülle PU, verdeckter Reißverschluss (auch für Pflegebett)	90x200x12 cm 100x200x20 cm	35
3530	Kissenbezug PU, verdeckter Reißverschluss	80x80 cm	39
3531	Bettauflage Molton, 4 Eckgummis, PU-beschichtet	100x200 cm	29
3532	Deckenbezug PU verdeckter Reißverschluss	135x200 cm	39
3620	Bettgarnitur PVC (Kissen 80x80, Bettbezug 135x200)	-	39
3621	Kissenbezug PVC	80x80 cm	39
3622	Deckenbezug PVC	135x200 cm	39
3629	Matratzenhülle Frottee, verdeckter Reißverschluss (auch für Pflegebett)	90x200x12 cm 100x200x20 cm	35
3958	Bettauflage Molton, einseitig PVC-beschichtet, Kanten geschnitten	75x100 cm 90x150 cm 100x150 cm	29
3815	Kniekissen mit Klettband	40x40 cm	39
INKONTINENZ-BADEBEKLEIDUNG			
1519	Badeanzug modisch	36-52	43
1520	Badeanzug sportlich	36-48	43
1521	Schwimmshorts für Herren	5-10	42
1522	Schwimmshorts für Kinder	116-164	101
1523	Badeanzug für Mädchen	116-152	101
1524	Bademoden Sicherheitsslip für Herren	5-10	41
1525	Bademoden Sicherheitsslip für Kinder	116-164	101
1526	Bademoden Sicherheitsslip für Damen	36-52	41
1533	Herren-Badeshorts m. integriertem Sicherheitsslip	5-10	42
1534	Badeshort Jungen, m. integriertem Sicherheitsslip	110/116-158/164	100
1535	Badeanzug Mädchen, m. integriertem Sicherheitsslip	110/116-146/152	100
1537	Damen Badeanzug schwarz, Set m. Sicherheitsslip	36-52	42
1539	Damen Badeanzug Krokoprint, Set m. Sicherheitsslip	36-52	43
THERAPIE-BADEBEKLEIDUNG			
1500	Therapiebadhose m. 1 Reißverschluss	Maßanfertigung	45
1501	Therapiebadhose m. durchgehendem Reißverschluss	Maßanfertigung	45
1502	Therapiebadeanzug m. Reißverschluss	Maßanfertigung	45
SITZAUFLAGEN			
3550	CouchGuard Überwurf	120x200 cm	51
3700	Sitzaufgabe, Karo blau-grün	45x45 cm	49

Artnr.	Beschreibung	Größen	Seite
3702	Sitzaufgabe, terrakotta	45x45 cm	49
3703	Sitzaufgabe, mokka	45x45 cm	49
3704	Sitzaufgabe mit Anti-Rutsch-Noppen an der Unterseite	40x50 cm	50
3705	Sitzaufgabe XL, mit Anti-Rutsch-Noppen an der Unterseite	40x80 cm	50
3708	Sitzaufgabe „to go“ zum Zusammenrollen	40x50 cm	48
3709	Sitzaufgabe, grün-Struktur / blau-Struktur	45x45 cm	48
3715	Sitzkissen Komfort mit Schaumstoffkern, mokka / blau-Struktur	42x42 cm	47
3716	Sitzkissen Premium mit Gelkern, mokka / blau-Struktur	36x41 cm	47
STOMAGÜRTEL			
7801	Wäschegürtel, orig. Dresner Spitzen, für Damen	XS-XL	53
7802	Funktionsgürtel aus elastischem Material, unisex	XS-XL	53
7811	Stomabandage Neopren m. Klettverschluss, unisex	XS/S-XL/XXL	53
HÜFTSCHUTZ			
1411	bodyguard Protektor-Slip bei Inkontinenz, f. Damen	S-XXL	58
1412	bodyguard Protektor-Slip bei Inkontinenz, f. Herren	S-XXL	58
1413	Protektor-Slip mit Eingriff, für Herren	S-XL	59
1414	Protektor-Slip, knöpfbar, mit Aussparung, unisex	S-XXL	59
1424	Protektor-Slip, knöpfbar, mit Aussparung und integrierten Protektoren, unisex	S-XXL	59
1481	Protektor-Slip mit integrierten Protektoren, unisex	S-XXL	56
1490	Protektor-Slip Basic, unisex	S-XXL	57
1491	PHYSIOprotect Hüftschutzhüftgürtel, unisex	S-XXL	60
1492	Protektor-Slip Starter Set A (1x 1490 + 1x 2007)	S-XXL	57
1493	Protektor-Slip Starter Set B (1x 1490 + 1x 2008)	S-XXL	57
1494	Protektor-Slip Set 1 (2x 1490 + 1x2007)	S-XXL	57
1495	Protektor-Slip Set 2 (2x 1490 + 1x 2008)	S-XXL	57
1496	Protektor-Slip Set 3 (3x 1490 + 1x 2007)	S-XXL	57
1497	Protektor-Slip Set 4 (3x 1490 + 1x 2008)	S-XXL	57
1498	Protektor-Slip Set 5 (4x 1490 + 1x 2007)	S-XXL	57
1499	Protektor-Slip Set 6 (4x 1490 + 1x 2008)	S-XXL	57
2007	Protektoren viscoelastisch, Handwäsche	-	55
2008	Protektoren viscoelastisch, maschinenwaschbar	-	55
Anti-Rutsch-Socken			
4820 009	Anti-Rutsch-Socken Paar, schwarz	39/42-43/45	61
4820 023	Anti-Rutsch-Socken Paar, bordeaux	35/38-39/42	61
PFLEGE/DEMENZ			
PFLEGEWÄSCHE			
Pflegeoveralls			
4080	Pflegeoverall 100% BW, kurz, Bein-RV	S-XL	65
4082	Pflegeoverall 100% BW, kurz, Rücken- & Bein-RV	S-XL, teilw. XXL	64
4510	Care Active Overall Jeans, Rücken-RV	S-XL	70
4520	Care Active Overall Jogging, Rücken-RV	S-XL	70
4671	Pflegeoverall 100% BW, lang, Bein-RV	S-XL	65
4681	Pflegeoverall BW/Polyester lang, Polo-Kragen, Bein-RV	S-XL	69
4682	Pflegeoverall 100% BW, Kurzgröße (passend für S-L), Bein-RV	Einheitsgröße	68
4686	Funktionsoverall BW/Polyester 2x Front-RV, Bein-RV	S-XL	69

Artnr.	Beschreibung	Größen	Seite
4688	Pflegeoverall 100% BW, lang, Rücken-RV, Bein-RV	S-XL, teilw. XXL	64
4701	Pflegeoverall 100% BW, lang, Bein-RV, Rücken-RV	S-XL	67
4702	Pflegeoverall 100% BW, kurz, Bein-RV, Rücken-RV	S-XL	67
4703	Pflegeoverall 100% BW, lang, Bein-RV, Rücken-RV	S-XXL	68
4704	Pflegeoverall 100% BW, kurz, Bein-RV, Rücken-RV	S-XXL	68
4705	Pflegeoverall 100% BW, lang, durchgehender Front-RV	S-XXL	72
4706	Pflegeoverall 100% BW, lang, Rücken-RV	S-XL	66
4708	Pyjama-Overall 100% BW, lang Rücken-RV, Bein-RV, gestreift	S-XL	71
4709	Pflegeoverall 100% BW, lang, Bein-RV, Rücken-RV, mit Fuß	S-XL	71
4710	Pflegeoverall 100% BW, kurz, Rücken-RV	S-XL	66
4713	Pflegeoverall für Kinder Rücken-RV, Bein-RV, 100% BW	122/128-158/164	104
4716	Pflege-Schlafanzug „Anker“, 100% BW, lang, Rücken-RV, Bein-RV	S-XL	74
4717	Pflege-Schlafanzug „Blumenranke“, 100% BW, lang, Rücken-RV, Bein-RV	S-XL	74
4719	Pflege-Schlafanzug „raute helloliv“, 100% BW, lang, Rücken-RV, Bein-RV	S-XL	73
4720	Pflege-Schlafanzug „floral“, 100% BW, lang, Rücken-RV, Bein-RV	S-XL	73
4721	Pflege-Schlafanzug „maritim-floral“, 100% BW, lang, Rücken-RV, Bein-RV	S-XL	73
4722	Pflege-Schlafanzug „Streifen“, 100% BW, lang, Rücken-RV, Bein-RV	S-XL	73
4730	Pflege-Schlafanzug „blau gepunktet“, 100% BW, kurz, Rücken-RV, Bein-RV	S-XL	74
4740	Pflegeoverall zerreifest lang, Rücken-RV mit Sicherheitsknopf	S-XXL	83
4741	Pflegeoverall zerreifest lang, Rücken-RV, Ärmel, Beine u. Rücken m. Ösen f. Magnetverschluss	S-XXL	83
4744	Pflegeoverall zerreifest, lang, Rücken-RV mit Sicherheitsknopf, für Kinder	122/128-146/152	104
Pflegebodys			
4695	Pflegebody Kurzarm mit kurzem Bein, Rücken-RV	S-XXL	77
4696	Pflegebody ohne Arm mit kurzem Bein, schräger Rücken-RV	S-XXL	77
4697	Pflegebody Kurzarm, mit kurzem Bein, Bein-RV	S-XXL	76
4698	Pflegebody ohne Arm, mit kurzem Bein, Bein-RV	S-XXL	76
4699	Pflegebody Langarm mit kurzem Bein, Bein-RV	S-XXL	75
4700	Pflegebody für Kinder, Kurzarm mit kurzem Bein, Bein-RV	110/116-158/164	104
Pflegehemden			
4064	Pflegehemd Baumwolle zum Binden, 3/4 Arm	Einheitsgröße	79
4070	Pflegehemd Baumwolle zum Binden, 3/4 Arm	S/M-L/XL	80
4073	Pflegeshirt Baumwolle zum Binden, 1/2 Arm	S/M-L/XL	78
4079	Pflegehemd für Herren zum Binden, 1/2 Arm	M/L-XL/XXL	79
Schutzhandschuhe / Schlafsack			
4829	Schutzhandschuhe für Kinder, Paar	1, 2	105
4830	Schutzhandschuhe, Paar	1, 2	85
4831	Schutzhandschuhe CarePlus, Paar	1, 2	85
4693	Schlafsack BW/Polyester für Damen und Herren	Einheitsgröße	81

Artnr.	Beschreibung	Größen	Seite
ESS-SCHÜRZEN			
5004	Ess-Schürze Frottee mit Schlaufen	100x48 cm	91
5005	Ess-Schürze Frottee 3er-Set Art. 5004	100x48 cm	91
5006	Ess-Schürze Frottee mit Schlaufen	90x45 cm	90
5015	Ess-Schürze Frottee mit Schlaufen, für Kinder	78x36 cm	105
5042	Ess-Schürze Frottee mit Schlaufen, Kragen und Schulterschutz	87x47 cm	91
5045	Ess-Schürze BW/Polyester mit Schlaufen	100x47 cm	93
5050	Ess-Schürze Frottee mit Klettverschluss	87x47 cm	92
5056	Ess-Schürze PVC mit Klettverschluss	85x62 cm	92
5058	Ess-Schürze Frottee mit Druckknöpfen	90x45 cm	90
5083	Ess-Schürze PVC mit Klettverschluss, mit Auffang	63x40 cm	92
5529	Ess-Schürze Frottee 3er-Set	100x50 cm	90
5533	Ess-Schürze PU zum Binden	82x48 cm	93
5536	Ess-Schürze PU mit Schlaufen	100x40 cm	93
5570	Ess-Schürze Polyester mit Druckknöpfen, blau kariert	90x46 cm	89
5571	Ess-Schürze Polyester mit Druckknöpfen, rostbraun kariert	90x46 cm	89
5572	Ess-Schürze Polyester mit Druckknöpfen, blau gemustert	90x46 cm	89
5574	Ess-Schürze Polyester mit Druckknöpfen, blaugrün kariert	90x46 cm	89
5575	Ess-Schürze Polyester mit Druckknöpfen, terrakotta	90x46 cm	89
5576	Ess-Schürze Polyester mit Druckknöpfen, batikblau	90x46 cm	89
5577	Ess-Schürze Polyester mit Druckknöpfen	89x44 cm	89
5579	Ess-Schürze Frottee mit Schlaufen und langen Ärmeln	78x75 cm	91
5581	Ess-Schürze Schlaufen u. Steckverschluss	90x46 cm	89
5585	Ess-Schürze Polyester mit Druckknöpfen, grün-Struktur / blau-Struktur	90x50 cm	88
FERSENSCHUHE			
6027	Fersenschuhe, mit Ring und Klettverschluss	-	94
6028	Fersenschuhe kompakt, mit Ring und Klettverschluss	-	95
6035	Fersenschuhe, mit Klettverschluss	-	94
6827	Fersenschuhe, mit Klettverschluss	-	94
6828	Fersenschuhe kompakt, mit Klettverschluss	-	95
6829	Fersenschuhe, mit elastischem Klettverschluss	-	95
DEMENZARTIKEL			
7150	Demenz-Muff	offen: 55x30 cm	97
7151	Memory-Decke mit 16 Feldern, textil, m. Klettverschluss	41x41 cm	97
7152	Legespiel Uhr, textil, mit beweglichen Zeigern	ø 38 cm	97
RehaFlex THERAPIEHOSE			
4550	RehaFlex Therapiehose mit 4-Wege-Reißverschluss, 100% Polyester, unisex	S-XXL	86
Besteckhelfer			
5700	Besteckhelfer mit Klettverschluss	S-XL	87



Praktische Unterstützung mit Werbemitteln von suprima.

DIN A1 Poster



VKH 9908
„Sturzgefahr“



VKH 9913
„Inkontinenz“



VKH 9926
„Alles für die Pflege“




VKH 9802
„RehaFlex Therapiehose“



VKH 9997
„Bettschutz“



VKH 9906
„Pflegewäsche“



VKH 9915
„Inko-Badebekleidung“



VKH 9984
„Bett-SET“



VKH 9916
„Demenz-Muff“



VKH 9905
„Ess-Schürzen“



VKH 9982
„Hüftschutz“



VKH 9983
„CareActive“

DIN A4



VKH 9808
„Inkontinenz“ 6-Seiter



VKH 9809
„Inkontinenz-Slips“ 6-Seiter



VKH 9803
„Pflege/Demenz“ 6-Seiter



VKH 9952
„Hüftschutz“ 6-Seiter



VKH 9950
Produktblatt „Tencel“

DIN lang Flyer (mehrsseitig)



VKH 9932
„Inkontinenz-Slips“



VKH 9909
„bodyguard-slip“



VKH 9918
„bodyguard-slip“



VKH 9986
„VIVA! Slip“



VKH 9914
„Inkontinenz Badebekleidung“



VKH 9811
„Inko-Bundle Display“



VKH 9812
„bodyguard new life“



VKH 9801
„RehaFlex Therapiehose“



VKH 9936
„Bettschutz“



VKH 9929
„Stomagürtel“



VKH 9927
„Sitzauflagen“



VKH 9938
„Pflegehemden“



VKH 9931
„Pflegewäsche“



VKH 9925
„Pflegeoveralls“



VKH 9910
„Hüftschutz“



VKH 9941
„Hüftschutz“



VKH 9943
„Pflegeoveralls“



VKH 9933
„Ess-Schürzen“



VKH 9951
„Demenzartikel“



VKH 9920
„KIDS“



VKH 9901
„Produktübersicht“



VKH 9954
„Schulungsflyer“



VKH 9977
„Hüftschutz“



Mehr Inkontinenz-Umsatz ohne Beratungsaufwand

Das Rundum-sorglos-Paket:
Verkaufsfertige Lösung für Ihr Sanitätshaus



Schluss mit zeitaufwändiger Einzelberatung bei Inkontinenzprodukten. Unser Rundum-sorglos-Paket macht Ihnen das Geschäft leichter. Ihre konkreten Vorteile:

- **Verkauft sich selbst**
Kunden wählen direkt am Warenträger
- **Höhere Warenkörbe**
Cross-Selling durch durchdachte Produktkombination
- **Weniger Personalaufwand**
Keine intensive Beratung nötig
- **Sofort einsatzbereit**
Komplett bestückter Präsentationskasten

Warum jetzt handeln?

23% der über 60-Jährigen benötigen Inkontinenzprodukte⁰¹ – bis Mitte der 2030er Jahre steigt diese Zahl auf mind. 20 Millionen⁰². Sichern Sie sich Ihren Anteil an diesem wachsenden Markt.

Bestellen Sie jetzt und steigern Sie Ihren Inkontinenz-Umsatz ohne Mehraufwand.

⁰¹ Stiftung Gesundheitswissen (2019), Harninkontinenz, zuletzt abgerufen am 14.09.2023 unter: <https://www.stiftung-gesundheitswissen.de/wissen/harninkontinenz/hintergrund>

⁰² Statistisches Bundesamt (Destatis) (2022), Zukünftige Bevölkerungsentwicklung, zuletzt abgerufen am 14.09.2023 unter: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Demografischer-Wandel/Aspekte/demografie-bevoelkerungsentwicklung.html>

Das suprima Rundum-sorglos-Paket.

Ihr Verkaufsvorteil:

- Sofort verkaufsfertiger Warenträger
- Optimale Produktauswahl für Cross-Selling
- Professionelle Präsentation

So steigern Sie Ihren Umsatz:

- Kunden kaufen mehr durch sichtbare Auswahl
- Weniger Beratungszeit = mehr Effizienz
- Höhere Margen durch Paketverkauf

Jetzt
bestellen und
Umsatz steigern.

Lassen Sie sich von
unserem Aussen-
dienst beraten!



Sie haben die Wahl.

„Basis“-Paket: der preisbewusster Einstieg

- 16x **Spannbettuch PU**
Art. 3527 001 202 (Seite 32)
- 8x **bodyguard-slip 5** (2 Stk./Größe)
Art. 1261 001 (Seite 12)
- 8x **bodyguard-slip 2** (2 Stk./Größe)
Art. 1258 001 (Seite 13)
- 6x **Sitzauflage Anti-Rutsch „to go“**
Art. 3708 009 (Seite 48)
- 1x **Warenträger**

„Komfort“-Paket: für höchsten Wohlfühl-Anspruch

- 16x **Spannbettuch Tencel™**
Art. 3069 001 104 (Seite 34)
- 8x **bodyguard-slip 5** (2 Stk./Größe)
Art. 1261 001 (Seite 12)
- 8x **Slip „LaDonna“** (2 Stk./Größe)
Art. 1267 001 (Seite 9)
- 6x **Sitzauflage Anti-Rutsch „to go“**
Art. 3708 009 (Seite 48)
- 1x **Warenträger**

**O
D
E
R**

Professionelle Verkaufshilfen für mehr Beratungserfolg

Figürliche Demonstrationshilfen, die Ihre Kunden überzeugen.

Als Inhaber eines Sanitätshauses kennen Sie das: Zeitaufwändige Beratung bei knappen Personalressourcen. Unsere professionellen Demonstrationshilfen nehmen Ihnen diese Arbeit ab.

Inkontinenz-Torso

- Enttabuisiert das Thema Inkontinenz
- Kunden verstehen Passform sofort
- Weniger Beratungszeit nötig

Besteckhelfer-Handmodell

- Zeigt Funktion auf einen Blick
- Macht Nutzen greifbar
- Überzeugt Angehörige sofort

Ihr Vorteil:

- Professionelle Präsentation steigert Ihr Image
- Kunden entscheiden schneller
- Weniger Rückfragen und Reklamationen
- Höhere Abschlussquote bei Beratungsgesprächen

So einfach geht's: Bestellen Sie Produkte im Wert von 160€ aus dem Bereich Inkontinenz ODER 8 Besteckhelfer und erhalten Sie das entsprechende Demonstrationsmodell GRATIS dazu.



Neopren-Therapiebekleidung: Maßanfertigung



Name des Patienten _____

Alter _____ Geschlecht _____

gemessen von Hr./Fr. _____

Datum, Unterschrift _____

Kundennr. _____

Firmenadresse _____

Telefonnr. _____

Beanstandungen der Passform (Maßanfertigungen) müssen innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung geltend gemacht werden. Spätere Reklamationen der Passform können nicht anerkannt werden. Für falsche Maße und Farbangaben oder doppelte Aufträge (Fax-Übertragung) wird nicht gehaftet.

Es ist möglich, dass Wasser in die Badebekleidung eindringt und es zu einem geringen Wasseraustausch kommt. Dies ist anatomisch bedingt, absolut normal und beeinträchtigt die Hygiene in der Regel nicht.



Maße in cm angeben!
Messen Sie am entspannten Körper direkt auf der Haut (T-Shirt und Slip stören nicht).
Bei Windelträgern unbedingt mit Windeln messen.



Farbe: _____

Maße für Neopren-Hosen (1-11)

1. Windeln ☐ ja ☐ nein
2. gemessen mit Windeln ☐ ja ☐ nein
3. Taillenumfang in Nabelhöhe _____ cm
4. Gesäßumfang _____ cm
5. von Taille vorn bis Taille hinten _____ cm
6. Beinlänge der Hose (7-15 cm) _____ cm
7. Oberschenkelumfang rechts _____ cm
8. Beinabschlußumfang rechts _____ cm
9. Oberschenkelumfang links _____ cm
10. Beinabschlußumfang links _____ cm
11. Patient hat starkes Hohlkreuz ☐ ja ☐ nein
(Bei starkem Hohlkreuz ist ein Gürtel mit Keil erforderlich)

Maßanfertigungen
nur über den niedergelassenen
Sanitätsfachhandel erhältlich

- ☐ **Bestellung**
- ☐ **Kostenvoranschlag**



Maße zusätzlich für Neopren-Anzüge (12-17)

12. Körper rund-um-messen* _____ cm
13. Achselmaß rund-um-messen _____ cm
14. Brustumfang _____ cm
15. Halsumfang _____ cm
16. Vorderlänge von Oberkante Brustbein bis zum Schritt (gerade messen) _____ cm
17. Körpergröße _____ cm Farbe _____

Position Reißverschlüsse (zwingend)

Gürtel ☐ ja ☐ nein

18. ein Reißverschluss vorne ☐ rechts ☐ links
19. ein Reißverschluss hinten ☐ rechts ☐ links
20. ein Reißverschluss Seite ☐ rechts ☐ links
21. ein Reißverschluss vorne ☐ Mitte
22. ein Reißverschluss hinten ☐ Mitte
23. durchgehender Reißverschluss ☐ Seite rechts ☐ Seite links

Bitte beachten:
die Lieferzeit beträgt
voraussichtlich 3 Wochen

* Mit dem Meter-Bandmaß, von der Brust durch den Schritt, hinten hoch, über die Schulter, zurück zum Anfang

Telefon: +49 9273 9204-0
Fax: +49 9273 9204-55
E-Mail: auftrag@suprima-gmbh.de
Post: **suprima GmbH**
Kulmbacher Straße 31-35
D - 95460 Bad Berneck

Beratung & Bestellung

Montag bis Donnerstag von 07.30-16.00 Uhr, Freitag von 07.30-12.00 Uhr

Bestellhotline (keine Beratung)

Montag bis Donnerstag von 16.00-18.00 Uhr, Freitag von 12.00-17.00 Uhr

Auftragsbearbeitung

Frau Elke Hirschmann	Tel.: 09273 9204-22	e.hirschmann@suprima-gmbh.de
Frau Manuela Burger	Tel.: 09273 9204-13	m.burger@suprima-gmbh.de
Frau Manuela Käppel	Tel.: 09273 9204-15	m.kaepfel@suprima-gmbh.de
Frau Heike Schönheiter	Tel.: 09273 9204-36	h.schoenheiter@suprima-gmbh.de

Erreichbarkeit: Montag bis Donnerstag von 07.00-15.30 Uhr, Freitag von 07.00-12.00 Uhr

Reklamationen

Frau Monika Miserovsky Tel.: 09273 9204-47 service@suprima-gmbh.de

Erreichbarkeit: Montag bis Donnerstag von 07.30-16.00 Uhr, Freitag von 07.30-12.00 Uhr

Buchhaltung

Frau Renate Bär Tel.: 09273 9204-21 r.baer@suprima-gmbh.de

Erreichbarkeit: Montag bis Donnerstag von 07.00-15.30 Uhr, Freitag von 07.00-12.00 Uhr

Rücksendung

Bitte senden Sie Ihre Rücksendungen an folgende Anschrift:

suprima GmbH
Kulmbacher Straße 31-35
D - 95460 Bad Berneck

Beachten Sie bitte, dass wir Ihre Rücksendung nur mit Rechnungskopie und ausreichend frankiert annehmen können.

Operative Geschäftsleitung

Manuel Käppler

Tel.: 09273 9204-0
Fax: 09273 9204-55

m.kaeppler@suprima-gmbh.de

Vertriebsleitung

Tel.: 09273 9204-0
Fax: 09273 9204-55

vertriebsleitung@suprima-gmbh.de

Marketingleitung

Julia Carle-Scholz

Tel.: 09273 9204-66
Fax: 09273 9204-55

j.carle-scholz@suprima-gmbh.de

Außendienst

Gebietsaufteilung nach Postleitzahlen

Süd	70000 - 74999 78000 - 78999 80000 - 97999	Janine Preißler-Becker	Mobil: 0170 4345592	j.preissler-becker@suprima-gmbh.de
Südwest	41000 - 41999 50000 - 56999 60000 - 69999 75000 - 77999 79000 - 79999	Adam Grzelczyk	Mobil: 0176 84913377 Fax: 09273 9204-55	a.grzelczyk@suprima-gmbh.de
West	33000 - 37999 40000 - 40999 42000 - 48999 57000 - 59999	Günther Wagner	Mobil: 0170 4345598 Fax: 09273 9204-55	g.wagner@suprima-gmbh.de
Nord	19000 - 32999 38000 - 38799 49000 - 49999	Innendienst	Tel.: 09273 9204-0	info@suprima-gmbh.de
Ost	01000 - 18999 38800 - 39999 98000 - 99999	Marion Pottmeier	Mobil: 0170 4346658 Fax: 09273 9204-55	m.pottmeier@suprima-gmbh.de
Export		Chloé Portal	Mobil: 0160 6451090	export@suprima-gmbh.de

suprima

Produktwelten

9999 10/2025

Hüftprotektor-Systeme

Inkontinenz-Slips

Stomagürtel

Inkontinenz-Badebekleidung

Bettschutz

Sitzauflagen

Pflegeoveralls und -bodys

Schlafsack

Patienten-Schutzhandschuhe

Pflegehemden

Ess-Schürzen

Fersenschuhe

KIDS – Artikel für Kinder

Demenzartikel



www.suprima-gmbh.de

suprimagmbh  

suprima_official 

suprima GmbH

Kulmbacher Straße 31 - 35 . 95460 Bad Berneck

Telefon 09273 9204-0 . Telefax 09273 9204-55

info@suprima-gmbh.de