

Ochrana krčku 1494 s vyjímatelnými polštářky

Bezešvé provedení



Kapsičky zajišťují přesné umístění ochranných polštářků

Ochranné polštářky je třeba vyjmout před praním



Ochrana krčku Startovní set 1494

2 x (1490) fixační kalhotky + 1 x (2007) pár ochranných polštářků

Materiál	58% bavlna, 36% polyamid, 6% elastan
Velikosti	unisex (dámská i pánská): S-XXL
Péče	95°C, no iron, no dry clean, no bleach, no tumble dry, nepoužívat změkčovadla
Barva	bílá
Kód	1494 001

Velikostní tabulka

Velikost	ženy / muži				S		M		
	obvod v bocích (cm)	28	30	32	34	36	38	40	42
obvod v bocích (cm)	bis 77	78-81	82-85	86-89	90-92	93-96	97-100	101-104	
Velikost	L		XL		XXL		XXXL		
	44	46	48	50	52	54	56	58	60
obvod v bocích (cm)	105-108	109-112	113-116	117-121	122-126	127-132	133-138	139-144	145-150

suprima GmbH
Kulmbacher Str. 31-35
95460 Bad Berneck

suprima
www.suprima-gmbh.de

Telefon 09273 9204 0
Telefax 09273 9204 55
info@suprima-gmbh.de

Ochrana stehenního krčku

Ochrana proti zraněním při pádu

suprima



 Compliance Study
Velmi vysoká míra přijetí pacienty.

Jednoduše vyšší kvalita života.

Upadnutí a jeho následky

V každodenním životě jsou rizika všudypřítomná. Nevhodná obuv, kluzká podlaha, koberec nebo negativní vliv medikace mohou způsobit upadnutí s vážnými následky. K upadnutí dochází často v noci. Ochrana krčku Suprima je navržena pro nošení během dne i noci. Ochrana krčku může předejít zlomenině stehenního krčku v případě upadnutí.

Upadnutí či dokonce jen strach z něj mohou výrazně ovlivnit kvalitu života:

- Omezení fyzické aktivity a ztráta svalstva. Pohybové a koordinační schopnosti jsou na ústupu.
- Sociální izolace jako důsledek nemožnosti udržovat kontakty.
- Nejistota dále ovlivňuje pohybový aparát, riziko pádu se dále zvyšuje.
- Vysoké riziko ztráty nezávislosti v důsledku nevyhnutelné potřeby péče v zařízení pro seniory.



Kdo by měl nosit ochranu krčku?

- Lidé trpící osteoporózou
- Lidé s obavou před upadnutím v důsledku dřívějšího pádu
- Lidé trpící svalovou slabostí, poruchami rovnováhy nebo závratí
- Lidé vykonávající běžné úkony v domácnosti s rizikem zakopnutí o koberec, pádu ze schodů či na kluzké podlaze
- Lidé používající medikaci typu uklidňujících prostředků, prášků na spaní, či léků na snížení krevního tlaku nebo cukru v krvi

Zdravotnický prostředek

- ✓ Registrováno jako zdravotnický prostředek podle směrnice Rady 93/42/EHS
- ✓ Certifikováno podle evropské normy **CE EN 1621-2**.
- ✓ Velmi lehké a příjemné na nošení, viskoelastická pěna je velmi měkká po zahřátí tělesným teplem
- ✓ V případě pádu absorbují část síly nárazu a rozprostoují ji na širší plochu, čímž snižují intenzitu působení na oblast stehenního krčku
- ✓ Polštářky se následně díky viskoelastickému materiálu vrátí do původního tvaru a lze je dále používat beze změny účinnosti

UPOZORNĚNÍ! Ochrana krčku nemůže zabránit zranění v každém jednotlivém případě.

Ochrana krčku suprima

Ochrana krčku Suprima nabízí efektivní ochranu před zlomeninou krčku v případě upadnutí. Ochranné polštářky na každé straně jsou přesně umístěny tak, aby chránily kyčelní kloub. Ochranné polštářky vyrobené z viskoelastické pěny jsou velmi měkké při kontaktu s tělesným teplem. Jsou pohodlné a diskrétní, nejsou mohutné. Kalhotky pro ochranné polštářky jsou vyrobeny v bezešvém provedení a jsou odolné i při dlouhodobém užívání. Díky svým lehkým kompresním vlastnostem perfektně a pevně sedí. Široký lem je velmi pohodlný. Funkční a pohodlné – ochrana krčku poskytuje uživateli nejvyšší úroveň ochrany jak při aktivní činnosti, tak na lůžku.

Ochrana krčku 1481 se všitými polštářky



Ochrana krčku Suprima 1481 se všitými polštářky

Materiál	58% bavlna, 36% polyamid, 6% elasthan
Velikosti	unisex (dámská i pánská): S – XXL
Péče	nepoužívat změkčovadla
Barva	bílá
Kód	1481 001