

Klubų apsaugos komplektas 1492 - išimami apsauginiai įdėklai

vientisas
mezgimas



ypač plati
komfortiška
liemens juosta

Švelnus kūno
apgludimas

apsauginių
įdėklų kišenės
tiksliai padėtis

Prieš skalbiant, išimkite
apsauginius įdėklus



Pradinis rinkinys

1 klubų apsaugos kelnaitės + 1 pora apsauginių įdėklų

| | |
|------------|--|
| medžiaga | 58% medvilnė, 36% poliamidas, 6% elastanas |
| dydžiai | universalūs (moterims ir vyrams): S - XXL |
| priežiūra | 95°C, [bleach symbol], [no iron symbol], [no dry clean symbol], [no tumble dry symbol] nenaudoti audinių minkštiklio |
| spalva | balta |
| prekės Nr. | 1492 001 |

Dydžių lentelė

| Moterims ir vyrams | | | | S | | M | | |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| suprima dydis* | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Dydis (vyrams) | | | | | 4 | | 5 | |
| Klubų apsauga (cm) | bis 77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 |

| | L | | XL | | XXL | | XXXL | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| suprima dydis* | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Dydis (vyrams) | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| Klubų apsauga (cm) | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-138 | 139-144 | 145-150 |

*suprima – dydis atitinka standartinius moterų dydžius

suprima GmbH
Kulmbacher Str. 31-35
95460 Bad Berneck

suprima
www.suprima-gmbh.de

Telefonas +49 9273 9204 0
Telefaksas +49 9273 9204 55
info@suprima-gmbh.de

Klubų apsaugos sistemos

Apsaugo nuo sužeidimų krentant

suprima



Atitikties studija

Labai paprasta pritaikyti, lengva įprasti
ir patogiu naudoti.

Tiesiog geresnė gyvenimo kokybė

Kritimas ir jo pasekmės

Daugybė pavojų slypi kasdieniame gyvenime: netinkama avalynė, slidžios grindys, kilimas ar geriama vaistai gali lemti pavojingą kritimą. Daug tokių kritimų nutinka nakties metu. suprima klubų apsaugos yra skirtos nešioti dieną ir naktį. Klubų apsaugos priemonės gali užkirsti kelią šlaunikaulio kaklo lūžimui nukritus.

Kritimas ar net baimė nukristi gali reikšmingai pabloginti gyvenimo kokybę

- Fizinio aktyvumo mažėjimas ir raumenų netekimas. Silpnėja judėjimo ir pusiausvyros jėgūdziai.
- Socialinė izoliacija, nes nebegali būti palaikomi kontaktai.
- Neužtikrintumas ir baimė silpnina judėjimo sistemą. Nukritimo rizika dar padidėja.
- Didelė rizika prarasti savarankiškumą, nes vyresni žmonės dažnai turi persikelti į slaugos namus.



Kas turėtų dėvėti klubų apsaugas?

- Žmonės, kurie kenčia nuo osteoporozės.
- Žmonės, kuriems atsiranda baimė po ankstesnių kritimų.
- Žmonės, kenčiantys nuo raumenų silpnumo, pusiausvyros sutrikimų ir galvos svaigimo.
- Moterys, atliekančios namų ruošos darbus ir susiduriančios su kilimais, laipteliais ir drėgnomis grindimis.
- Žmonės, vartojantys vaistus, ypač raminamuosius vaistus ir tabletes geram miegui, arba vaistus, kurie mažina kraujospūdį ir cukraus kiekį kraujyje.

Medicininė priemonė

- ✓ Registruota kaip medicininė priemonė. Atitinka Europos Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninį reglamentą 93/42/EEB.
- ✓ suprima klubų apsaugos yra sertifikuotos vadovaujantis Europos testų standartu **CE EN 1621-2**.
- ✓ Apsaugas lengva ir patogiu nešioti, nes viskoelastinės putos, sušilę nuo kūno šilumos, tampa minkštos.
- ✓ Kritimo momentu, pavojinga smūgio jėga sulėtinama ir išsklaidoma. Šlaunikauliui tenkančią smūgio jėgą apsauginė medžiaga sumažina ir paskirsto aplinkiniams minkšties audiniams.
- ✓ Viskoelastinė medžiaga po kritimo grįžta į pradinę būseną ir vėl atlieka apsauginę funkciją.

DĖMESIO!

Klubų apsaugos negali apsaugoti nuo visų sužalojimų.

suprima klubų apsaugos

suprima klubo apsaugos suteikia veiksmingą apsaugą nuo klubų lūžių ir traumų kritimo atveju. Abiejose klubų pusėse esančios apsaugos yra išdėstytos taip, kad apsaugotų klubo sąnarij. Apsaugos iš viskoelastinės putos tampa minkštos nuo kūno šilumos. Jos yra patogios ir diskretiškos, visiškai nematomos dėvint. Klubus saugančios kelnaitės yra vientisai megztos ir patvarios. Lengvai apgludusios kelnaitės puikiai prisitaiko ir saugo. Plati juosmens juosta yra labai patogi. suprima klubų apsaugos yra funkcionalios, patogios bei veiksmingai apsaugo klubus ir gyvenant aktyviai, ir judant mažiau.

Klubų apsaugos 1481 - įsiūti apsauginiai įdėklai



Klubų apsaugos 1481
su įsiūtais apsauginiais įdėklais

| | |
|------------|--|
| medžiaga | 58% medvilnė, 36% poliamidas, 6% elastanas |
| dydžiai | universalūs (moterims ir vyrams): S - XXL |
| priežiūra | nenaudoti audinių minkštiklio |
| spalva | balta |
| prekės Nr. | 1481 001 |